

Produktgrupp ISO 043306 Hjälpmedel för trycksårsprevention vid liggande

Produktgrupp ISO 090621 Häl-, tå- och fotskydd

Avtal gäller t.o.m. 2028-03-31

Sortimentsöversikten uppdaterades 2026-04-01

Information färgkoder

Förskrivs i första hand. I sortiment, enligt tidigare upphandlingsavtal. Hyrs ut till lägre pris än produkt enligt nuvarande avtal. Bra miljöval.

I sortiment, enligt nuvarande upphandlingsavtal.

Undergrupperna består av:

1 Ersättningsgrupp: Vid beställning av ett hjälpmedel kan Sesam föreslå ett likvärdigt hjälpmedel från samma undergrupp. Det föreslagna hjälpmedlet levereras med nästa ordinarie turbil.

2 Fast ersättningsgrupp: Vid beställning av ett hjälpmedel kommer Websesam byta till ett närmast likt hjälpmedel från samma undergrupp. Ingår erbjuden artikel i tidigare upphandlat sortiment sker levereras med nästa turbil. För nuvarande upphandlat sortiment gäller ordinarie leveranstid. Om bytet inte kan accepteras lägger man ändå beställningen med föreslagen artikel. HMC Kundtjänst kontaktas därefter för ändring till den önskade artikeln tel.nr 010-4738080 val 2, därefter val 1 Lager/Leverans/Kundorder

Punktavlastande hjälpmedel för utsatta kroppsdelar: hälskydd mm				
Sesamnr	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Kommentar
77976	Hälskydd Body Armor Orginal one size	Etac	DABHR-N	Hälskydd i skum med rotationskydd Anpassningsbar
77977	Hälskydd Body Armor Mjuk one size	Etac	DABHR-F	Hälskydd i skum med rotationskydd. Anpassningsbar
80222	Hälavlastare Molly S	Care of Sweden	51-100011	Hälavlastare i trögsaum som sitter runt fotleden.
80223	Hälavlastare Molly M	Care of Sweden	51-100012	Hälavlastare i trögsaum som sitter runt fotleden.
80216	Hälskydd Maxxcare Heel Pro Evolution Small	Invacare	060004s	Hälskydd med luftlement. Kan användas i sittande och liggande position. Tvättbart.
80214	Hälskydd Maxxcare Heel Pro Evolution Standard	Invacare	060001st	Hälskydd med luftlement. Kan användas i sittande och liggande position. Tvättbart.
80215	Hälskydd Maxxcare Heel Pro Evolution XL	Invacare	060003xl	Hälskydd med luftlement. Kan användas i sittande och liggande position. Tvättbart.
89382	Curera Öronkudde 32x32 cm	Care of Sweden	14-001051	Liten kudde med hål för örat. Bomullsöverdrag finns som tillbehör.

Tryckavlastande toppmadrass i skum, t.o.m. sårkategori 2. Placeras alltid ovanpå en standardmadrass.

Samtliga madrasser levereras med hygienöverdrag

Sesamnr	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Kommentar
89509	Toppmadrass Dyna-Form Overlay Superior 90x200x6cm	Direct Health Care	MAT2100002	
89510	Toppmadrass Dyna-Form Overlay Superior 105x200x6cm	Direct Health Care	MAT2100003	
89511	Toppmadrass Dyna-Form Overlay Superior 120x200x6cm	Direct Health Care	MAT2100004	

Tryckavlastande toppmadrass i skum för juniorsäng, t.o.m. sårkategori 3. Placeras alltid ovanpå en standardmadrass.

Samtliga madrasser levereras med hygienöverdrag

Sesamnr	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Kommentar
71562	Toppmadrass Melissa Parad Junior 70x160x6cm överdrag väska 0-150kg	Järven	21-000609-008	
73388	Toppmadrass Melissa Parad Junior 80x180x6cm överdrag väska 0-150kg	Järven	21-000609-009	

Tryckavlastande luftfylld toppmadrass, t.o.m. sårkategori 3. Placeras alltid ovanpå en standardmadrass.

Observera att grindförhöjare kan krävas vid behov av grind. Avståndet mellan madrass och grindens övre kant ska vara minst 22cm.

Sesamnr	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Kommentar
71575	Pump SAM PRO	Care of Sweden	SP101-SE0000	
71570 ²	Statisk toppmadrass CuroCell SAM Pro 80x200x10cm överdrag väska 0-250kg exkl pump	Care of Sweden	SM102-080200-SE0000	Vadderat inneröverdrag finns som tillbehör.
80233 ²	Statisk toppmadrass CuroCell SAM Pro 80x200x10cm överdrag väska 0-250kg exkl pump	Care of Sweden	SM303-080200-SE0000	Med 3-delat luftcellspaket. Vadderat inneröverdrag finns som tillbehör.
71571 ²	Statisk toppmadrass CuroCell SAM Pro 90x200x10cm överdrag väska 0-250kg exkl pump	Care of Sweden	SM104-090200-SE0000	Vadderat inneröverdrag finns som tillbehör.
80234 ²	Statisk toppmadrass CuroCell SAM Pro 90x200x10cm överdrag väska 0-250kg exkl pump	Care of Sweden	SM303-090200-SE0000	Med 3-delat luftcellspaket. Vadderat inneröverdrag finns som tillbehör.
71572 ²	Statisk toppmadrass CuroCell SAM Pro 90x210x10cm överdrag väska 0-250kg exkl pump	Care of Sweden	SM104-090210-SE0000	Vadderat inneröverdrag finns som tillbehör.
80235 ²	Statisk toppmadrass CuroCell SAM Pro 90x210x10cm överdrag väska 0-250kg exkl pump	Care of Sweden	SM303-090210-SE0000	Med 3-delat luftcellspaket. Vadderat inneröverdrag finns som tillbehör.
71573 ²	Statisk toppmadrass CuroCell SAM Pro 105x200x10cm överdrag väska 0-250kg exkl pump	Care of Sweden	SM104-105200-SE0000	Vadderat inneröverdrag finns som tillbehör.
80236 ²	Statisk toppmadrass CuroCell SAM Pro 105x200x10cm överdrag väska 0-250kg exkl pump	Care of Sweden	SM303-105200-SE0000	Med 3-delat luftcellspaket. Vadderat inneröverdrag finns som tillbehör.
89534 ²	Statisk toppmadrass CuroCell SAM Pro 105x210x10 cm överdrag väska 0-250 kg exkl pump	Care of Sweden	SM104-105210-SE0000	Vadderat inneröverdrag finns som tillbehör.
81412 ²	Statisk toppmadrass CuroCell SAM Pro 105x210x10cm överdrag väska 0-250kg exkl pump	Care of Sweden	SM303-105210-SE0000	Med 3-delat luftcellspaket. Vadderat inneröverdrag finns som tillbehör.
71574 ²	Statisk toppmadrass CuroCell SAM Pro 120x200x10cm överdrag väska 0-250kg exkl pump	Care of Sweden	SM104-120200-SE0000	Vadderat inneröverdrag finns som tillbehör.
80237 ²	Statisk toppmadrass CuroCell SAM Pro 120x200x10cm överdrag väska 0-250kg exkl pump	Care of Sweden	SM303-120200-SE0000	Med 3-delat luftcellspaket. Vadderat inneröverdrag finns som tillbehör.

Tryckavlastande ersättningsmadrass i skum, t.o.m. sårkategori 2

Sesamnr	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Kommentar
89365	Madrass Optimal Care m 2-delat Olivia/Evac-överdrag 80x200x14cm 0-160 kg	Care of Sweden	660-080200	
89366	Madrass Optimal Care m 2-delat Olivia/Evac-överdrag 85x200x14cm 0-160 kg	Care of Sweden	660-085200	
89367	Madrass Optimal Care m 2-delat Olivia/Evac-överdrag 90x200x14cm 0-160 kg	Care of Sweden	660-090200	
89368	Madrass Optimal Care m 2-delat Olivia/Evac-överdrag 90x210x14cm 0-160 kg	Care of Sweden	660-090210	
89369	Madrass Optimal Care m 2-delat Olivia/Evac-överdrag 105x200x14cm 0-160 kg	Care of Sweden	660-105200	
89370	Madrass Optimal Care m 2-delat Olivia/Evac-överdrag 120x200x14cm 0-160 kg	Care of Sweden	660-120200	

Tryckavlastande ersättningsmadrass i skum hög brukarvikt, t.o.m. sårkategori 2

Sesamnr	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Kommentar
80221	Madrass Evaq Pro XL, 90x200x18 cm evaköverdrag upp till 250kg	Palliance	EVAQXLVGR090200	
80218	Madrass Evaq Pro XL, 90x210x18 cm evaköverdrag upp till 250kg	Palliance	EVAQXLVGR090210	
80219	Madrass Evaq Pro XL, 105x200x18 cm evaköverdrag upp till 250kg	Palliance	EVAQXLVGR105200	
80217	Madrass Evaq Pro XL, 120x200x18 cm evaköverdrag upp till 250kg	Palliance	EVAQXLVGR120200	

Tryckavlastande ersättningsmadrass skum och luftfylld utan pump, reaktiv/självreglerande, t.o.m. sårkategori 3

Bör beställas med direktleverans till patient pga mycket hög vikt och stort omfång.

Sesamnr	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Kommentar
73214 ²	Madrass CuroCell AREA Zone 85X200x18cm överdrag väska 0-230kg	Care of Sweden	CC-363012V	
86934 ²	Madrass CuroCell AREA Zone m 2-delat Steel/Evac-överdrag 85x200x18cm med hälffunktion och inneröverdrag inkl väska	Care of Sweden AB	ZS107-085200-SE0000	Överdrag med evakueringsfunktion.
71569 ²	Madrass CuroCell AREA Zone 90X200x18cm överdrag väska 0-230kg	Care of Sweden	CC-363014V	
86544 ²	Madrass CuroCell AREA Zone m 2-delat Steel/Evac-överdrag 90x200x18cm med hälffunktion och inneröverdrag inkl väska	Care of Sweden	ZS107-090200-SE0000	Överdrag med evakueringsfunktion.
73751 ²	Madrass CuroCell AREA Zone 105X200x18cm överdrag väska 0-230kg	Care of Sweden	CC-363016V	
86716 ²	Madrass CuroCell AREA Zone m 2-delat Steel/Evac-överdrag 105x200x18cm med hälffunktion och inneröverdrag inkl väska	Care of Sweden	ZS107-105200-SE0000	Överdrag med evakueringsfunktion.
80149 ²	Madrass CuroCell AREA Zone m 2-delat Steel/Duro-överdrag 105x210x18cm med hälffunktion och inneröverdrag inkl väska 0-230kg	Care of Sweden	CC-363017V	
89267 ²	Madrass CuroCell AREA Zone m 2-delat Steel/Evac-överdrag 105x210x18cm med hälffunktion och inneröverdrag inkl väska 0-230kg	Care of Sweden	ZS107-105210-SE0000	Överdrag med evakueringsfunktion.
75720 ²	Madrass CuroCell AREA Zone 120x200x18 cm med överdrag, väska, 0-230kg	Care of Sweden	CC-363018V	
86976 ²	Madrass CuroCell AREA Zone m 2-delat Steel/Evac-överdrag 120x200x18cm med hälffunktion och inneröverdrag inkl väska	Care of Sweden	ZS107-120200-SE0000	Överdrag med evakueringsfunktion.

Dynamisk tryckavlastande luftfylld ersättningsmadrass, t.o.m. sårkategori 4

Brukarvikt upp till 220kg. Låg höjd.

Observera att avståndet mellan madrass och grindens övre kant ska vara minst 22cm.

Sesamnr	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Kommentar
79397	Pump CuroCell A4	Care of Sweden	CP102-SE0000	Observera att brukaren måste ligga stilla i ca20 min under inställningen. Välj annan produkt om det finns risk för ofrivilliga rörelser.
80229	Madrass CuroCell CX15 m 2-delat Olivia/CC-överdrag 85x200x15cm inkl. väska exkl. kontrollenhet/pump	Care of Sweden	CM165-085200-SE0000	
79396	Madrass CuroCell CX15 m 2-delat Olivia/CC-överdrag 90x200x15cm inkl. väska exkl. kontrollenhet/pump	Care of Sweden	CM165-090200-SE0000	
80230	Madrass CuroCell CX15 m 2-delat Olivia/CC-överdrag 90x210x15cm inkl. väska exkl. kontrollenhet/pump	Care of Sweden	CM165-090210-SE0000	
80231	Madrass CuroCell CX15 m 2-delat Olivia/CC-överdrag 105x200x15cm inkl. väska exkl. kontrollenhet/pump	Care of Sweden	CM165-105200-SE0000	
80838	Madrass CuroCell CX15 m 2-delat Olivia/CC-överdrag 105x210x15cm inkl. väska exkl. kontrollenhet/pump	Care of Sweden	CM165-105210-SE0001	
80232	Madrass CuroCell CX15 m 2-delat Olivia/CC-överdrag 120x200x15cm inkl. väska exkl. kontrollenhet/pump	Care of Sweden	CM165-120200-SE0000	

Brukarvikt upp till 230 kg. Låg höjd.

Observera att avståndet mellan madrass och grindens övre kant ska vara minst 22Cm.

89413	Madrasspump OC-55 till OptiCell smart	Järven Healthcare	12-991000-004	
89405	Madrass OptiCell Smart R6 85x200x16 med överdrag och väska 0-230 kg exkl pump	Järven Healthcare	12-090724-007	
89406	Madrass OptiCell Smart R6 90x200x16 med överdrag och väska 0-230 kg exkl pump	Järven Healthcare	12-090724-008	
89535	Madrass OptiCell Smart R6 90x210x16 med överdrag och väska 0-230 kg exkl pump	Järven Healthcare	12-090724-013	
89407	Madrass OptiCell Smart R6 105x200x16 med överdrag och väska 0-230 kg exkl pump	Järven Healthcare	12-090724-009	
89408	Madrass OptiCell Smart R6 120x200x16 med överdrag och väska 0-230 kg exkl pump	Järven Healthcare	12-090724-010	

Dynamisk tryckavlastande luftfylld ersättningsmadrass, t.o.m. sårkategori 4

Brukarvikt upp till 250kg.

Observera att grindförhöjare kan krävas vid behov av grind. Avståndet mellan madrass och grindens övre kant ska vara minst 22cm.

Sesamnr	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Kommentar
72526	Pump Opticell 4 PRO	Järven Healthcare	12-990500-001	
72521	Dynamisk madrass Opticell 4 PRO 85x200x20cm överdrag väska 0-250kg exkl pump	Järven Healthcare	22-020324-001	
72522	Dynamisk madrass Opticell 4 PRO 90x200x20cm överdrag väska 0-250kg exkl pump	Järven Healthcare	22-020324-002	
72525	Dynamisk madrass Opticell 4 PRO 90x210x20cm överdrag väska 0-250kg exkl pump	Järven Healthcare	22-020324-006	
72523	Dynamisk madrass Opticell 4 PRO 105x200x20cm överdrag väska 0-250kg exkl pump	Järven Healthcare	22-020324-003	
75376	Dynamisk madrass Opticell 4 PRO 105x210x20cm överdrag väska 0-250kg exkl pump	Järven Healthcare	22-020324-000	
72524	Dynamisk madrass Opticell 4 PRO 120x200x20cm överdrag väska 0-250kg exkl pump	Järven Healthcare	22-020324-004	
79397	Pump CuroCell A4	Care of Sweden	CP102-SE0000	
80224	Madrass CuroCell CX20 m 2-delat Olivia/CC-överdrag 85x200x20cm inkl väska exkl kontrollenhet/pump	Care of Sweden	CM121-085200-SE000V	Observera att brukaren måste ligga helt stilla i ca20 min under inställningen. Välj annan produkt om det finns risk för ofrivilliga rörelser.
80225	Madrass CuroCell CX20 m 2-delat Olivia/CC-överdrag 90x200x20cm inkl väska exkl kontrollenhet/pump	Care of Sweden	CM121-090200-SE000V	
80226	Madrass CuroCell CX20 m 2-delat Olivia/CC-överdrag 90x210x20cm inkl väska exkl kontrollenhet/pump	Care of Sweden	CM121-090210-SE000V	
80227	Madrass CuroCell CX20 m 2-delat Olivia/CC-överdrag 105x200x20cm inkl väska exkl kontrollenhet/pump	Care of Sweden	CM121-105200-SE000V	
80228	Madrass CuroCell CX20 m 2-delat Olivia/CC-överdrag 120x200x20cm inkl väska exkl kontrollenhet	Care of Sweden	CM121-120200-SE000V	

Dynamisk tryckavlastande luftfylld ersättningsmadrass, t.o.m. sårkategori 4

Brukarvikt upp till 250kg.

Observera att grindförhöjare kan krävas vid behov av grind. Avståndet mellan madrass och grindens övre kant ska vara minst 22cm.

Sesamnr	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Kommentar
89413	Madrasspump OC-55 till OptiCell smart	Järven Healthcare		
89409	Madrass OptiCell Smart R8 85x200x20 med överdrag och väska 0-250 kg exkl pump	Järven Healthcare	12-090924-007	
89410	Madrass OptiCell Smart R8 90x200x20 med överdrag och väska 0-250 kg exkl pump	Järven Healthcare	12-090924-008	
89536	Madrass OptiCell Smart R8 90x210x20 med överdrag och väska 0-250kg exkl pump	Järven Healthcare	12-090924-013	
89411	Madrass OptiCell Smart R8 105x200x20 med överdrag och väska 0-250 kg exkl pump	Järven Healthcare	12-090924-009	
89412	Madrass OptiCell Smart R8 120x200x20 med överdrag och väska 0-250 kg exkl pump	Järven Healthcare	12-090924-010	

Automatisk lägesändring

Tidigare upphandlade produkter för automatiserad lägesändring ligger under sortimentsöversikt: Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt reglerbara (ISO-kod 181210)

Sesamnr	Benämning	Leverantör	Lev. art.nr	Kommentar
83434 ¹	Vändsystem Toto madrassplattform 250kg ink väska	Comfortsystem	4100001	Läggs under befintlig madrass på hemsjukvårssäng med bäddmått 90x200-210cm.
86470 ¹	Vändsystem Toto Cradle madrassplattform 250kg ink väska	Comfortsystem	5100001	Automatisk lägesändring i sidled 0-30 grader. Madrassplattform samt styrenhet behövs för komplett produkt.
83433	Styrsystem/pump Toto	Comfortsystem	4001000-2	TOTO Cradle stiger 5 grader på motsatt sida för