

## Beställningsstöd

### Prio 3A

Prio i standardutförande är utrustad enligt nedan beskrivning. Önskar du få rullstolen levererad med endast dessa tillbehör behöver du inte ange några artikelnummer för tillbehören utan anger endast artikelnumret för den rullstol Du önskar beställa.

**Beställningsstödet används som hjälp vid beställning och skall inte skickas in.**

#### Beskrivning standardutförande:

Brukarvikt 135kg  
 Sittbredd 40-55cm med 5 cm intervall  
 Rygghöjd inställd på 52cm som std (intervall 46-62 cm, möjligt att välja till ryggförlängare +6cm)  
 Sitthöjd (bak/fram) 45cm (24" pos D 16" pos a)  
 Sittdjup läge 3 (44-51cm, levereras i sd 47)  
 Benstöd vinkelfasta vid vinkel  
 Armstöd smalt Prio 38cm  
 Ryggöverdrag  
 Dynamiskt bäckenstöd  
 Huvudstöd justerbart  
 Körhandtag höjdregerbara  
 Fäste för höftbälte fyrpunkt  
 Komfortlås inställt på 0gr  
 Massivt däck med rostfri drivring alt. massivt 16" drivhjul  
 Länkhjul 6" (150x30mm)  
 Balansläge pos 1 (av tre möjliga)  
 Brukarbroms  
 Tippskydd



Sittdyna ingår ej  
i standard

**Standard = x (ska inte beställas utan ingår i rullstolens artikelnummer)**

#### Bra att veta

- Önskar du andra tillbehör anger du förutom rullstolens artikelnummer, ett artikelnr för varje tillbehör utöver standard som du önskar att beställa.
- Det finns artikelnummer för inställningar som du anger om du önskar andra inställningar än standard.
- Ange vilken sida du önskar tillbehör monterade där samma artikel används till höger och vänster, t ex vissa bälstöd.
- Huvudregeln är att om inget annat anges i benämningen så är artiklarna styck. Om det är par eller kit/set/sats så ska det framgå i benämningen. Står det inte något i benämningen- utgå från att det är styck och beställ 2 st om du önskar ett par.
- Glöm inte att markera samleverans!



Sesamnr	Lev.art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
85735	13426005	Rullstol Prio 3A 24tum sb 40 135kg	
85736	13426009	Rullstol Prio 3A 24tum sb 45 135kg	
85737	13426013	Rullstol Prio 3A 24tum sb 50 135kg	
85738	13426017	Rullstol Prio 3A 24tum sb 55 135kg	
85739	13426105	Rullstol Prio 3A 24tum vårdarbroms sb 40 135kg	
85740	13426109	Rullstol Prio 3A 24tum vårdarbroms sb 45 135kg	
85741	13426113	Rullstol Prio 3A 24tum vårdarbroms sb 50 135kg	
85742	13426117	Rullstol Prio 3A 24tum vårdarbroms sb 55 135kg	
85747	13426305	Rullstol Prio 3A 24tum vårdarbroms eltilt sb 40 135kg	Ej med komfortlås, dynamiskt bäckenstöd, QR-sprint rygg, syrgashållare/lastkorg, clips vinkelbegränsning, självtilt
85748	13426309	Rullstol Prio 3A 24tum vårdarbroms eltilt sb 45 135kg	
85749	13426313	Rullstol Prio 3A 24tum vårdarbroms eltilt sb 50 135kg	
85750	13426317	Rullstol Prio 3A 24tum vårdarbroms eltilt sb 55 135kg	
85743	13426205	Rullstol Prio 3A 16tum vårdarbroms sb 40 135kg	
85744	13426209	Rullstol Prio 3A 16tum vårdarbroms sb 45 135kg	
85745	13426213	Rullstol Prio 3A 16tum vårdarbroms sb 50 135kg	
85746	13426217	Rullstol Prio 3A 16tum vårdarbroms sb 55 135kg	
85751	13426405	Rullstol Prio 3A 16tum vårdarbroms eltilt sb 40 135kg	Ej med komfortlås, dynamiskt bäckenstöd, QR-sprint rygg, syrgashållare/lastkorg, clips vinkelbegränsning, självtilt
85752	13426409	Rullstol Prio 3A 16tum vårdarbroms eltilt sb 45 135kg	
85753	13426413	Rullstol Prio 3A 16tum vårdarbroms eltilt sb 50 135kg	
85754	13426417	Rullstol Prio 3A 16tum vårdarbroms eltilt sb 55 135kg	


#### Samleverans:

Markera **SAMLEVERANS** när du beställer andra tillbehör än standard, om du önskar komplett rullstol. Annars levereras varje del för sig.






Tillbehör (standard (std) = X)				
	Sesamnr	Lev.art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
<b>Armstöd</b>				
x	85084	28826-1	Armstöd smalt Prio hö Längd 38cm	
x	85085	28826-2	Armstöd smalt Prio vä Längd 38cm	
	82002	28827-1	Armstöd Prio komfort 49cm hö	Höjd 23,5-35cm
	82003	28827-2	Armstöd Prio komfort 49cm vä	
	85937	28638-1	Armstöd Prio komfort 49cm lågt höjd 20-26cm hö	
	85938	28638-2	Armstöd Prio komfort 49cm lågt höjd 20-26cm vä	
	85985	63193-60-1	Armstödsdyna polstrad hö till armstöd Prio komfort	
	85986	63193-60-2	Armstödsdyna polstrad vä till armstödPrio komfort	
	87448	28801-1	Armstöd R82 37cm med Prio-sidoskydd hö	
	87449	28801-2	Armstöd R82 37cm med Prio-sidoskydd vä	
	82991	63271-1	Polstring sideskydd Prio hö kpl	Minskar sb ca 1,5cm/sida
	82992	63271-2	Polstring sideskydd Prio vä kpl	
	62493	62283-60	Armstödspolster långt Cross	
	62731	26241-60	Armstödsdyna Cross gel lång kpl	
	19836	25770-60-1	Armstödsdyna hemi Cross hö	Passar endast armstöd smalt. 38 cm lång
	19837	25770-60-2	Armstödsdyna hemi Cross vä	
<b>Benstöd/Fotplattor</b>				
x	14198	25574-01	Benstöd vf vid vinkel svart hö/vä	
	14509	25575-01	Benstöd vf vid vinkel låsbart svart hö/vä	
	14199	25570-01	Benstöd vf snäv vinkel svart hö/vä	
	14200	25571-01	Benstöd vf snäv vinkel kort svart hö/vä	Kräver breddat framgaffelfäste, art.nr 19812+51449 (lock)
	18258	25573-01	Benstöd vf snäv vinkel låsbart svart hö/vä	
	14506	25572-01	Benstöd vf snäv vinkel kort låsbart svart hö/vä	
	85039	27730-01-1	Benstöd vinkelställbar hö utan vadvstöd och fotstöd, Prio	Beställ även vadvstöd. Vid beställning av vinkelställbart benstöd som ska kompletteras till redan förskrivnen rullstol måste fotplatta beställas om man vill ha komplett benstöd inkl vadvstöd och fotplatta.
	85040	27730-01-2	Benstöd vinkelställbar vä utan vadvstöd och fotstöd, Prio	
	85041	27733-65	Vadvstöd inkl. fäste hö/vä Prio sb40 Cross sb42,5-45	Passar både höger och vänster. Till benstöd vinkelställbar
	85042	27734-65	Vadvstöd inkl. fäste hö/vä Prio sb45 Cross sb47,5-50	
	85043	27735-65	Vadvstöd inkl. fäste hö/vä Prio sb50 Cross sb52,5-55	
	85044	27736-65	Vadvstöd inkl. fäste hö/vä Prio sb55 Cross sb57,5-60	
	79752	28777-1	Knästöd yttre kpl hö till fasta benstöd u lås	
	79753	28777-2	Knästöd yttre kpl vä till fasta benstöd u lås	
	59984	25516-60	Amputationsbenstöd Cross kompl mörkgrå plysch med skruvar som regleras med insexnyckel	150mm lång 38mm tjock, kan upplevas lite liten på större Prio
	59985	26210-60-1	Amputationsbenstöd Cross XL/Prio hö kompl mörkgrå plysch med skruvar som regleras med insexnyckel	200mm lång 60mm tjock
	59986	26210-60-2	Amputationsbenstöd Cross XL/Prio vä kompl mörkgrå plysch med skruvar som regleras med insexnyckel	
	40452	26876	Amputationsvikt 3 kg Cross/Prio kpl	
	85838	27909	Vadband sb40 kompl Prio	
	85839	27919	Vadband sb45 kompl Prio	
	85840	27920	Vadband sb50 kompl Prio	
	85841	27921	Vadband sb55 kompl Prio	



	Sesamnr	Lev.art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
<b>Benstöd/Fotplattor forts.</b>				
	62588	26845	Polstring för vadband 20 cm Cross	
	62671	26846	Polstring för vadband 30cm Cross	
	62672	26847	Polstring för vadband 40cm Cross	
X	40601	25644-1	Fotplatta std sb42,5 hö mått 15mm svart	Passar sb 40
X	40602	25644-2	Fotplatta std sb42,5 vä mått 15mm svart	Passar sb 40
X	40606	25736-1	Fotplatta std sb47,5 hö mått 15mm svart	Passar sb 45
X	40607	25736-2	Fotplatta std sb47,5 vä mått 15mm svart	Passar sb 45
X	40608	25646-1	Fotplatta std sb50-60 hö mått 15mm svart	Passar sb 50-55
X	40609	25646-2	Fotplatta std sb50-60 vä mått 15mm svart	Passar sb 50-55
	57741	82603	Infästningsrör fotplatta xkort c/c 15 mm svart	Längd 11cm
	40635	81999	Infästningsrör fotplatta kort c/c 15mm svart	Längd 16cm
x	40634	81997	<b>Infästningsrör fotplatta std c/c 15mm svart</b>	Längd 24cm
	40636	81998	Infästningsrör fotplatta lång c/c 15mm svart	Längd 34cm
	73910	63189-60-1	Polstring delad fotplatta sb42,5-50 (Prio sb40-45) hö	Passar sb 40-45
	73911	63189-60-2	Polstring delad fotplatta sb42,5-50 (Prio sb40-45) vä	
	74008	63192-60-1	Polstring delad fotplatta sb52,5-60 (Prio sb50-55) hö	Passar sb 50-55
	74010	63192-60-2	Polstring delad fotplatta sb52,5-60 (Prio sb50-55) vä	
	14548	24458	Hälband t fotplatta	Ej kompatibel med någon förlängning
	22527	25937	Fotplatta hel sb40-47,5 kpl	Ej kompatibel med någon förlängning
	40566	26853	Fotplatta hel sb50-60 kpl	
	74192	63190-60	Polstring hel fotplatta Cross sb40-47,5	
	74193	63191-60	Polstring hel fotplatta Cross sb50-60	
	21033	50798	Fotplatta förlängningsdel Cross 6/Xact sb40-42,5, <b>Prio sb40</b> , kpl sats	Förlänger lite framåt och lite bakåt
	21035	50799	Fotplatta förlängningsdel Cross 6/Xact sb45-47,5, <b>Prio sb45</b> , kpl sats	
	21036	50800	Fotplatta förlängningsdel Cross 6/Xact sb50-52,5 Cross 5 XL sb50-60 <b>Prio sb50-55</b> , kpl sats	
	32880	28443	Fotplatta breddad Cross XI sb52,5-60, <b>Prio sb50-55</b>	Minskar avståndet mellan fotplattorna
	79747	28774	Förlängning fotplatta S kpl Hel fotplatta 250x225mm passar Cross/Xact sb35-50 <b>Prio sb40-45</b>	Kräver borring i fotplatta (std används). Breddat framgaffelfäste bör användas, art.nr 19812 samt lock 51449
	79748	28775-1	Förlängning fotplatta M kpl 150x225mm hö, passar Cross/Xact sb40-47,5 <b>Prio sb40-45</b>	Kräver borring i fotplatta (std används) Breddat framgaffelfäst
	79749	28775-2	Förlängning fotplatta M kpl 150x225mm vä, passar Cross/Xact sb40-47,5 <b>Prio sb40-45</b>	bör användas, art.nr 19812 samt lock 51449. Monteras enligt alternativ A (delade) i mont.anvisning.
	79750	28776-1	Förlängning fotplatta L kpl 200x225mm hö, passar Cross/Xact sb50-52,5 <b>Prio sb50-55</b>	Ange om alternativ B (ihopskruvade, ej uppfällbar) önskas. Vid sammankoppling av förlängningarna, för hel plattform, bör styrning fotplatta användas; 79746
	79751	28776-2	Förlängning fotplatta L kpl 200x225mm vä, passar Cross/Xact sb50-52,5 <b>Prio sb50-55</b>	Förlänger bakåt
	79746	28773	Styrning fotplatta S/M/L hel kpl	Används vid sammankoppling av förlängningar M och L. Förlängarna monteras enligt alternativ C (ihopskruvade uppfällningsbar) i monteringsanvisning. Passar ej till 21033, 21035 och 21036
	79745	28772	Sidoskydd fotplatta kpl H35 mm till förlängning fotplatta	Passar ej till 21033, 21035 och 21036
	81710	28642	Fotlåda medium passar Cross sb40-47,5 <b>Prio sb40-45</b>	Kräver borring i fotplatta (monteras i förlängning fotplatta, se ovan, på std fotplatta).
	81711	28643	Fotlåda large passar Cross sb50-52,5 <b>Prio sb 45-55</b>	Breddat framgaffelfäste bör användas, art.nr 19812 samt lock 51449.



	Sesamnr	Lev.art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
<b>Rygg</b>				
x	85987	63339-60	Överdrag rygg sb40 cm plysch Prio	
x	85988	63340-60	Överdrag rygg sb45 cm plysch Prio	
x	85989	63341-60	Överdrag rygg sb50 cm plysch Prio	
x	85990	63342-60	Överdrag rygg sb55 cm plysch Prio	
	85991	63343-60	Ryggdyna 3D sb40 Prio	
	85992	63344-60	Ryggdyna 3D sb45 Prio	
	85993	63345-60	Ryggdyna 3D sb50 Prio	
	85994	63346-60	Ryggdyna 3D sb55 Prio	
	85929	28410-60	Ryggdyna sb40 plysch Prio	OBS! Plyschklädsel, bilden visar hygienklädsel
	85930	28411-60	Ryggdyna sb45 plysch Prio	
	85931	28412-60	Ryggdyna sb50 plysch Prio	
	85932	28413-60	Ryggdyna sb55 plysch Prio	
	79113	28659	Ryggförlängare 6cm till rygg 3A mod 4 (bredare innermått) Cross sb42.5-50 Prio sb40-45	
	79114	28660	Ryggförlängare 6cm till rygg 3A mod 4 (bredare innermått) Cross sb52.5-60 Prio sb50-55	
	68015	84110	Ändavslutning ryggskena Cross 3A 2017 övre vä nedre hö exkl skruv o låsmutter	
	68016	84109	Ändavslutning ryggskena Cross 3A 2017 övre hö nedre vä exkl skruv o låsmutter	
	85883	28786	Breddningssats Prio rygg 3A kpl sb40-45	Finns endast till sb40-45 
	83306	28637	Breddningssköld rygg	
	68031	28030	Komfortkil H20 B90 L130 rygg 3A par	
	68034	28139	Komfortkil H20 B110 L185 rygg 3A par	
	68035	28040	Komfortkil H25 B175 L200 rygg 3A par	
	57558	63012-60	Ryggkil kort 15 cm Cross 5 Cross 6	
	57559	63013-60	Ryggkil lång 30 cm Cross 5 Cross 6	
	89254	28787-65	Förlängningsdyna rygg 3A Prio sb40 hygien	
	89255	28788-65	Förlängningsdyna rygg 3A Prio sb45 hygien	
	89256	28789-65	Förlängningsdyna rygg 3A Prio sb50 hygien	
	89257	28790-65	Förlängningsdyna rygg 3A Prio sb55 hygien	
<b>Sits</b>				
	60036	INSTÄLLNING	Annat sitsdjup än std, ange sitsdjup i kommentarsfältet	Läge 1 = 39-46cm, beställ även 89307+ 89308 vid val av läge 1. Läge 2 = 41,5-48,5cm <i>I läge 1 och 2 vänds armstöden för att undvika konflikt med inställning av lumbalvinkel. Beroende på rygginställning kan det fungera att vända tillbaka armstöden.</i> Läge 3 = 44-51 cm (std inställt på 47cm)
	89307	83003	Lednit/Bult D8 L23.3 Prio	Beställs vid sitsdjup läge 1
	89308	83037	Låssprint R t2 Prio	
	85876	28022	Abduktionskloss inkl fäste Prio	
	85837	27892	Breddningssats Prio	Ökar bredden mellan armstöden och totalbredden med 2 cm
	85921	27755-60	Sittdyna Prio sb40 sd46-50 plysch komfort	
	85922	27756-60	Sittdyna Prio sb45 sd46-50 plysch komfort	
	85923	27757-60	Sittdyna Prio sb50 sd46-50 plysch komfort	
	85924	27758-60	Sittdyna Prio sb55 sd46-50 plysch komfort	
	85969	63060-60	Överdrag sittdyna sb40 kort plysch Prio	
	85971	63061-60	Överdrag sittdyna sb45 kort plysch Prio	
	85973	63062-60	Överdrag sittdyna sb50 kort plysch Prio	
	85975	63063-60	Överdrag sittdyna sb55 kort plysch Prio	
	85970	63060-65	Överdrag inkontinens sittdyna Prio sb40 kort	
	85972	63061-65	Överdrag inkontinens sittdyna Prio sb45 kort	
	85974	63062-65	Överdrag inkontinens sittdyna Prio sb50 kort	
	85976	63063-65	Överdrag inkontinens sittdyna Prio sb55 kort	

Sesamnr	Lev.art.nr	Benämning	Kommentar/Bild	
<b>Sits forts.</b>				
85925	27763-60	Sittdyna Prio sb40 sd51-55 plysch komfort		
85926	27764-60	Sittdyna Prio sb45 sd51-55 plysch komfort		
85927	27765-60	Sittdyna Prio sb50 sd51-55 plysch komfort		
85928	27766-60	Sittdyna Prio sb55 sd51-55 plysch komfort		
85977	63064-60	Överdrag sittdyna sb40 lång plysch Prio		
85979	63065-60	Överdrag sittdyna sb45 lång plysch Prio		
85981	63066-60	Överdrag sittdyna sb50 lång plysch Prio		
85983	63067-60	Överdrag sittdyna sb55 lång plysch Prio		
85978	63064-65	Överdrag inkontinens sittdyna Prio sb40 lång		
85980	63065-65	Överdrag inkontinens sittdyna Prio sb45 lång		
85982	63066-65	Överdrag inkontinens sittdyna Prio sb50 lång		
85984	63067-65	Överdrag inkontinens sittdyna Prio sb55 lång		
14736	80715	Komfortkil sittdyna sb40-45 universal		
17565	80779	Komfortkil sittdyna sb47-60 universal		
<b>Tilt och ryggvinkel</b>				
85877	28163	Clips vinkelbegränsning rygg/ tilt Prio 10st	1 clips begränsar bakåt: 2,5 gr rygg 2 gr sits Rekommenderas vid Självtilt. Ej till eltilt 	
87003	28802	Sitstilt vinkelbegränsning till komfortlås kpl Prio	Ange om begränsningen ska monteras vid 0, 4, 8 eller 12 grader 	
85880	28573	Ryggvinkelbegränsning kpl Prio		
86243	28047	Lås vinkelreglage sits/rygg Prio		
85882	28770	Självtilt sitstilt kpl Prio	Ange om den ska monteras på höger eller vänster sida. Rekommenderas att kombineras med Clips vinkelbegränsning 85877. Beställ även fäste 87609 om den ska monteras på vårdarbromsad rullstol. 	
87609	28178	Fäste för självtilt på vårdarbromsad Prio	Beställs alltid om självtilten ska monteras på vårdarbromsad rullstol	
x	85764	28577	<b>Handkontrollshållare kpl Prio</b>	Ingår i standard på Prio med eltilt
<b>Bålstöd</b>				
68439	28143	Bålstöd rygg 3A kpl +15 mm		
68438	28142	Bålstöd rygg 3A kpl 0 mm	Ange hö eller vä sida om endast ett bålstöd önskas 	
68440	28144	Bålstöd rygg 3A kpl -15 mm		
68441	28145	Bålstöd rygg 3A kpl -45 mm		
74917	28180-1	Bålstöd sidosvängbart avtagbart rygg 3A -15mm kpl hö		
74918	28180-2	Bålstöd sidosvängbart avtagbart rygg 3A -15mm kpl vä		
68436	28141-1	Bålstöd sidosvängbart avtagbart rygg 3A -45mm kpl hö		
68437	28141-2	Bålstöd sidosvängbart avtagbart rygg 3A -45mm kpl vä		
85592	28647	Överdrag bålstöd kpl		
57749	27395	Bålstöd rygg 3A inkl beslag	Ange hö eller vä sida om endast ett bålstöd önskas 	

	Sesamnr	Lev.art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
<b>Bålstöd forts.</b>				
	<b>64425</b>	27915-1	Bålstöd mellan ssb hö rygg 3A H6.5 L17 kompl	
	<b>64426</b>	27915-2	Bålstöd mellan ssb vä rygg 3A H6.5 L17 kompl	
	<b>64427</b>	27916-1	Bålstöd stor ssb hö rygg 3A H9 L19 kompl	
	<b>64428</b>	27916-2	Bålstöd stor ssb vä rygg 3A H9 L19 kompl	
	<b>68037</b>	63171-60-1	Sidodyna rygg hö	
	<b>68038</b>	63171-60-2	Sidodyna rygg vä	
	<b>68032</b>	28136	Sidostopp rygg 3A rak 40 mm	Kombineras med sidodyna för ökad stabilitet. Justerbar i djup och höjd. Styckvis, ange hö eller vä sida om endast ett önskas
	<b>68036</b>	28173	Breddning rygg 3A 30mm	Ökar ryggstödet bredd med 30 mm på var sida. Kombinera gärna med ett bredare ryggöverdrag eller en ryggkil. Ange hö eller vä sida om endast en önskas
<b>Huvudstöd</b>				
x	<b>86945</b>	<b>28644-60</b>	<b>Huvudstöd sidojusterbart med 3 vred 26x14cm mörkgrå plysch inkl turlestag 350 mm</b>	
	<b>35752</b>	319945493-83	Huvudstöd anatomiskt medium turtlestag 25cm svart	
	<b>35754</b>	319967493-83	Huvudstöd anatomiskt stort turtlestag 25cm svart	
	<b>80402</b>	80684	Vred M 8x25 mm svart	För utbyte av skruvar på Huvudstöd anatomiskt. Huvudstöd sidojusterbart (art.nr 86945) har tre vred som standard.
	<b>78875</b>	28564	Minnesfunktion huvudstöd Cross kpl	
	<b>90215</b>	29012	Förlängning huvudstödsfäste	Får endast förlängas framåt, ej uppåt 
<b>Körhandtag/Körbygel</b>				
X	<b>59441</b>	<b>27588-01</b>	<b>Körhandtag h/s Cross 100 mm grepp</b>	
	<b>56020</b>	27163	Körbygel hrb och vrb <b>Prio/Transit sb40</b> samt Cross 5/6/Xact sb42,5	Höjd och vinkelreglerbar (ej till sb55)
	<b>78864</b>	27165	Körbygel hrb och vrb <b>Prio/Transit sb45</b> samt Cross 5/6/Xact sb47,5	
	<b>78866</b>	27167	Körbygel hrb och vrb <b>Prio/Transit sb50</b> Cross5/6 sb52,5	
	<b>18924</b>	25580-01	Körbygel hrb <b>Prio/Transit sb40</b> , Cross 5/6 sb42,5	Höjddreglerbar
	<b>18926</b>	25582-01	Körbygel hrb <b>Prio/Transit sb45</b> , Cross 5/6 sb47,5	
	<b>18927</b>	25583-01	Körbygel hrb <b>Prio/Transit sb50</b> , Cross5/6 sb 52,5	
	<b>29866</b>	26069-01	Körbygel hrb Cross I XL/ <b>Prio sb55</b> , Cross 5 XL sb57,5	
<b>Bord-</b> bordsskivorna är samma som till Cross, därför stämmer inte märkningen med sittbredd, de är märkta efter Crossens sittbredder men eftersom man använder olika bord beroende på armstöd på Prio stämmer inte siffrorna, titta på artikelnummer för att se att du har fått rätt bord om du är osäker.				
	<b>85842</b>	27971	<b>Bord till Prio med "Armstöd Prio komfort"</b> Bord till Prio med armstöd Prio komfort sb40	Bord till Prio med armstöd Prio komfort (längd 49cm) Inkl. långa fixerband
	<b>85843</b>	27972	Bord till Prio med armstöd Prio komfort sb45	
	<b>85844</b>	27973	Bord till Prio med armstöd Prio komfort sb50	
	<b>85845</b>	27974	Bord till Prio med armstöd Prio komfort sb55	
			<b>Bord till Prio med "Armstöd Prio komfort" och breddningssats</b>	<b>Komplettera med fixerband bord art.nr 85778</b>
	<b>14576</b>	24601	Bord Cross 60cm f sb50 kpl	Prio sb 40 med breddningssats
	<b>28319</b>	26021	Bord Cross XL 65cm f sb55 kpl	Prio sb 45 med breddningssats
	<b>40622</b>	26907	Bord Cross XL 70cm f sb60 kpl	Prio sb 50 med breddningssats
	<b>85778</b>	82921	Fixerband långa t bord Cross på armstöd Prio	


	Sesamnr	Lev.art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
<b>Bord forts.</b>				
			<b>Bord till Prio med "Armstöd smalt" (Std-armstöd)</b>	
	15236	25188	Bord 52,5cm Cross sb42,5 Prio m smalt armstöd sb40 kpl	
	19656	25731	Bord 57,5cm Cross sb47,5 Prio m smalt armstöd sb45 kpl	
	30175	26020	Bord 62.5cm Cross XL sb52,5 Prio m smala armstöd sb50 kpl	
	30742	26022	Bord 67.5cm Cross XL sb57,5 Prio m smala armstöd sb 55 kpl	
			<b>Bord till Prio med "Armstöd smalt" (Std armstöd) och breddningssats</b>	
	14572	24419	Bord Cross 55cm f sb45 kpl	Prio sb 40 med breddningssats
	14576	24601	Bord Cross 60cm f sb50 kpl	Prio sb 45 med breddningssats
	28319	26021	Bord Cross XL 65cm f sb55 kpl	Prio sb 50 med breddningssats
	40622	26907	Bord Cross XL 70cm f sb60 kpl	Prio sb 55 med breddningssats
<b>Övrigt</b>				
x	85881	28641	<b>Fäste positioneringsbälte kpl par Prio</b>	
	76869	27904	Positioneringsbälte/höftbälte 2-punkt längd 100cm inkl. mont.sats Cross 6, Prio, Xact	Position, A är standard, ange om position B önskas. A= fästs i ryggplåten/vinkeln B= fästs i skena framför armstödsfäste (för bild, se monteringsanvisning)
	76872	28544	Positioneringsbälte/höftbälte 2-punkt längd 128cm inkl. mont.sats Cross 6, Prio, Xact	
	70279	28186	Fäste bröstsele Cross/Prio/Xact	Kräver huvudstöd för montering
	85878	28341	Droppställning kompl Prio Mod 2	Ej i kombination med bord
	86228	28316	Korg/syrgaskorg kompl Prio mod 2 sitthöjd 45-52,5 cm	Etac säger att den fungerar från sh 43 cm men det ger endast en markfrigång på knappt 1,5cm, välj minst sh 45 cm. Ej med eltilt. 
	17476	25515	Bromsspaksförlängare Cross/Prio/Xact hö vä kpl	Ange vilken sida den ska monteras på om enbart 1 st beställs 
	57573	27531-1	Enhandsbroms Cross/Prio kompl hö mod 3	Begränsningar: Ej i kombination med bromsadapter Ej möjlig till 16" 20" endast i balansläge 1 22" endast i balansläge 1 och 2 24" inga begränsningar gällande balansläge.
	57574	27531-2	Enhandsbroms Cross/Prio kompl vä mod 3	Enhandsbromsen levereras med standardhandtag (bromsspaksförlängare). Ange om vinklat bromshandtag önskas istället.

Sesamnr	Lev.art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
<b>INSTÄLLNINGAR</b>			
51171	INSTÄLLNING	Annan ryggstödshöjd än std, ange höjd i kommentarsfältet	Rygghöjd steglös 46-62cm std 52cm. 46cm innebär konflikt vid ryggvinkling (går ej att få i 90gr eller framåt) eftersom ryggröret går nedanför tvärstaget. Välj 47cm för full funktion av ryggvinkel.
60036	INSTÄLLNING	Annat sitsdjup än std, ange sitsdjup i kommentarsfältet	Läge 1 = 39-46cm (beställ även 89307+89308) Läge 2 = 41,5-48,5cm Läge 3 = 44-51 cm (std, inställt på 47cm)
89307	83003	Lednit/Bult D8 L23.3 Prio	Beställ om sitsdjup Läge 1 önskas
89308	83037	Låssprint R t2 Prio	
86152	INSTÄLLNING	Komfortlås justering	Ange om komfortlås önskas i annan position än std 0gr. Möjliga val: Utan komfortlås, 4gr, 8gr alternativt 12gr
51172	INSTÄLLNING	Annan sitthöjd Bak än std, ange höjd och drivhjulposition i kommentarsfältet	45 cm är std för både 16" och 24", behöver ej anges. Ange vilken annan sitthöjd som önskas. Alltid samma höjd fram/bak.
51174	INSTÄLLNING	Annan balansering än std, ange balansläge i kommentarsfältet	Ange om pos 2 eller 3 önskas. Position 1 är standard (mest lättbalanserad). 16" alltid position 2 20" kan ej sättas i balansläge 3 pga. utebliven bromsverkan


**Vid ändring av sitthöjd, tänk på att beställa rätt länkhjul och framgaffel enligt tabell under gafflar och länkhjul nedan.**

Position	Drivhjul 16"	Drivhjul 20"	Drivhjul 22"	Drivhjul 24"
<b>Vid byte av hjulstorlek till 20" eller 22", utgå alltid från Prio 24" (ej 16")</b>				
E	ej möjlig	38 cm	40,5 cm	42,5 cm
D	ej möjlig	40,5 cm	43 cm	<b>45 cm (std för 24")</b>
C	ej möjlig	43 cm	45,5 cm	47,5 cm
B	40 cm	45,5 cm	48 cm	50 cm
A	42,5 cm	48 cm	50,5 cm	52,5 cm
a	<b>45 cm (std för 16")</b>			

**Adapterhylsa 85763 behövs för 16" i position A2 och B2**




Sesamn	Lev.art.nr	Benämning	Kommentar/Bild	
<b>Drivhjul/Drivringar (axel ingår vid leverans av rullstol)</b>				
<b>MED VÅRDARBROMS</b>				
<b>Vid byte av hjulstorlek till 20" eller 22", utgå alltid från Prio 24" (bygger ej om 16")</b>				
	<b>85899</b>	83090	Drivhjul 20tum VB massivt däck utan drivring 4fp exkl axel	Beställ även drivring och monteringsatts. Beställ även adapter broms 85765 om balansläge 2 är valt. Om luftdäck önskas välj t ex Speedlite 86247
	<b>19423</b>	21034	Drivring rostfri 20tum till VB-hjul 4fp	
	<b>68946</b>	28113	Monteringsatts drivring VB-hjul 4fp	
	<b>85765</b>	28654	Adapter broms Prio 16 - 20 tum	Behövs vid balansläge 2 (både 16" och 20") Fungerar ej med enhandsbroms
	<b>32720</b>	81341	Drivhjul 22tum VB massivt däck rostfri drivring 4fp exkl axel	Beställ även adapter broms 85762 om balansläge 3 är valt. Om luftdäck önskas välj t ex 20167
	<b>85762</b>	28403	Adapter broms Prio 22 tum	Behövs vid balansläge 3. Fungerar ej med enhandsbroms
<b>x</b>	<b>36089</b>	<b>81348</b>	<b>Drivhjul 24tum VB massivt däck rostfri drivring 4fp exkl axel</b>	Std på stol med vårdarbroms. Om luftdäck önskas välj t ex Speedlite 86249
	<b>40653</b>	4100210	Drivring Plast 20tum diam 465mm sned infästning 4 distanshylsor inkl skruv, p Etac Invacare m fl, 23 mm friktion hård	Till vårdarbromsat hjul med 4 fästpunkter för drivring.
	<b>57187</b>	4000301	Drivring Plast 22tum sned och rak infästning distanshylsor inkl skruv 4+4 hål, p Invacare Etac Panthera 4P m fl, 23mm friktion hård	
	<b>20297</b>	4000300	Drivring Plast 24tum diam 540mm sned och rak infästning distanshylsor inkl skruv 4+4 hål, p Etac Invacare Panthera 4P m fl, 23mm friktion hård	
	<b>65442</b>	7000181	Drivring Softgrepp 20tum sned infästning 4 distanshylsor inkl skruv, p Etac, Invacare m fl, 28mm friktion mjuk	Till vårdarbromsat hjul med 4 fästpunkter för drivring.
	<b>52080</b>	7000182	Drivring Softgrepp 22tum sned och rak infästning distanshylsor inkl skruv 4+4 hål, p Etac Invacare Panthera 4P m fl, 28mm friktion mjuk	
	<b>52079</b>	7000180	Drivring Softgrepp 24tum sned och rak infästning distanshylsor inkl skruv 4+4 hål, p Etac Invacare Panthera 4P m fl, 28mm friktion mjuk	
	<b>19667</b>	24442	Drivring cellgummi 20tum 25mm friktion mjuk typ Maxgrepp 4 fp	Till vårdarbromsat hjul med 4 fästpunkter för drivring.
	<b>15224</b>	24551	Drivring cellgummi 22tum 25mm friktion mjuk typ Maxgrepp 4 fp	Beställ även monteringsatts 20256 för att få rätt distanser, viktigt att byta distanser om det har suttit rostfri drivring tidigare.
	<b>66111</b>	80800	Drivring cellgummi 24tum 25mm friktion mjuk typ Maxgrepp 4 fp	
<b>UTAN VÅRDARBROMS</b>				
<b>OBS! Används endast till rullstolar "Prio 3A 24tum" som inte har vårdarbroms, art.nr 85735, 85736, 85737, 85738</b>				
<b>Vid byte av hjulstorlek till 20" eller 22", utgå alltid från Prio 24" (bygger ej om 16")</b>				
	<b>85909</b>	83910	Drivhjul 20tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel	Beställ även adapter broms 85765 om balansläge 2 är valt.
	<b>85765</b>	28654	Adapter broms Prio 16 - 20 tum par	Behövs vid balansläge 2 (både 16" och 20") Fungerar ej med enhandsbroms
	<b>85907</b>	83907	Drivhjul 22tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel	Beställ även adapter broms 85762 om balansläge 3 är valt.
	<b>85762</b>	28403	Adapter broms Prio 22 tum par	Behövs vid balansläge 3. Fungerar ej med enhandsbroms
<b>x</b>	<b>85905</b>	<b>83877</b>	<b>Drivhjul 24tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel</b>	Std på rullstol utan vårdarbroms
	<b>86232</b>	83891	Drivring 20tum rostfri 6 fp Etac C6/Maxx	Beställ även monteringskit 85782 för att få rätt distans om det suttit plastad drivring på tidigare
	<b>86231</b>	83889	Drivring 22tum rostfri 6 fp Etac C6/Maxx	
<b>x</b>	<b>85906</b>	<b>83887</b>	<b>Drivring 24tum rostfri 6fp Etac C6/Maxx</b>	Beställ även monteringskit 87445, för att få rätt distans om det har suttit rostfri drivring på tidigare.
	<b>86230</b>	83339	Drivring 20tum plastad 6 fp Etac C6/Maxx	
	<b>86229</b>	83338	Drivring 22tum plastad 6 fp Etac C6/Maxx	
	<b>85901</b>	83335	Drivring 24tum plastad 6fp Etac C6/Maxx	
	<b>86978</b>	7000178	Drivring Softgrepp 22tum 6-hål p. Etac C6/Maxx	
	<b>86979</b>	7000179	Drivring Softgrepp 24tum 6-hål p. Etac C6/Maxx	
	<b>86247</b>	83897	Däck 20x1 (25-451) Speedlite svart	Passar även vårdarbromsat hjul
	<b>86248</b>	83898	Däck 22x1 (25-501) Speedlite svart	Passar ej vårdarbromsat hjul, välj istället 20167
	<b>86249</b>	83899	Däck 24x1 (25-540) Speedlite svart	Passar även vårdarbromsat hjul

Sesamnr	Lev.art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
<b>Drivhjul/Drivringar (axel ingår vid leverans av rullstol)</b>			
<b>ENARMSDRIFT</b>			
<b>40564</b>	26534	Enarmsdrift 20tum fast nav Cross inkl 2 st drivhjul däck massiva, rostfri lackad drivring. OBS! Ange hö- eller vä-drift	<b>Ej i kombination med vårdarbroms Drivhjulposition C2=standard vid enarmsdrift.</b>
<b>85765</b>	28654	Adapter broms Prio 16 - 20 tum par	
<b>40565</b>	26533	Enarmsdrift 22tum fast nav Cross inkl 2 st drivhjul däck massiva, rostfri lackad drivring. OBS! Ange hö- eller vä-drift	<b>Ej i drivhjulspos E1-E3, D1-D3,C1 el B1 Beställ även adapter broms till 20" vid balansläge 2 och 22" drivhjul vid balansläge 3</b>
<b>85762</b>	28403	Adapter broms Prio 22 tum par	
<b>35413</b>	26522	Enarmsdrift 24tum fast nav Cross inkl 2 st drivhjul däck massiva, rostfri lackad drivring. OBS! Ange hö- eller vä-drift	
<b>58801</b>	27318	Teleskopaxel enarmsdrift Cross 40-42.5 cm /Prio sb40	
<b>58802</b>	27319	Teleskopaxel enarmsdrift Cross 45-50 cm /Prio sb45-50	
<b>53111</b>	27320	Teleskopaxel enarmsdrift Cross 52,5-57.5cm /Prio sb55	

<b>Ekerskydd</b>			
<b>62545</b>	220200	Ekerskydd 20tum (C-Hål 120mm) transparent. Passande Etac, Invacare m.fl	
<b>62546</b>	4100283	Ekerskydd 22tum (C-Hål 120mm) transparent.	
<b>62547</b>	4100300	Ekerskydd 24tum (C-Hål 120mm) transparent.	

<b>Gafflar och länkhjul</b>			
<b>Vid ändring av sitthöjd, tänk på att beställa rätt länkhjul och framgaffel enligt tabell nedan.</b>			
<b>85823</b>	24038	Framgaffel stål S m axel Navbredd 45 mm	
<b>x 85897</b>	<b>28969</b>	<b>Framgaffel stål M m axel Navbredd 45 mm</b>	
<b>x 85889</b>	<b>28922</b>	<b>Länkhjul 6tum 150x34 Navbredd 45 mm</b>	Monterat i M2
<b>85879</b>	28526	Länkhjul 8tum 200x38 Navbredd 45 mm	
<b>19812</b>	80899	Framgaffelfäste breddat Etac	Komplettera med lock, 51449
<b>51449</b>	50429	Lock framgaffelfäste breddat	

	<b>Framgafflar och länkhjul- positioner</b>			
	6"	8"	6"	8"
38	S2			
40	S2			
40,5	S2			
42,5	S2	S4	M2	
43	S2	S4	M2	
45	S4	S4	M2	M1
45,5	S4	S4	M2	M1
47,5		S4	M3	M1-M4
48		S4	M3	M1-M4
50			M4	M4
50,5			M4	M4
51,5			M4	M4
52,5			M4	M4



Leta upp höjden du önskar i kolumnen till vänster. Titta sedan under den länkhjulsstorlek du önskar för att se om du behöver beställa framgaffel S eller om du ska ha framgaffel M som ingår i standard. Kom ihåg att beställa länkhjul om annan storlek än standard (6") önskas.

\*M1-M4- 8" länkhjul i sitthöjd 47,5-48cm finns flera valmöjligheter av länkhjulets placering i gaffeln beroende på gaffelfästets inställning. Tekniker monterar i det läge som bedöms bäst.