

Beställningsstöd

Prio 3A

Prio i standardutförande är utrustad enligt nedan beskrivning. Önskar du få rullstolen levererad med endast dessa tillbehör behöver du inte ange några artikelnummer för tillbehören utan anger endast artikelnumret för den rullstol Du önskar beställa.

Beställningsstödet används som hjälp vid beställning och skall inte skickas in.

Beskrivning standardutförande:

Brukarvikt 135kg
 Sittbredd 40-55cm med 5 cm intervall
 Rygghöjd inställd på 52cm som std (intervall 46-62 cm, möjligt att välja till ryggförlängare +6cm)
 Sitthöjd (bak/fram) 45cm (24" pos D 16" pos a)
 Sittdjup läge 3 (44-51cm, levereras i sd 47)
 Benstöd vinkelfasta vid vinkel
 Armstöd smalt Prio 38cm
 Ryggöverdrag
 Dynamiskt bäckenstöd
 Huvudstöd justerbart
 Körhandtag höjdregerbara
 Fäste för höftbälte fyrpunkt
 Komfortlås inställt på 4gr
 Massivt däck med rostfri drivring alt. massivt 16" drivhjul
 Länkhjul 6" (150x30mm)
 Balansläge pos 1 (av tre möjliga)
 Brukarbroms
 Tippskydd



Standard = x (ska inte beställas utan ingår i rullstolens artikelnummer)

Bra att veta

- Önskar du andra tillbehör anger du förutom rullstolens artikelnummer, ett artikelnr för varje tillbehör utöver standard som du önskar att beställa.
- Det finns artikelnummer för inställningar som du anger om du önskar andra inställningar än standard.
- Ange vilken sida du önskar tillbehör monterade där samma artikel används till höger och vänster, t ex vissa bälstöd.
- Huvudregeln är att om inget annat anges i benämningen så är artiklarna styck. Om det är par eller kit/set/sats så ska det framgå i benämningen. Står det inte något i benämningen- utgå från att det är styck och beställ 2 st om du önskar ett par.
- Glöm inte att markera samleverans!

Sesamnr	Lev.art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
85735	13426005	Rullstol Prio 3A 24tum sb 40 135kg	
85736	13426009	Rullstol Prio 3A 24tum sb 45 135kg	
85737	13426013	Rullstol Prio 3A 24tum sb 50 135kg	
85738	13426017	Rullstol Prio 3A 24tum sb 55 135kg	
85739	13426105	Rullstol Prio 3A 24tum vårdarbroms sb 40 135kg	
85740	13426109	Rullstol Prio 3A 24tum vårdarbroms sb 45 135kg	
85741	13426113	Rullstol Prio 3A 24tum vårdarbroms sb 50 135kg	
85742	13426117	Rullstol Prio 3A 24tum vårdarbroms sb 55 135kg	
85747	13426305	Rullstol Prio 3A 24tum vårdarbroms eltilt sb 40 135kg	Ej med komfortlås, dynamiskt bäckenstöd, QR-sprint rygg, syrgashållare/lastkorg, clips vinkelbegränsning, självtilt
85748	13426309	Rullstol Prio 3A 24tum vårdarbroms eltilt sb 45 135kg	
85749	13426313	Rullstol Prio 3A 24tum vårdarbroms eltilt sb 50 135kg	
85750	13426317	Rullstol Prio 3A 24tum vårdarbroms eltilt sb 55 135kg	
85743	13426205	Rullstol Prio 3A 16tum vårdarbroms sb 40 135kg	
85744	13426209	Rullstol Prio 3A 16tum vårdarbroms sb 45 135kg	
85745	13426213	Rullstol Prio 3A 16tum vårdarbroms sb 50 135kg	
85746	13426217	Rullstol Prio 3A 16tum vårdarbroms sb 55 135kg	
85751	13426405	Rullstol Prio 3A 16tum vårdarbroms eltilt sb 40 135kg	Ej med komfortlås, dynamiskt bäckenstöd, QR-sprint rygg, syrgashållare/lastkorg, clips vinkelbegränsning, självtilt
85752	13426409	Rullstol Prio 3A 16tum vårdarbroms eltilt sb 45 135kg	
85753	13426413	Rullstol Prio 3A 16tum vårdarbroms eltilt sb 50 135kg	
85754	13426417	Rullstol Prio 3A 16tum vårdarbroms eltilt sb 55 135kg	

Samleverans:

Markera **SAMLEVERANS** när du beställer andra tillbehör än standard, om du önskar komplett rullstol. Annars levereras varje del för sig.

Tillbehör (standard (std) = X)

	Sesamnr	Lev.art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
Armstöd				
x	85084	28826-1	Armstöd smalt Prio hö Längd 38cm	
x	85085	28826-2	Armstöd smalt Prio vä Längd 38cm	
	82002	28827-1	Armstöd Prio 49cm hö	Höjd 23,5-35cm
	82003	28827-2	Armstöd Prio 49cm vä	
	85937	28638-1	Armstöd Prio 49cm lågt höjd 20-26cm hö	
	85938	28638-2	Armstöd Prio 49cm lågt höjd 20-26cm vä	
	85985	63193-60-1	Armstödsdyna polstrad hö Prio	
	85986	63193-60-2	Armstödsdyna polstrad vä Prio	
	87448	28801-1	Armstöd R82 37cm med Prio-sidoskydd hö	
	87449	28801-2	Armstöd R82 37cm med Prio-sidoskydd vä	
	82991	63271-1	Polstring sideskydd Prio hö kpl	Minskar sb ca 1,5cm/sida
	82992	63271-2	Polstring sideskydd Prio vä kpl	
	62493	62283-60	Armstödspolster långt Cross	
	62731	26241-60	Armstödsdyna Cross gel lång kpl	
	19836	25770-60-1	Armstödsdyna hemi Cross hö	Passar endast armstöd smalt. 38 cm lång
	19837	25770-60-2	Armstödsdyna hemi Cross vä	
Benstöd/Fotplattor				
x	14198	25574-01	Benstöd vf vid vinkel svart hö/vä	
	14509	25575-01	Benstöd vf vid vinkel låsbart svart hö/vä	
	14199	25570-01	Benstöd vf snäv vinkel svart hö/vä	Kräver breddat framgaffelfäste, art.nr 19812+51449 (lock)
	14200	25571-01	Benstöd vf snäv vinkel kort svart hö/vä	
	18258	25573-01	Benstöd vf snäv vinkel låsbart svart hö/vä	
	14506	25572-01	Benstöd vf snäv vinkel kort låsbart svart hö/vä	
	85039	27730-01-1	Benstöd vinkelställbar hö utan vadvadstöd och fotstöd, Prio	Beställ även vadvadstöd. Vid beställning av vinkelställbart benstöd som ska kompletteras till redan förskriven rullstol måste fotplatta beställas om man vill ha komplett benstöd inkl vadvadstöd och fotplatta.
	85040	27730-01-2	Benstöd vinkelställbar vä utan vadvadstöd och fotstöd, Prio	
	85041	27733-65	Vadvadstöd inkl. fäste hö/vä Prio sb40 Cross sb42,5-45	Passar både höger och vänster. Till benstöd vinkelställbar
	85042	27734-65	Vadvadstöd inkl. fäste hö/vä Prio sb45 Cross sb47,5-50	
	85043	27735-65	Vadvadstöd inkl. fäste hö/vä Prio sb50 Cross sb52,5-55	
	85044	27736-65	Vadvadstöd inkl. fäste hö/vä Prio sb55 Cross sb57,5-60	
	79752	28777-1	Knästöd yttre kpl hö till fasta benstöd u lås	
	79753	28777-2	Knästöd yttre kpl vä till fasta benstöd u lås	
	59984	25516-60	Amputationsbenstöd Cross kompl mörkgrå plysch med skruvar som regleras med insexnyckel	150mm lång 38mm tjock, kan upplevas lite liten på större Prio
	59985	26210-60-1	Amputationsbenstöd Cross XL/Prio hö kompl mörkgrå plysch med skruvar som regleras med insexnyckel	200mm lång 60mm tjock
	59986	26210-60-2	Amputationsbenstöd Cross XL/Prio vä kompl mörkgrå plysch med skruvar som regleras med insexnyckel	
	40452	26876	Amputationsvikt 3 kg Cross/Prio kpl	
	85838	27909	Vadband sb40 kompl Prio	
	85839	27919	Vadband sb45 kompl Prio	
	85840	27920	Vadband sb50 kompl Prio	
	85841	27921	Vadband sb55 kompl Prio	

	Sesamnr	Lev.art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
Benstöd/Fotplattor forts.				
	62588	26845	Polstring för vadband 20 cm Cross	
	62671	26846	Polstring för vadband 30cm Cross	
	62672	26847	Polstring för vadband 40cm Cross	
X	40601	25644-1	Fotplatta std sb42,5 hö mått 15mm svart	Passar sb 40
X	40602	25644-2	Fotplatta std sb42,5 vä mått 15mm svart	Passar sb 40
X	40606	25736-1	Fotplatta std sb47,5 hö mått 15mm svart	Passar sb 45
X	40607	25736-2	Fotplatta std sb47,5 vä mått 15mm svart	Passar sb 45
X	40608	25646-1	Fotplatta std sb50-60 hö mått 15mm svart	Passar sb 50-55
X	40609	25646-2	Fotplatta std sb50-60 vä mått 15mm svart	Passar sb 50-55
	57741	82603	Infästningsrör fotplatta xkort c/c 15 mm svart	Längd 11cm
	40635	81999	Infästningsrör fotplatta kort c/c 15mm svart	Längd 16cm
x	40634	81997	Infästningsrör fotplatta std c/c 15mm svart	Längd 24cm
	40636	81998	Infästningsrör fotplatta lång c/c 15mm svart	Längd 34cm
	73910	63189-60-1	Polstring delad fotplatta sb42,5-50 (Prio sb40-45) hö	Passar sb 40-45
	73911	63189-60-2	Polstring delad fotplatta sb42,5-50 (Prio sb40-45) vä	
	74008	63192-60-1	Polstring delad fotplatta sb52,5-60 (Prio sb50-55) hö	Passar sb 50-55
	74010	63192-60-2	Polstring delad fotplatta sb52,5-60 (Prio sb50-55) vä	
	14548	24458	Hälband t fotplatta	
	22527	25937	Fotplatta hel sb40-47,5 kpl	Ej kompatibel med någon förlängning
	40566	26853	Fotplatta hel sb50-60 kpl	
	74192	63190-60	Polstring hel fotplatta Cross sb40-47,5	
	74193	63191-60	Polstring hel fotplatta Cross sb50-60	
	21033	50798	Fotplatta förlängningsdel Cross sb40-42.5 Prio sb40 kpl sats	Förlänger lite framåt och lite bakåt
	21035	50799	Fotplatta förlängningsdel Cross sb45-47.5 Prio sb 45 kpl sats	
	21036	50800	Fotplatta förlängningsdel Cross sb50 Prio sb 50-55 kpl sats	
	79747	28774	Förlängning fotplatta S kpl Hel fotplatta 250x225mm passar Cross sb35-50 Prio sb40-45	Kräver borring i fotplatta (std används). Breddat länkhjulsfäste bör användas, art.nr 19812 samt lock 51449
	79748	28775-1	Förlängning fotplatta M kpl 150x225mm hö, passar Cross sb40-47,5 Prio sb40-45	Kräver borring i fotplatta (std används). Breddat länkhjulsfäste bör användas, art.nr 19812 samt lock 51449. Monteras enligt alternativ A (delade) i mont.anvisning. Ange om alternativ B (ihopskruvade, ej uppfällbar) önskas.
	79749	28775-2	Förlängning fotplatta M kpl 150x225mm vä, passar Cross sb40-47,5 Prio sb40-45	
	79750	28776-1	Förlängning fotplatta L kpl 200x225mm hö, passar Cross sb50-52.5 Prio sb50-55	Vid sammankoppling av förlängningarna, för hel plattform, bör styrning fotplatta användas; 79746 Förlänger bakåt
	79751	28776-2	Förlängning fotplatta L kpl 200x225mm vä, passar Cross sb50-52.5 Prio sb50-55	
	79746	28773	Styrning fotplatta S/M/L hel kpl	Används vid sammankoppling av förlängningar M och L. Förlängarna monterar enligt alternativ C (ihopskruvade uppfällningsbar) i monteringsanvisning. Passar ej till 21033, 21035 och 21036
	79745	28772	Sidoskydd fotplatta kpl H35 mm till förlängning fotplatta	Passar ej till 21033, 21035 och 21036
	81710	28642	Fotlåda medium passar Cross sb40-47,5 Prio sb40-45	Kräver borring i fotplatta (monteras i förlängning fotplatta, se ovan, på std fotplatta). Breddat länkhjulsfäste bör användas, art.nr 19812 samt lock 51449.
	81711	28643	Fotlåda large passar Cross sb50-52,5 Prio sb 45-55	







	Sesamnr	Lev.art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
Rygg				
x	85987	63339-60	Överdrag rygg sb40 cm plysch Prio	
x	85988	63340-60	Överdrag rygg sb45 cm plysch Prio	
x	85989	63341-60	Överdrag rygg sb50 cm plysch Prio	
x	85990	63342-60	Överdrag rygg sb55 cm plysch Prio	
	85991	63343-60	Ryggdyna 3D sb40 Prio	
	85992	63344-60	Ryggdyna 3D sb45 Prio	
	85993	63345-60	Ryggdyna 3D sb50 Prio	
	85994	63346-60	Ryggdyna 3D sb55 Prio	
	85929	28410-60	Ryggdyna sb40 plysch Prio	OBS! Plyschklädsel, bilden visar hygienklädsel
	85930	28411-60	Ryggdyna sb45 plysch Prio	
	85931	28412-60	Ryggdyna sb50 plysch Prio	
	85932	28413-60	Ryggdyna sb55 plysch Prio	
	79113	28659	Ryggförlängare 6cm till rygg 3A mod 4 (bredare innermått) Cross sb42.5-50 Prio sb40-45	
	79114	28660	Ryggförlängare 6cm till rygg 3A mod 4 (bredare innermått) Cross sb52.5-60 Prio sb50-55	
	68015	84110	Ändavslutning ryggskena Cross 3A 2017 övre vä nedre hö exkl skruv o låsmutter	
	68016	84109	Ändavslutning ryggskena Cross 3A 2017 övre hö nedre vä exkl skruv o låsmutter	
	85883	28786	Breddningssats Prio rygg 3A kpl sb40-45	Finns endast till sb40-45 
	83306	28637	Breddningssköld rygg	
	68031	28030	Komfortkil H20 B90 L130 rygg 3A par	
	68034	28139	Komfortkil H20 B110 L185 rygg 3A par	
	68035	28040	Komfortkil H25 B175 L200 rygg 3A par	
	57558	63012-60	Ryggkil kort 15 cm Cross 5 Cross 6	
	57559	63013-60	Ryggkil lång 30 cm Cross 5 Cross 6	
	89254	28787-65	Förlängningsdyna rygg 3A Prio sb40 hygien	
	89255	28788-65	Förlängningsdyna rygg 3A Prio sb45 hygien	
	89256	28789-65	Förlängningsdyna rygg 3A Prio sb50 hygien	
	89257	28790-65	Förlängningsdyna rygg 3A Prio sb55 hygien	
Sits				
	60036	INSTÄLLNING	Annat sitsdjup än std, ange sitsdjup i kommentarsfältet	Läge 1 = 39-46cm, beställ även 89307+ 89308 vid val av läge 1. Läge 2 = 41,5-48,5cm Läge 3 = 44-51 cm (std inställt på 47cm)
	89307	83003	Lednit/Bult D8 L23.3 Prio	Beställs vid sitsdjup läge 1
	89308	83037	Låssprint R t2 Prio	
	85876	28022	Abduktionskloss inkl fäste Prio	
	85837	27892	Breddningssats Prio	Ökar bredden mellan armstöden och totalbredden med 2 cm
	85921	27755-60	Sittdyna Prio sb40 sd46-50 plysch komfort	
	85922	27756-60	Sittdyna Prio sb45 sd46-50 plysch komfort	
	85923	27757-60	Sittdyna Prio sb50 sd46-50 plysch komfort	
	85924	27758-60	Sittdyna Prio sb55 sd46-50 plysch komfort	
	85969	63060-60	Överdrag sittdyna sb40 kort plysch Prio	
	85971	63061-60	Överdrag sittdyna sb45 kort plysch Prio	
	85973	63062-60	Överdrag sittdyna sb50 kort plysch Prio	
	85975	63063-60	Överdrag sittdyna sb55 kort plysch Prio	
	85970	63060-65	Överdrag inkontinens sittdyna Prio sb40 kort	
	85972	63061-65	Överdrag inkontinens sittdyna Prio sb45 kort	
	85974	63062-65	Överdrag inkontinens sittdyna Prio sb50 kort	
	85976	63063-65	Överdrag inkontinens sittdyna Prio sb55 kort	





Sesamnr	Lev.art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
Sits forts.			
85925	27763-60	Sittdyna Prio sb40 sd51-55 plysch comfort	
85926	27764-60	Sittdyna Prio sb45 sd51-55 plysch comfort	
85927	27765-60	Sittdyna Prio sb50 sd51-55 plysch comfort	
85928	27766-60	Sittdyna Prio sb55 sd51-55 plysch comfort	
85977	63064-60	Överdrag sittdyna sb40 lång plysch Prio	
85979	63065-60	Överdrag sittdyna sb45 lång plysch Prio	
85981	63066-60	Överdrag sittdyna sb50 lång plysch Prio	
85983	63067-60	Överdrag sittdyna sb55 lång plysch Prio	
85978	63064-65	Överdrag inkontinens sittdyna Prio sb40 lång	
85980	63065-65	Överdrag inkontinens sittdyna Prio sb45 lång	
85982	63066-65	Överdrag inkontinens sittdyna Prio sb50 lång	
85984	63067-65	Överdrag inkontinens sittdyna Prio sb55 lång	
14736	80715	Komfortkil sittdyna sb40-45 universal	
17565	80779	Komfortkil sittdyna sb47-60 universal	

Tilt och ryggvinkel

85877	28163	Clips vinkelbegränsning rygg/ tilt Prio 10st	1 clips begränsar bakåt: 2,5 gr rygg 2 gr sits Rekommenderas vid Självtilt. Ej till eltilt	
87003	28802	Sitstilt vinkelbegränsning till komfortlås kpl Prio	Ange om begränsningen ska monteras vid 0, 4, 8 eller 12 grader	
85880	28573	Ryggvinkelbegränsning kpl Prio		
86243	28047	Lås vinkelreglage sits/rygg Prio		
85882	28770	Självtilt sitstilt kpl Prio	Ange om den ska monteras på höger eller vänster sida. Rekommenderas att kombineras med Clips vinkelbegränsning 85877. Beställ även fäste 87609 om den ska monteras på vårdarbromsad rullstol.	
87609	28178	Fäste för självtilt på vårdarbromsad Prio	Beställs alltid om självtilten ska monteras på vårdarbromsad rullstol	
x	85764	28577	Handkontrollshållare kpl Prio	Ingår i standard på Prio med eltilt

Bålstöd

68439	28143	Bålstöd rygg 3A kpl +15 mm		
68438	28142	Bålstöd rygg 3A kpl 0 mm		
68440	28144	Bålstöd rygg 3A kpl -15 mm		
68441	28145	Bålstöd rygg 3Akpl -45 mm	Ange hö eller vä sida om endast ett bålstöd önskas	
74917	28180-1	Bålstöd sidosvängbart avtagbart rygg 3A -15mm kpl hö		
74918	28180-2	Bålstöd sidosvängbart avtagbart rygg 3A -15mm kpl vä		
68436	28141-1	Bålstöd sidosvängbart avtagbart rygg 3A -45mm kpl hö		
68437	28141-2	Bålstöd sidosvängbart avtagbart rygg 3A -45mm kpl vä		
85592	28647	Överdrag bålstöd kpl		
57749	27395	Bålstöd rygg 3A inkl beslag	Ange hö eller vä sida om endast ett bålstöd önskas	

	Sesamnr	Lev.art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
Bålstöd forts.				
	64425	27915-1	Bålstöd mellan ssb hö rygg 3A H6.5 L17 kompl	
	64426	27915-2	Bålstöd mellan ssb vä rygg 3A H6.5 L17 kompl	
	64427	27916-1	Bålstöd stor ssb hö rygg 3A H9 L19 kompl	
	64428	27916-2	Bålstöd stor ssb vä rygg 3A H9 L19 kompl	
	68037	63171-60-1	Sidodyna rygg hö	
	68038	63171-60-2	Sidodyna rygg vä	
	68032	28136	Sidostopp rygg 3A rak 40 mm	Kombineras med sidodyna för ökad stabilitet. Justerbar i djup och höjd. Styckvis, ange hö eller vä sida om endast ett önskas
	68036	28173	Breddning rygg 3A 30mm	Ökar ryggstödet bredd med 30 mm på var sida. Kombinera gärna med ett bredare ryggöverdrag eller en ryggkil. Ange hö eller vä sida om endast en önskas
Huvudstöd				
x	86945	28644-60	Huvudstöd sidojusterbart med 3 vred 26x14cm mörkgrå plysch inkl turlestag 350 mm	
	35752	319945493-83	Huvudstöd anatomiskt medium turlestag 25cm svart	
	35754	319967493-83	Huvudstöd anatomiskt stort turlestag 25cm svart	
	80402	80684	Vred M 8x25 mm svart	För utbyte av skruvar på Huvudstöd anatomiskt. Huvudstöd sidojusterbart (art.nr 86945) har tre vred som standard.
	78875	28564	Minnesfunktion huvudstöd Cross kpl	
Körhandtag/Körbygel				
X	59441	27588-01	Körhandtag h/s Cross 100 mm grepp	
	56020	27163	Körbygel hrb och vrb Prio/Transit sb40 samt Cross 5/6/Xact sb42,5	Höjd och vinkelreglerbar (ej till sb55)
	78864	27165	Körbygel hrb och vrb Prio/Transit sb45 samt Cross 5/6/Xact sb47,5	
	78866	27167	Körbygel hrb och vrb Prio/Transit sb50 Cross5/6 sb52,5	
	18924	25580-01	Körbygel hrb Prio/Transit sb40 , Cross 5/6 sb42,5	Höjdreglerbar
	18926	25582-01	Körbygel hrb Prio/Transit sb45 , Cross 5/6 sb47,5	
	18927	25583-01	Körbygel hrb Prio/Transit sb50 , Cross5/6 sb 52,5	
	29866	26069-01	Körbygel hrb Cross I XL/ Prio sb55 , Cross 5 XL sb57,5	
Bord- bordsskivorna är samma som till Cross, därför stämmer inte märkningen med sittbredd, de är märkta efter Crossens sittbredder men eftersom man använder olika bord beroende på armstöd på Prio stämmer inte siffrorna, titta på artikelnummer för att se att du har fått rätt bord om du är osäker.				
			Bord till Prio med "Armstöd Prio"	
	85842	27971	Bord Prio m Prio-armstöd sb40	Bord till Prio med Prio-armstöd (längd 49cm) Inkl. långa fixerband
	85843	27972	Bord Prio m Prio-armstöd sb45	
	85844	27973	Bord Prio m Prio-armstöd sb50	
	85845	27974	Bord Prio m Prio-armstö sb55	
			Bord till Prio med "Armstöd Prio" och breddningssats	Komplettera med fixerband bord art.nr 85778
	14576	24601	Bord Cross 60cm f sb50 kpl	Prio sb 40 med breddningssats
	28319	26021	Bord Cross XL 65cm f sb55 kpl	Prio sb 45 med breddningssats
	40622	26907	Bord Cross XL 70cm f sb60 kpl	Prio sb 50 med breddningssats
	85778	82921	Fixerband långa t bord Cross på armstöd Prio	

	Sesamnr	Lev.art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
Bord forts.				
			Bord till Prio med "Armstöd smalt"	
	15236	25188	Bord 52,5cm Cross sb42,5 Prio m smalt armstöd sb40 kpl	
	19656	25731	Bord 57,5cm Cross sb47,5 Prio m smalt armstöd sb45 kpl	
	30175	26020	Bord 62.5cm Cross XL sb52,5 Prio m smala armstöd sb50 kpl	
	30742	26022	Bord 67.5cm Cross XL sb57,5 Prio m smala armstöd sb 55 kpl	
			Bord till Prio med "Armstöd smalt" och breddningssats	
	14572	24419	Bord Cross 55cm f sb45 kpl	Prio sb 40 med breddningssats
	14576	24601	Bord Cross 60cm f sb50 kpl	Prio sb 45 med breddningssats
	28319	26021	Bord Cross XL 65cm f sb55 kpl	Prio sb 50 med breddningssats
	40622	26907	Bord Cross XL 70cm f sb60 kpl	Prio sb 55 med breddningssats
Övrigt				
x	85881	28641	Fäste positioneringsbälte kpl par Prio	
	76869	27904	Positioneringsbälte/höftbälte 2-punkt längd 100cm inkl. mont.sats Cross 6, Prio, Xact	Ange önskad position, A eller B A= fästs i ryggplåten/vinkeln B= fästs i skena framför armstödsfäste (för bild, se monteringsanvisning)
	76872	28544	Positioneringsbälte/höftbälte 2-punkt längd 128cm inkl. mont.sats Cross 6, Prio, Xact	
	70279	28186	Fäste bröstsele Cross/Prio/Xact	Kräver huvudstöd för montering
	85878	28341	Droppställning kompl Prio Mod 2	Ej i kombination med bord
	86228	28316	Korg/syrgaskorg kompl Prio mod 2 sitthöjd 45-52,5 cm	Etac säger att den fungerar från sh 43 cm men det ger endast en markfrigång på knappt 1,5cm, välj minst sh 45 cm. Ej med eltilt. 
	17476	25515	Bromsspakförlängare Cross/Prio/Xact hö vä kpl	Ange vilken sida den ska monteras på om enbart 1 st beställs 
	57573	27531-1	Enhandsbroms Cross/Prio kompl hö mod 3	Begränsningar: Ej i kombination med bromsadapter Ej möjlig till 16" 20" endast i balansläge 1 22" endast i balansläge 1 och 2 24" inga begränsningar gällande balansläge
	57574	27531-2	Enhandsbroms Cross/Prio kompl vä mod 3	

Sesamnr	Lev.art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
INSTÄLLNINGAR			
51171	INSTÄLLNING	Annan ryggstödshöjd än std, ange höjd i kommentarsfältet	Rygghöjd steglös 46-62cm std 52cm. 46cm innebär konflikt vid ryggvinkling (går ej att få i 90gr eller framåt) eftersom ryggröret går nedanför tvärstaget. Välj 47cm för full funktion av ryggvinkel.
60036	INSTÄLLNING	Annat sitsdjup än std, ange sitsdjup i kommentarsfältet	Läge 1 = 39-46cm (beställ även 89307+89308) Läge 2 = 41,5-48,5cm Läge 3 = 44-51 cm (std, inställt på 47cm)
89307	83003	Lednit/Bult D8 L23.3 Prio	Beställ om sitsdjup Läge 1 önskas
89308	83037	Låssprint R t2 Prio <input type="checkbox"/>	
86152	INSTÄLLNING	Komfortlås justering	Ange om komfortlås önskas i annan position än std 4gr. Möjliga val: Utan komfortlås, 0gr, 8gr alternativt 12gr
51172	INSTÄLLNING	Annan sitthöjd Bak än std, ange höjd och drivhjulposition i kommentarsfältet	45 cm är std för både 16" och 24", behöver ej anges. Ange vilken annan sitthöjd som önskas. Alltid samma höjd fram/bak.
51174	INSTÄLLNING	Annan balansering än std, ange balansläge i kommentarfältet	Ange om pos 2 eller 3 önskas. Position 1 är standard (mest lättbalanserad). 16" alltid position 2 20" kan ej sättas i balansläge 3 pga. utebliven bromsverkan


Vid ändring av sitthöjd, tänk på att beställa rätt länkhjul och framgaffel enligt tabell under gafflar och länkhjul nedan.

Position	Drivhjul 16"	Drivhjul 20"	Drivhjul 22"	Drivhjul 24"
		Vid byte av hjulstorlek till 20" eller 22", utgå alltid från Prio 24" (ej 16")		
E	ej möjlig	38 cm	40,5 cm	42,5 cm
D	ej möjlig	40,5 cm	43 cm	45 cm (std för 24")
C	ej möjlig	43 cm	45,5 cm	47,5 cm
B	40 cm	45,5 cm	48 cm	50 cm
A	42,5 cm	48 cm	50,5 cm	52,5 cm
a	45 cm (std för 16")			

Adapterhylsa 85763 behövs för 16" i position A2 och B2



Sesamnr	Lev.art.nr	Benämning	Kommentar/Bild	
Drivhjul/Drivringar (axel ingår vid leverans av rullstol)				
MED VÅRDARBROMS				
Vid byte av hjulstorlek till 20" eller 22", utgå alltid från Prio 24" (bygger ej om 16")				
	85899	83090	Drivhjul 20tum VB massivt däck utan drivring 4fp exkl axel	Beställ även drivring och monteringsssats. Beställ även adapter broms 85765 om balansläge 2 är valt.
	19423	21034	Drivring rostfri 20tum till VB-hjul 4fp	
	68946	28113	Monteringsssats drivring VB-hjul 4fp	
	85765	28654	Adapter broms Prio 16 - 20 tum	Behövs vid balansläge 2 (både 16" och 20") Fungerar ej med enhandsbroms
	32720	81341	Drivhjul 22tum VB massivt däck rostfri drivring 4fp exkl axel	Beställ även adapter broms 85762 om balansläge 3 är valt.
	85762	28403	Adapter broms Prio 22 tum	Behövs vid balansläge 3. Fungerar ej med enhandsbroms
x	36089	81348	Drivhjul 24tum VB massivt däck rostfri drivring 4fp exkl axel	Std på rullstol med vårdarbroms
	40653	4100210	Drivring Plast 20tum diam 465mm sned infästning 4 distanshylsor inkl skruv, p Etac Invacare m fl, 23 mm friktion hård	Till vårdarbromsat hjul med 4 fästpunkter för drivring.
	57187	4000301	Drivring Plast 22tum sned och rak infästning distanshylsor inkl skruv 4+4 hål, p Invacare Etac Panthera 4P m fl, 23mm friktion hård	
	20297	4000300	Drivring Plast 24tum diam 540mm sned och rak infästning distanshylsor inkl skruv 4+4 hål, p Etac Invacare Panthera 4P m fl, 23mm friktion hård	
	65442	7000181	Drivring Softgrepp 20tum sned infästning 4 distanshylsor inkl skruv, p Etac, Invacare m fl, 28mm friktion mjuk	Till vårdarbromsat hjul med 4 fästpunkter för drivring.
	52080	7000182	Drivring Softgrepp 22tum sned och rak infästning distanshylsor inkl skruv 4+4 hål, p Etac Invacare Panthera 4P m fl, 28mm friktion mjuk	
	52079	7000180	Drivring Softgrepp 24tum sned och rak infästning distanshylsor inkl skruv 4+4 hål, p Etac Invacare Panthera 4P m fl, 28mm friktion mjuk	
	19667	24442	Drivring cellgummi 20tum 25mm friktion mjuk typ Maxgrepp 4 fp	Till vårdarbromsat hjul med 4 fästpunkter för drivring.
	15224	24551	Drivring cellgummi 22tum 25mm friktion mjuk typ Maxgrepp 4 fp	Beställ även monteringsssats 20256 för att få rätt distanser, viktigt att byta distanser om det har suttit rostfri drivring tidigare.
	66111	80800	Drivring cellgummi 24tum 25mm friktion mjuk typ Maxgrepp 4 fp	
UTAN VÅRDARBROMS				
OBS! Används endast till rullstolar "Prio 3A 24tum" som <u>inte</u> har vårdarbroms, art.nr 85735, 85736, 85737, 85738				
Vid byte av hjulstorlek till 20" eller 22", utgå alltid från Prio 24" (bygger ej om 16")				
	85909	83910	Drivhjul 20tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel	Beställ även adapter broms 85765 om balansläge 2 är valt.
	85765	28654	Adapter broms Prio 16 - 20 tum par	Behövs vid balansläge 2 (både 16" och 20") Fungerar ej med enhandsbroms
	85907	83907	Drivhjul 22tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel	Beställ även adapter broms 85762 om balansläge 3 är valt.
	85762	28403	Adapter broms Prio 22 tum par	Behövs vid balansläge 3. Fungerar ej med enhandsbroms
x	85905	83877	Drivhjul 24tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel	Std på rullstol utan vårdarbroms
	86232	83891	Drivring 20tum rostfri 6 fp Etac C6/Maxx	Beställ även monteringskit 85782 för att få rätt distans om det suttit plastad drivring på tidigare
	86231	83889	Drivring 22tum rostfri 6 fp Etac C6/Maxx	
x	85906	83887	Drivring 24tum rostfri 6fp Etac C6/Maxx	Beställ även monteringskit 87445, för att få rätt distans om det har suttit rostfri drivring på tidigare.
	86230	83339	Drivring 20tum plastad 6 fp Etac C6/Maxx	
	86229	83338	Drivring 22tum plastad 6 fp Etac C6/Maxx	
	85901	83335	Drivring 24tum plastad 6fp Etac C6/Maxx	
	86978	7000178	Drivring Softgrepp 22tum 6-hål p. Etac C6/Maxx	
	86979	7000179	Drivring Softgrepp 24tum 6-hål p. Etac C6/Maxx	
	86247	83897	Däck 20x1 (25-451) Speedlite svart	Luftdäck till C6-drivhjulet
	86248	83898	Däck 22x1 (25-501) Speedlite svart	
	86249	83899	Däck 24x1 (25-540) Speedlite svart	



Sesamnr	Lev.art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
Drivhjul/Drivringar (axel ingår vid leverans av rullstol)			
ENARMSDRIFT			
40564	26534	Enarmsdrift 20tum fast nav Cross inkl 2 st drivhjul däck massiva, rostfri lackad drivring. OBS! Ange hö- eller vä-drift	<p>Ej i kombination med vårdarbroms Drivhjulposition C2=standard vid enarmsdrift.</p> <p>Ej i drivhjulspos E1-E3, D1-D3,C1 el B1 Beställ även adapter broms till 20" vid balansläge 2 och 22" drivhjul vid balansläge 3</p> 
85765	28654	Adapter broms Prio 16 - 20 tum par	
40565	26533	Enarmsdrift 22tum fast nav Cross inkl 2 st drivhjul däck massiva, rostfri lackad drivring. OBS! Ange hö- eller vä-drift	
85762	28403	Adapter broms Prio 22 tum par	
35413	26522	Enarmsdrift 24tum fast nav Cross inkl 2 st drivhjul däck massiva, rostfri lackad drivring. OBS! Ange hö- eller vä-drift	
58801	27318	Teleskopaxel enarmsdrift Cross 40-42.5 cm /Prio sb40	
58802	27319	Teleskopaxel enarmsdrift Cross 45-50 cm /Prio sb45-50	
53111	27320	Teleskopaxel enarmsdrift Cross 52,5-57.5cm /Prio sb55	

Ekerskydd			
62545	220200	Ekerskydd 20tum (C-Hål 120mm) transparent. Passande Etac, Invacare m.fl	
62546	4100283	Ekerskydd 22tum (C-Hål 120mm) transparent.	
62547	4100300	Ekerskydd 24tum (C-Hål 120mm) transparent.	

Gafflar och länkhjul				
Vid ändring av sitthöjd, tänk på att beställa rätt länkhjul och framgaffel enligt tabell nedan.				
	85823	24038	Framgaffel stål S m axel Navbredd 45 mm	
x	85897	28969	Framgaffel stål M m axel Navbredd 45 mm	
x	85889	28922	Länkhjul 6tum 150x34 Navbredd 45 mm	Monterat i M2
	85879	28526	Länkhjul 8tum 200x38 Navbredd 45 mm	
	19812	80899	Framgaffelfäste breddat Cross	Komplettera med lock, 51449
	51449	50429	Lock framgaffelfäste breddat	

	6" 8" 6" 8"			
38	S2			
40	S2			
40,5	S2			
42,5	S2	S4	M2	
43	S2	S4	M2	
45	S4	S4	M2	M1
45,5	S4	S4	M2	M1
47,5		S4	M3	M1-M4
48		S4	M3	M1-M4
50			M4	M4
50,5			M4	M4
51,5				M4
52,5				M4

Framgafflar och länkhjul-spositioner

S	M
	

Leta upp höjden du önskar i kolumnen till vänster. Titta sedan under den länkhjulsstorlek du önskar för att se om du behöver beställa framgaffel S eller om du ska ha framgaffel M som ingår i standard. Kom ihåg att beställa länkhjul om annan storlek än standard (6") önskas.

*M1-M4- 8" länkhjul i sitthöjd 47,5-48cm finns flera valmöjligheter av länkhjulets placering i gaffeln beroende på gaffelfästets inställning. Tekniker monterar i det läge som bedöms bäst.