




Så här använder du Compact och Compact+ irrigationssystem



Tvätta händerna noggrant innan du börjar.
Anslut vinkelkopplingen till pumpen.




Tryck och vrid ordentligt på konan på vinkelkopplingen.




Om det är svårt att komma åt kan förlängningsslangen användas för att underlätta.

Anslut vinkelkopplingen till förlängningsslangen, anslut sedan förlängningsslangen till pumpen.



Tryck ihop pumpen, doppa den nedre blåa änden i vattnet, släpp greppet, då kommer vattnet (35-37C) dras upp i pump och slang.

Upprepa denna process till all luft är borta från systemet och vatten kommer ut ur konspetsen.




Applicera gelen på konan.

Håll pumpen i en lätt uppåtriktad vinkel för att undvika att luft pumpas in i tarmen, och för in konan i ändtarmen.

Pumpa försiktigt in vattnet i ändtarmen tills pumpen är tömd.

Ta bort konan från ändtarmen och förbli sittande på toaletten.



Ta bort konan från vinkelkopplingen med hjälp av den medföljande avfallspåsen.

Tvätta pump och slang med mild tvål och vatten låt torka ordentligt. Om du lossar vinkelkopplingen från pumpen så torkar den lättare.

30 dagars användning för pump samt slang.
Konor är engångsbruk.