

Västra Götalandsregionen

Läkemedelsnära produkter

2023-02-13

## Viktigt säkerhetsmeddelande angående Android-apparna FreeStyle LibreLink och FreeStyle Libre 3

Hej!

Abbott har nyligen upptäckt att användare kan uppleva längre perioder med signalförlust i Android apparna FreeStyle LibreLink och FreeStyle Libre 3 när de använder smarttelefoner med operativsystemet (OS) Android 13.

För mer information se bifogad dokument från leverantören:

[Viktig Information angående FreeStyle LibreLink appen för Android och FreeStyle Libre 3 appen för Android \(alla versioner\).pdf](#)

Med vänlig hälsning,  
Läkemedelsnära produkter  
Område Diabetes