


Kommunikation gällande Dexcom G7 mottagare och (utebliven) koppling till Glooko

Vi som arbetar med diabetes på Nordic Infucare beklagar att Dexcom G7 mottagaren för tillfället inte går att avläsa i Glooko. Inför lanseringen hade vi fått informationen att Dexcom G7 systemet är kompatibelt med Glooko, tyvärr visade det sig inte stämma gällande den dedikerade mottagaren.

Vi har pratat med både Dexcom och Glooko som arbetar på att lösa kompbiliteten men vi kan idag inte säga när problemet är löst. Det är möjligt att avläsa Dexcom G7 mottagaren med hjälp av Dexcoms analysprogram Clarity, gör enligt nedan:


- 1) Användaren skapar ett [Dexcom-konto](#) och ett [Glooko-konto](#) via dator (eller via apparna på telefonen)
- 2) Logga in i Glooko och klicka + Lägg till enhet:



- 3) Klicka på Blodglukosenheter och sedan CGM



- 4) Scrolla ner till Dexcom och klicka anslut




- 5) Logga in i Dexcom
- 6) För att ladda över Dexcom G7-mottagaren gå in i [Clarity](#) och klicka på Hemanvändare
- 7) Följ instruktionerna på skärmen och ladda över datan.


Ladda upp Inställningar Support ▾

1 **2** 3 4


Verifiera **Anslut enhet** Samla in information Klart



1. Anslut USB-sladden till din dator.



2. Anslut kabeln till mottagaren.



3. Tryck på och håll in strömknappen på mottagaren tills den startar.

Om avläsning av mottagare måste ske i Glooko och inte Clarity är ett alternativ då rekommenderar vi att man förskriver Dexcom G6 till patienten. Dexcom G6-mottagaren har artikel nummer 928611.