

Förbered dig inför ditt besök på Diabetesmottagning Östra

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt vill vi att du dagen före ditt besök ser till att din mätare/pump/penna är nerladdad, att du delar data med vår klinik och att du själv har tittat igenom dina rapporter. Tag kontakt med företagets support om du inte vet hur du ska göra eller om du har frågor.

Novopen/Novopen Echo plus

Alla pennor ska vara överladdade dagen innan besöket.

Novopen/Novopen Echo plus och Libre 2

Ladda ner din penna/pennor till Librelinkappen.

Klinikid: östravux

Support Abbott tfn: 020-190 11 11

Novopen/Novopen Echo plus och Dexcom/Libre 3

Ladda över din penna/pennor till Glookoappen.

Ange proconnectkod: ostravux

Support Glooko tfn: 031-762 88 88 eller help@glooko.com

Librelink app/Libre 3 app

Apparna ska vara kopplad till klinik dagen före besöket

Klinikid: östravux

Support Abbott tfn: 020-190 11 11

Dexcom app G6 och G7

Apparna ska vara kopplade och synkade till Glooko dagen före besöket

Du ska se aktuella blodsockerdata i Glookoappen.

Ange proconnectkod: ostravux

Support Glooko 031-762 88 88 eller help@glooko.com

Tandempump

Laddas över till Glookoappen hemifrån om du har egen dator dagen före besöket

Ange proconnectkod: ostravux

Du kan också ladda över din pump till Glookotransmitteren som finns i väntrummet.

Support Glooko tfn: 031-762 88 88 eller help@glooko.com

Medtronic 780G

Dagen före ditt besök behöver du kontrollera att du har aktuella värden i din Minimed mobile app och i We care appen, den är då länkad till Carelink

Om du inte har Minimedmobileappen kan du ladda över din pump till Carelink via dator och USB. Ta med dina inloggningsuppgifter till Carelink till besöket. Har du ingen data i appen kontakta supporten.

Support Medtronic tfn: 08-56 85 85 20

Medtronic 640G/740G

Laddas över till Carelink hemifrån via dator och USB

Ta med dina inloggningsuppgifter till Carelink till besöket.

Support Medtronic tfn: 08-56 85 85 20

Omnipod-Omnipod Dash

Ska alltid laddas över till Glooko hemifrån dagen före besöket alternativt till Glookotransmittern som finns i väntrummet. **Omnipod 5** är direktansluten till Glooko.

Ange proconnectkod: ostravux

Support Glooko tfn: 031-762 88 88 eller help@glooko.com

Libre 2/ Libre 3 handenhet

Laddas över till Libreview eller Glooko dagen före besöket alt hos din vårdgivare. Har du handenhet och Novopen ska dessa laddas över till samma system.

Klinikid för Libreview: östravux

Proconnectkod Glooko: ostravux

Support Glooko tfn: 031 -762 88 88 eller help@glooko.com

Dexcom handenhet samt blodsockermätare

Laddas över till Glooko med hjälp av Glooko uploader i din dator, vissa mätare kan du ladda över till Glookoappen i din telefon.

Ange Proconnectkod: ostravux

Support Glooko tfn: 031-762 88 88 eller help@glooko.com

Med Vänlig Hälsning

Personalen på Diabetes- och endokrinmottagning Östra