

Senast reviderat: 2026-01-28

Dokumentet gäller för: Hybrid och intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, sektionsledare (monak1)

# Metodkort Transplantation - Leverartärembolisering på hybridsal

## Revideringar i denna version

Detta dokument ersätter: Metodkort, Leverartärembolisering på hybridsal, version 2.

## Syfte

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

## Arbetsbeskrivning

<b>Galler, hakar:</b>	Röntgenset (sterilförrådet op 8).
<b>Op bord:</b>	Siemens röntgenbord
<b>Övrigt:</b>	Aortapack eller Universalset + dubbelslits 2 C-bågeskydd (spara gummiband för upphängning av NaCl påse) 1 Instrumentbordslakan 100x150 cm. 1 C-bågeskydd till Zeego; Raucodrape 2 Stora mössor Angiodynset (RSUPP1) 2 Op-bordslakan med klister, 3M, 300 x 228 cm ev 75:a Kimberley Clark  Mårten Falkenberg: styrpanel från trolly sätts på skena på bord. Kläs sterilt med ett C-båge skydd. OBS! sätt direkt på skena, inget lakan under.
<b>Speciella önskemål:</b>	Klä röntgens bord med rtgs Angiodynset.

**Postadress:**

Hybrid och intervention  
Operation 1 och 8  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
413 45 Göteborg

**Telefon:**

031-342 10 00

**Webbplats:**

sahlgrenska.se

<b>Uppläggnig:</b>	Ryggläge. Båda armarna bäddas in med draglakan och polstring. Eventuella armskenor kan användas när behov finns. Armskenorna måste tas bort vid rotation.
<b>Op drapering:</b>	Tvätta nedre delen buken + båda ljumskarna. 1. Aortapack eller Universalset + dubbelslitslakan. 2. Sätt op-lakan med klister 300 x 228 cm långt ner på benen. 3. Klä rtgskärm med 2 mössor och trolley med C-bågeskydd eller mössa. 4. Droppställning med C-bågeskydd 5. Klä Medrasprutan (kontrastsprutan) med C-bågeskydd. Röd propp på sprutan tas bort innan drapering. Tejpa nedanför gångorna för att få tätt. 6. Klä Pheeno med raucodrape och 75:a