

Senast reviderat: 2026-01-28

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, Sektionsledare (monak1)

Perfusion av njure med LifePort

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Op galler/hakar:	PREPARERINGSGALLER, LITET KOPPSET.
Övrigt:	Prepareringsbord Start kit till LifePort LKT-200 10cc spruta med luer-lock
Läkemedel & Vätskor:	NaCl – slush, cirka 2 st 500 ml Perfusionsvätska: Belzer MPS (UW Machine Perfusion Solution), ligger i kylskåpet i transplantationsförrådet op 8.
Suturer:	6-0 Surgipro
Op drapering:	Kläd prepareringsbordet med instrumentbordslakan
Speciella önskemål:	Alla tillbehör finns i StartKitet, och extra material finns i kompaktförrådet sektion 8, op 8. Lägg in allt använt material i Orbit alternativt fyll i dyrkodslapp som hänger på LifePort-vagnarna och lämna sedan till sekreterare.
Op teknik:	Ta aldrig upp StartKit innan man tittat på njuren och vet att patchen passar till engångskanylen. Engångskanyler finns löspackade i kompaktförrådet, sektion 8, Op 8. Följ instruktionen på instruktionskortet, allt som görs sterilt är gulmarkerat. Icke gulmarkerat är för pass på sal.

När njuren ska tas upp ur LifePort. Ta av ytterlocket, lägg på en steril drapering, **LKT300**, ta av innerlocket och lyft ut njuren. Ta en sterilitetskontroll på perfusionsvätskan i behållaren och skicka på odling.

Ring hotlinenumret till Bryssel: 0032 2715 00 05 om hjälp behövs jourtid.

Vid avslut av perfusion LifePort:

1. Lossa gummislangen från cylinderpumpen.
2. Roterar tillbaka fixeringsarmen 90° för att låsa upp locket på kassetten.
3. Lossa tryckdetektorkontakten ”försiktigt”. Vinkla upp locket till kassetten vinkelrätt. Lyft ur hela kassetten och kasta den.
4. Töm isbehållaren, torka ur och ställ tillbaka den i LifePort.
5. Koppla återigen lifePort till ett eluttag