

Senast reviderat: 2025-12-18

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Helen Jansson Operationssjuksköterska (helja13)

Aortaaneurysm

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Op kort:	VBJ34	
Op galler/hakar:	LAPAROTOMIGALLER KÄRLGALLER OMNITRACH HAKE ENKEL AORTAGALLER Ev MAXIGALLER Ev Extrahakar Omnittract Aorta Ev Aortaballongvagn	
Op bord:	Standard op bord alt. lång kolfibertopp	
Extra instrument:	Ev Förlängd Permanhake Ev. Cone Om ej Aortagaller: Glover sked 26,22 och 18 cm (2 st av varje) Suturfångare Codman Ev. Fogarty aorta rak 61 mm Ev. Fogarty vinklad 61 mm Aortaklämmare Rudolf	Graftsizer Tvärslipad spets m kon 16mm Bipolär sax 23 cm Lång bipolär pincett

Övrigt:	Material Heparinspruta Gula fötter Blå veseloop Kärlsug Monopolär diatermi Grå dukar Ev Pruitt kateter 9 Fr EndoGIA Ultra guld 30 mm el 45 mm Slangstrumpa Badmössa Grön kanyl med oliv grön (engångs).	Apparatur Flödesmätare med ultraljud Doppler Ev. Rtg's u-ljud
Speciella önskemål:	Sterilklä ultraljud Lång kolfibertopp vid användning av Pheno Omnittractstag sätts på patientens högra sida om Pheno skall användas.	
Läkemedel & Vätskor:	Heparin/Koksalt enligt PM. (5000 IE Heparin i 500 ml NaCl)	
Suturer:	2-0 Ti-cron ligatur 3-0 Ti-cron ligatur 4-0 kärlsutur, V20, CV23 ev.4-0 Prolene SH 120 cm (suturförråd) 3-0 V20 Surgipro 90cm 3-0 V20 Surgipro 120cm 3-0 Polysorb V-20	Ev 3-0 Prolene 2 x MH Ev 2-0 Surgipro V-26 Ev 3-0 Surgipro V-26
Uppläggning:	Ryggläge: Tvätta hela buken från symfyssen till sternum + båda ljumskar. Armar ut på armbord	
Op drapering:	Använd akut aortaset och bukset eller hybridset med EVAR kit. Ej värmestrumpor på patientens ben men gärna varma täcken så att tårna syns	