

Senast reviderat: 2025-06-14

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompsson sektionsledare (monak1)

Pyeloplastik barn robotassisterad

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Op kort:	Robotgaller
Från Sterilcentralen:	Standardbord Snedställt cirka 45° med huvudet mot fönstret Slida bordet max uppåt
Optik:	Robotoptik XI 30°
Apparater:	Robot Da Vinci Xi Ställ in roboten på övre abdomen + höger
Extra instrument:	Skopi Nålförare Storz + luerlock
Övrigt:	Clarify Visualization System (antigof) 21-345 Lamphandtag TipCover Accessory 400180 x 1 Spol/sug elefant ASP185 x 1 Cannula seal 5-8 mm 470361 x 3 Instrument arm drape 470341 x 1 Column drape 470341 x 1 ConMed air Seal gasslang ASM-EVAC1 Troakar 5 mm Applied medical Kii Fios CTF03 Vass obturator (Barnkir tar med från Östra) Instrumentbordslakan x 1 Op.handduk 75:a (till klädbord) K/N förlängning till kateter

Postadress:

Hybrid och Intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

Robotinstrument:	471006 Large Needle driver Da Vinci Xi 8 mm x 1 471296 Large suture cut needle driver Da Vinci Xi 8 mm x 1 470001 Potts Scissors da Vinci Xi 8 mm x 1
Läkemedel & Vätskor:	Ringer-Acetat 1000 ml Sterilt vatten (används till avtorkning/genomspol av instrument/optik) Metylenblått (blandas med NaCl enl. barn kir) Marcain 5 mg/ml
Suturer:	VICRYL 5-0 RB-1 Plus 8 cm x 1, 12 cm x 4-5 Monosof 3-0 C-14 (Hållsuturer) V-Loc 3-0 15 cm resorberbar Monocryl 4-0 PS-2
Vid konvertering:	Roboten dockas av och kan därefter avlägsnas från patienten. Patienten ligger kvar i upplagt läge. Vid timeouten bestäms vem som dockar av samt vem som backar roboten vid en konvertering eller annat akutläge. Lap.tomigaller Kärlgaller 2 pkt bruna dukar Risslersug Kärlsug
Uppläggning:	Sidoläge enl ”Positionering i sidoläge i vacummadrass op 1&8” (hittas på Sharepoint op 1 & 8, Första sidan, Positionering) Kulmadrass, utsug vid huvudändan. Den övre armen polstrad utefter sidan alt på kudde över den undre armen. Kirurg bestämmer vilket. Kirurgen är alltid med vid upplägget!
Op drapering:	Drapering fyrfält
Rengöring:	Robotinstrument: Spolport 1 spolat igenom med 15ml sterilt vatten, låt instrumentet ligga ner när du spolat genom det. Sätt en fuktad (sterilt vatten) tvätt-tork om skänklarna på robotinstrumentet. Kameraoptik: Spolats igenom i alla 3 portar, samtidigt som du håller ner knappen i den porten du spolat. Läggs därefter i sin låda

Startkostnad:	Lägg in startkostnad: Robotkirurgi
----------------------	------------------------------------