

Senast reviderat: 2026-03-19

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs, Operationssjuksköterska (annja28)

Mutars proximal humerus

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Operationen indelas i 2 faser.

Fas 1 fripreparerar och tar bort tumören.

Fas 2 implantat in och mjukdelsvävnaden sluts.

Fas 1 och 2 har skilda instrument och dukas upp på separata Bord/dubbelbord och assbord.

Viktigt att skilja på vad som används till Fas 1 och Fas 2 i Orbit. Skriv 1 eller 2 i övrig op.info kolumnen!

Sterildrapering i "dubbla lager" där översta lagret tas bort när fas 1 är klar.

Nya lamphandtag, sug och mono / bipolär diatermi

Op galler/hakar:	Tumör Beninstrument
Fas 1:	Precisions såg 6 (Mutars såg) + sågblad Klädset rygg
Fas 2:	Total Höft Mutarsgaller x flera, beställs från Tyskland Colibri 2 borrar Fas 2 Klädset rygg Ev Cementeringsgaller

Postadress:

Hybrid och Intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

Extra instrument:	
Fas 1:	Ev Frakturhållartång, stor papegoja
Fas 2:	Frakturhållartång stor Papegoja Ev Cement Ev Cementplugg, Cementpip smal (Lubinusvagnen) Ev VattenPistol + 1-3L NaCl Peang Crile 14cm till hållsuturer.

Övrigt:	Gula tork	
Fas 1	Ligasure exact	
	Enkel slitslakan elastisk linda x 2, extremitets lakan	
Fas 2	Ev Suturankare	
Implantat:	Beställs från Tyskland. Operatören plockar fram delarna själv.	
Suturer:	Fiber Wire 5:an Fack 87 Ti-cron 2:an Hos-12 Polysorb 2:an GS-25 Fas 1 O polysorb på GS-21 x flera	0-0 Polysorb GS-25 2-0 Polysorb GS-25 Polysorb 2-o ligaturhjul Hudsutur beroende på operatör
Uppläggning:	Standard bord, armen vilar på "bakvänt" armbord. Pat är halvsittande under op dvs rygg upp och ben ner Grön gelring under huvudet istället för kudde. Hälkuddar till fötterna	
Op drapering:	Fri arm, slitslakan. Klä "dubbelt" så att ett lager kan tas bort när Fas 1 är klar Stort lakan med hål(extremitetslakan med gummihål) till Fas 1 + ex lösärm till armen som är lätt att ta bort när Fas 1 är klar. Axlar blöder ofta så sätt ngn påse som samlar upp allt blod. Du behöver dubbla ass.bord och dubbla instrumentbord, Fas 1 och Fas 2 delas upp vid uppdukningen!! Tydlig dokumentation i Orbit vad som används i Fas 1 och Fas 2 för att underlätta vid ev avlösningar	
Op teknik:	Op teknik finns i de gröna lådorna från Tyskland	

Implantat lappar:

- 1 omgång klistras upp på papper och lämnas till sekt.ledaren
- 1 omgång av alla lappar sätts ihop till Marianne Flinck
- 1 omgång till representanten från företaget klistras upp på papper