

Senast reviderat: 2021-12-17

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, Sektionsledare (monak1)

## Thorax-Lobektomi lunga robotassisterad

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

### Arbetsbeskrivning

<b>Op kort:</b>	GDC01 Torakoskopisk lobektomi lunga ZXC96 Robotassisterad operation
<b>Från Sterilcentralen:</b>	Robotgaller Robot set
<b>Op bord:</b>	Standardbord, snedställt cirka 30° med huvudet mot fönstret
<b>Optik:</b>	Hylsa Troakar 12mm Da Vinci Xi 1st
<b>Apparater:</b>	
<b>Extra instrument:</b>	Hylsa Troakar 12mm Da Vinci Xi 1st

<b>Övrigt:</b>	Clarify Visualization System (antifog) 21-345 Lamphandtag Ev Monopolär diatermi TipCover Accessory 400180 x 1 Spol/sug elefant ASP185 x 1 Cannula seal 5-8mm 470361 x3 Cannula seal 12mm 470380 x1 12-8mm Reducer 470381 x1 Instrument arm drape 470015 x 4 Column drape 470341 x 1 ConMed Air Seal gasslang ASM-EVAC1 ConMed AirSeal 12/100 mm port iAS12-100LPi 113242101 Instrumentbordslakan x 1 Op.handduk 75:a (till klädbord)
<b>Robotinstrument:</b>	Fenestrerad bipolar forceps da Vinci Xi 8mm Ev Large needle driver da Vinci Xi 8mm Ev Synchroseal 480440
<b>Läkemedel &amp; Vätskor:</b>	Ringer-Acetat 1000 ml Sterilt vatten (används till avtorkning/genomspol av instrument/optik) Carbocain/Adrenalin 5 mg/ml Marcain 5 mg/ml
<b>Suturer:</b>	PDS 2-0 UR-6 Monocryl 4-0 PS-2

---

<b>Uppläggning:</b>	Ev Kulmadrass Vänster arm ut på armbord Höger arm längs med kroppen på armbord Vid ev sidoläge polstras höger arm och läggs utmed kroppen.
<b>Op drapering:</b>	Drapering fyrfält
<b>Rengöring:</b>	Spolportar på robotinstrument spolas igenom med sterilt vatten i vardera port tills rent flöde innan transport till Sterilcentralen. Lägg en fuktad kompress med sterilt vatten om skänklarna på robot-instrumenten. Linda därefter in instrumenten i en blå blöja och lägg sedan på diskvagnen. Optiken läggs i sin låda och spänns därefter fast på diskvagnen med gula spännband.