

Senast reviderat: 2024-11-12

Dokumentet gäller för: Hybrid och intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, sektionsledare (monak1)

Kolorektal robotassisterad

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation

	OBS! Detta är en grundplockning. Hör med kirurg om övriga önskemål
Från sterilcentralen:	Robotgaller Robot set
Op bord:	Standardbord Benplattor special Pink Pad Ställ in roboten på nedre abdomen + vä sida
Optik:	Robotoptik XI 30°
Extra instrument:	Skopi Tång Tarm fin 36cm Skopi Tång Babcock 36cm Verres kanyl Skopi kärklämmare Glover <i>på sal</i> Hake Loyd Davies <i>vid konvertering</i>
Övrigt:	Laparoscopy set Abdo-Perinal 694240 Lamphandtag Monopolär diatermi TipCover Accessory 400180 x1 Spol/sug elefant ASP185 x1 Cannula seal 5-8 mm 470361 x3 Cannula seal 12mm 470380 x1 Instrument arm drape 470015 x4 Column drape 470341 x 1 ConMed air Seal gasslang ASM-EVAC1 ConMed AirSeal 12/100 mm port iAS12-100LPi 113242101

Postadress:

Hybrid och intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

	<p>Ev Staple SureForm 45 DaVinci Xi 480445 Ev Magasin SureForm 45 Reload DaVinci Xi Grön 48345G Troakar 12mm Applied medical Kii Fios CTF73 Ev Troakar 5mm Applied medical Kii Fios CTF03 Alexis Laparoscopic system (med lock) 2,5-6cm Small C8501 <i>sterilförråd 1, sekt F 3:6</i> Clarify Visualization system <i>antifog 21-345</i> Detachable Endoretrieval pouch 1150 ml/12mm 899112 Spruta 20ml Laparoskopis Disarp-Endoractor 088-48000, <i>kolorektalvagnen</i> Ev Sårspruta 50ml Ev Ileostomateter 68730, <i>kolorektalvagnen</i> Ev Cirkulärstaple <i>kolorektalvagnen</i></p> <p>Kolorektalvagnen på sal</p>
Robotinstrument:	<p>Ev Vesselsealer extend 480422 Fenestrated bipolar Forceps DaVinci Xi 8mm Hylsa Troakar 12mm Da Vinci Xi</p>
Läkemedel och vätskor:	<p>Ringer-Acetat 1000 ml Sterilt vatten (<i>används till avtorkning/genomspol av instrument/optik</i>) Marcain 5 mg/ml</p>
Suturer:	<p>PDS 2-0 CT-1 Monocryl 4-0 PS-2</p>
Vid konvertering:	<p>Roboten dockas av och kan därefter avlägsnas från patienten</p> <p>Patienten ligger kvar i upplagt läge. Vid timeouten bestäms vem som dockar av samt vem som backar roboten vid en konvertering eller annat akutläge.</p> <p>Lap.tomigaller Rektaltillsats Lillmartin 2 pkt bruna dukar 1 pkt grå duk 1 pkt gula tork</p>

	Risslersug Kärlsug,
Uppläggning:	Pink pad
Op drapering:	Laparoscopy set Abdo-Perinal 694240
Speciella önskemål:	Huvudet mot ytterväggen, fötterna mot sal 85 Anestesiin vid huvudändan Robotstapel vid pats vänstra axel Airsealstapel vid pats vänstra fot Vänster arm ut på armbord Höger arm i pink-pad vaddering utefter sidan Kirurg vid pats högra axel Op-ssk på pats högra sida Ställ in roboten på nedre abdomen + vä sida
Rengöring:	Robotinstrument: Spolport 1 spolras igenom med 15ml sterilt vatten, låt instrumentet ligga ner när du spolrar genom det. Sätt en fuktad (sterilt vatten) tvätt-tork om skänklarna på robot-instrumentet. Kameraoptik: Spolras igenom i alla 3 portar, samtidigt som du håller ner knappen i den porten du spolrar. Läggs därefter i sin låda.
Startkostnad:	Lägg in startkostnad: Robotkirurgi