

Senast reviderat: 2025-06-14

Dokumentet gäller för: Hybrid och intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, sektionsledare (monak1)

## Adrenalektomi robotassisterad (endokrin)

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation

Från sterilcentralen:	Robotgaller Robot set
Op bord:	Standardbord, snedställt cirka 45° med huvudet mot fönstret Kulmadrass Ställ in roboten på <b>övre abdomen + hö sida</b>
Optik:	Robotoptik XI 30°
Extra instrument:	Ev Skopi kärklämmare Glover Ev Skopi Prestigetång 5mm, med låsbart handtag ( <i>hö</i> ) Ev Skopi Retraktor lever flexibel+hylsa ( <i>hö</i> ) Ev Skopiarm ( <i>hö</i> ) Ev Hake Langenbeck 40x11mm 2st
Övrigt:	Lamphandtag Ev Monopolär diatermi Märkpena TipCover Accessory 400180 x 1 Spol/sug elefant ASP185 x 1 Cannula seal 5-8 mm 470361 x 4 Instrument arm drape 470015 x 4 Column drape 470341 x 1 ConMed air Seal gasslang ASM-EVAC1 ConMed AirSeal 12/100 mm port iAS12-100LPi 113242101 Troakar 12mm Applied medical Kii Fios CTF7 Ev Troakar 5mm Applied medical Kii Fios CTF03 Clarify Visualization system ( <i>antifog</i> ) 21-345 Detachable Endoretrieval pouch 250-300 ml/10mm 899102-02

**Postadress:**

Hybrid och intervention  
Operation 1 och 8  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
413 45 Göteborg

**Telefon:**

031-342 81 11

**Webbplats:**

sahlgrenska.se

	Instrumentbordslakan x 1 Ev Hem-o-lok L (lila) 544250 <i>robotvagnen</i>
Robotinstrument:	SynchroSeal XI 480440 Ev Arm Fenestrerad Bipolär Forceps daVinci XI Ev Arm Cadiere forceps daVinci Xi 8mm Ev Arm Large Clip Applier daVinci Xi 8mm Ev Arm Large Needle driver daVinci XI 8mm
Läkemedel och vätskor:	Ringer-Acetat 1000 ml Sterilt vatten ( <i>används till avtorkning/genomspol av instrument/optik</i> ) Carbocain/Adrenalin 5 mg/ml Marcain 5 mg/ml
Suturer:	PDS 2-0 UR-6 Monocryl 4-0 PS-2
Vid konvertering:	Roboten dockas av och kan därefter avlägsnas från patienten  Patienten ligger kvar i upplagt läge. Vid timeouten bestäms vem som dockar av samt vem som backar roboten vid en konvertering eller annat akutläge.  Lap.tomigaller Kärlgaller Enkelstagad Omnitract-hake 2 pkt bruna dukar Risslersug Kärlsug,
Upplägning:	Sidoläge enl ”Positionering i sidoläge i vacummadrass op 1&8” (hittas på Sharepoint op 1 & 8, Första sidan, Positionering)  Huvud mot sal 85 Slida bordet mot sal 85 Bordet snedställt cirka 45° med huvudet mot fönstret Kulmadrass, utsug vid huvudändan. Knicka bordet Den övre armen på kudde över den undre armen

---

	<b>Kirurgen är alltid med vid upplägget!</b>
Op drapering:	Drapering fyrfält
Rengöring:	<b>Robotinstrument:</b> Spolport 1 spolars igenom med 15ml sterilt vatten, låt instrumentet ligga ner när du spolars genom det. Sätt en fuktad (sterilt vatten) tvätt-tork om skänklarna på robot-instrumentet. <b>Kameraoptik:</b> Spolars igenom i alla 3 portar, samtidigt som du håller ner knappen i den porten du spolars. Lägg därefter i sin låda.
Speciella önskemål:	Fråga alltid kirurgen om urinkateter eller bladder!
Startkostnad:	Lägg in startkostnad: Robotkirurgi