

Senast reviderat: 2025-01-08

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs (annja28) op.ssk

## METODKORT VERSE

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

### Arbetsbeskrivning

<b>Galler, standard</b>	Rygg Benfusion Verse / Instrument A Verse / Instrument B Verse / Instrument C Avbitare Rygg
<b>Galler, navigation</b>	Colibri II + batteri Navigering mall Navigering grund Navigering skruvmejslar  Navigering tillägg + Navigation Reflective marker sphere (7 paket)
<b>TLIF Caliber</b>	SUSTAIN OCH CALIBER GRUNDGALLER CALIBER INST BENKVARN MINI MILL  TLIF distraktor 5,5mm expedium

**Postadress:**

Hybrid och Intervention

**Operation 1 och 8**

Sahlgrenska  
Universitetssjukhuset

413 45 Göteborg

**Telefon:**

031-342 81 11

**Webbplats:**

sahlgrenska.se

<b>TLIF Concord</b>	CONCORDE INSTR A CONCORDE INSTR B CONCORDE IMPL. C BENKVARN MINI MILL
<b>TLIF Sustain</b>	SUSTAIN OCH CALIBER GRUNDGALLER SUSTAIN BENKVARN MINI MILL  TLIF distraktor 5,5mm expedium
<b>Cementering</b>	Verse / Cementering Cement: Confidence (här finns det mesta du behöver) ”Nål” 279726500 cementera i skruven ”Nål” 283903613 cementera i kotan  <a href="#">Viper cortical fix.pdf</a>  Här finns bilder hur cementeringen görs i skruven
<b>Implantat</b>          <b>Magec stag</b>	Finns i respektive vagn Verse / J&J eller Globus  Behövs kanulerade skruvar finns:  Verse Advance ( i implantat vagnen)  Viper (instrument i sterilförrådet Implantat i J&j vagnen  70 eller 90mm Standard och Offset + magnet. Tag även med 2 st 480 stag Titan. Välj  Operatören väljer 70 eller 90mm. Du tar alltid upp 1 st Standard och 1 st Offset Magec stag

---

<b>Magec stag</b>	
<b>Extra instrument</b>	Vid osteotomi VSP galler
<b>Övrigt</b>	Ryggset Lamphandtag Blå korg med dvs engångsmaterial Vattenpistol + 1 l NaCl Bellovac 14ch kan vara aktivt på olika sätt (hela tiden eller 10 min/timme) sutureras ej
<b>Läkemedel och vätskor</b>	Morfin special till scolioser Ropovacain 10mg/ml

---

**Postadress:**

Hybrid och Intervention

**Operation 1 och 8**

Sahlgrenska  
Universitetssjukhuset  
413 45 Göteborg

**Telefon:**

031-342 81 11

**Webbplats:**

sahlgrenska.se

<b>Uppläggning</b>	<p>Interventionsbord eller Standardbord med långkolfibertillsats + huvudplatta, släde till armborden. (sal 85, huvudet mot sal 86)</p> <p>Grå låga H-kuddar, om pat väger mer än 80kg även blå platta kuddar</p> <p>Armarna framåt i skumgummi</p> <p>Ansiktet i proneview/proneSafe. Obs finns även barnmasker!</p> <p>Gula runda kuddar under knäna</p> <p>Fötterna vilar på fotkudde med blå platt kudde under så att inte tårna får tryck.</p> <p>Operatören ofta med vid vändning.</p>
<b>Speciella önskemål</b>	<p>Ofta navigering ev behövs Galler navigering tillägg. Navigerad mejsel + gallret navigation Probe</p> <p>Vid Scolios : 2 monopolära gröna diatermier</p>
<b>Sterildrapering</b>	<p>Tvätta enligt ortopedens anvisning. Klä alltid för spinn av Pheno</p>
<b>Suturer</b>	<p>0:an v-40 PDS eller Polysorb 21 eller 25 nål 2-0 ct-1PDS eller Polysorb 21 eller 25 nål 3-0 Stratafix eller agraffer, vänta med att ta upp till du skall sy ihop</p>
<b>Safe Spine</b>	<p>Pågående studie där du skall ta prover. 2 prover tas <i>innan</i> descutantvävt av patienten. Står i Orbit om pat</p>

---

	tillhör studien och provmaterial skickas med från vårdavd
<b>TLIF</b>	Transforaminal lumbal interbody fusion (TLIF) är en spinal fusionsteknik för nedre delen av ryggen, där två ryggradsben (kotor) förenas genom att ta bort en del av ryggradsskivan mellan dem och placera en distans (bur), kompletterad med skruvar och stavar, på dess plats.

---

**Postadress:**

Hybrid och Intervention  
**Operation 1 och 8**  
Sahlgrenska  
Universitetssjukhuset  
413 45 Göteborg

**Telefon:**

031-342 81 11

**Webbplats:**

sahlgrenska.se