

Senast reviderat: 2025-10-29

Dokumentet gäller för: Hybrid och intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, sektionsledare (monak1)

## Iliakal körtelutrymning robotassisterad (Melanom)

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation

Från sterilcentralen:	Robotgaller Robot set
Op bord:	Standardbord Ställ in roboten på nedre <b>abdomen + hö sida</b>
Optik:	Robotoptik XI 30°
Extra instrument:	Ev Skopi kärklämmare Glover Ev Hemolock L <i>magasin ligger i robotvagnen</i>
Övrigt:	Lamphandtag <b>Ev Monopolär diatermi</b> Märkpenna TipCover Accessory 400180 x 1 Spol/sug elefant ASP185 x 1 Cannula seal 5-8 mm 470361 x 4 Instrument arm drape 470015 x 4 Column drape 470341 x 1 ConMed air Seal gasslang ASM-EVAC1 ConMed AirSeal 12/100 mm port iAS12-100LPi 113242101 M.O.R.A. laparoskopi tork 97110440-00 Troakar 12mm Applied medical Kii Fios CTF7 Clarify Visualization system ( <i>antifog</i> ) 21-345 Detachable Endoretrieval pouch 250-300 ml/10mm 899102-02 Instrumentbordslakan x 1

**Postadress:**

Hybrid och intervention  
Operation 1 och 8  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
413 45 Göteborg

**Telefon:**

031-342 81 11

**Webbplats:**

sahlgrenska.se

Robotinstrument:	SynchroSeal XI 480440 Large Needle Driver DaVinci Xi 8mm Fenestrated bipolar Forceps DaVinci Xi 8mm Ev Large Clip applicator da Vinci Xi 8mm
Läkemedel och vätskor:	Ringer-Acetate 1000 ml Sterilt vatten ( <i>används till avtorkning/genomspol av instrument/optik</i> ) Carbocain/Adrenalin 5 mg/ml Marcain 5 mg/ml
Suturer:	Monocryl 2-0 SH-1 plus <i>Klippt 20 cm (knyt fast ett hemolock-clips i änden). Denna sutur används för att fästa upp peritoneum</i> PDS 0 CT-2 plus Monocryl 4-0 PS-2
Uppläggning:	Huvud mot sal 85 Slida bordet mot sal 85 Bordet snedställt cirka 45° med huvudet mot fönstret  Hö arm på armbord utefter sidan Dubbla benremmar Pat tippas i lätt trendelenburgläge
Op drapering:	Drapering fyrfält
Vid konvertering:	Roboten dockas av och kan därefter avlägsnas från patienten  Patienten ligger kvar i upplagt läge. Vid timeouten bestäms vem som dockar av samt vem som backar roboten vid en konvertering eller annat akutläge.  Lap.tomigaller Kärlgaller Enkelstaged Omnitract-hake 2 pkt bruna dukar Risslersug Kärlsug
Rengöring:	<b>Robotinstrument:</b> Spolport 1 spolras igenom med 15ml sterilt vatten, låt

---

	instrumentet ligga ner när du spolar genom det. Sätt en fuktad (sterilt vatten) tvätt-tork om skänklarna på robot-instrumentet. <b>Kameraoptik:</b> Spolas igenom i alla 3 portar, samtidigt som du håller ner knappen i den porten du spolar. Läggs därefter i sin låda.
Startkostnad:	Lägg in startkostnad: Robotkirurgi