

Senast reviderat: 2026-01-08

Dokumentet gäller för: Hybrid och intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, sektionsledare (monak1)

Singelport Njurbäckenplastik-Pyeloplastik (urologen)

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation

Från sterilcentralen:	Robotgaller SP Robot set
Op bord:	Standardbord Ev Grå kilkudde under den sida som ska opereras
Optik:	Robotoptik Sp
Extra instrument:	Ev. Hemolock L, <i>magasin ligger i robotvagnen</i> Ev. Skopi kärklämmare Glover

Postadress:

Hybrid och intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

Övrigt:	Lamphandtag Instrumentbordslakan x1 K/N x1 <i>till sugslang med luftning</i> Suction & Irrigation set- Dual spike 5mm/33cm 899107 Antifog G.O.L.F.F ConMed AirSeal gasslang ASM-EVAC1 Ev ZipWire .035 Straight Tip M006680205 Ev 6.0Fr 26cm ureterstent UFH-626-RTI Ev 6.0Fr 24cm ureterstent UFH-624-RTI Monopolar curved scissors tip SP x1 430035 Instrument sheath SP x2 430012 SP Endoscope sheath SP x1 430020 Instrument arm drape SP x1 430013 SP Access port kit, small incision (2,7-4,0cm) 430073 ConMed AirSeal 8/100 mm port iAS8-100LP Surgical skin marker med linjal 100L-00-PDG Sugslang med luftning 1320210080MLM Vit sugkateter x1 <i>används som sug i operationsområdet</i>
Robotinstrument:	Arm Fenestrated bipolar forceps da Vinci SP 430011 Arm Monopolar curved scissors da Vinci SP 430004 Arm Cadiere Forceps da Vinci SP 430009 Arm Needle driver da Vinci SP 430006
Läkemedel och vätskor:	Ev Verdye <i>blandas och ges intravenöst av anestesijuksköterskan</i> Marcain-adrenalin 5mg/ml Sterilt vatten (<i>används till avtorkning/genomspol av instrument/optik</i>)
Suturer:	2-0 Polysorb v-20 <i>Hållsutur med många knutar på toppen av den vita sugslangen (kirurgen brukar fixa)</i> Biosyn 4-0 cv-25 GM-281 PDS 2-0 UR-6 Agrafer
Uppläggning:	Ryggläge Bägge armarna ut på armbord

Op drapering:	Drapering fyrfält Tvätta lång ner på den aktuella sidan
Salsplanering och dockning:	Slida bordet maximalt mot fotändan Sänk bordet i botten Kör in roboten 90gr mot patientens högra sida Robotvagnen vid fotändan <i>Alltid inkopplad i pendel C</i> Kirtorn bredvid robotvagnen Vä-sidig plastik: kirurg+op-ssk på pats vänstra sida Takhängda skärmar: en mot pats vänstra axel och den andra mot pats högra axel Hö-sidig plastik: kirurg på pats högra sida, op-ssk på pats vänstra sida Takhängda skärmar: en mot pats vänstra axel och den andra mot pats högra axel
Rengöring:	Robotinstrument och kameraoptik: Spolport 1 spolras igenom med 20ml sterilt vatten, låt instrumentet ligga ner när du spolrar genom det. Sätt en fuktad (sterilt vatten) tvätt-tork om skänklarna på robotinstrumentet. Optiken läggs i sin låda.
Vid konvertering:	OBS! Ha alltid konverteringsvagnen utanför salen! Roboten dockas av och kan därefter avlägsnas från patienten. Patienten ligger kvar i upplagt läge. Vid timeouten bestäms vem som dockar av samt vem som backar roboten vid en konvertering eller annat akutläge. Lap.tomigaller Kärlgaller 2 pkt bruna dukar Risslersug Kärlsug

Startkostnad:	Lägg in startkostnad: Singelrobot SP
---------------	--------------------------------------