

Senast reviderat: 2026-05-20

Dokumentet gäller för: Hybrid och intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, sektionsledare (monak1)

Singelport Adrenalektomi (Endokrin)

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation

Från sterilcentralen:	Robotgaller SP Robot set
Op bord:	Standardbord
Optik:	Robotoptik Sp
Extra instrument:	Ev Hemolock L, <i>lila magasin ligger i robotvagnen</i> Ev. Skopi kärklämmare Glover Ev. Hake Langenbeck 60x20mm 2st
Övrigt:	Lamphandtag Monopolär diatermi Instrumentbordslakan x1 K/N x1 <i>till sugslang med luftning</i> Detachable Endoretrieval pouch 250-300 ml/10mm 899102-0 Suction & Irrigation set- Dual spike 5mm/33cm 899107 Antifog G.O.L.F.F ConMed air Seal gasslang ASM-EVAC1 Monopolar curved scissors tip SP x1 430035 Instrument sheath SP x2 430012 SP Endoscop sheath SP x1 430020 Instrument arm drape SP x1 430013 SP Access port kit, small incision (2,7-4,0cm) 430073 ConMed AirSeal 8/100 mm port iAS8-100LP

Postadress:

Hybrid och intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

	Surgical skin marker med linjal 100L-00-PDG Sugslang med luftning 1320210080ML
Övrigt:	Vit sugkateter x1 <i>finns i narkosens vagn, används som sug i operationsområdet</i> Hem-O-Lok ML 544230 <i>finns i robotvagnen</i>
Robotinstrument:	Arm Maryland bipolar forceps da Vinci 430010 Arm Monopolar curved scissors da Vinci SP 430004 Arm Cadiere Forceps da Vinci SP 430009 Ev Arm Medium-large clip applier da Vinci 430005 <i>gröna magasin 544230 ligger i robotvagnen</i>
Läkemedel och vätskor:	Sterilt vatten (<i>används till avtorkning/genomspol av instrument/optik</i>) Marcain-adrenalin 5mg/ml
Suturer:	Polysorb 2-0 v-20 <i>Hållsutur med många knutar på toppen av den vita sugslangen</i> PDS 2-0 Ur-6 Monocryl 4-0 PS-2
Uppläggning:	Bukläge, se bilder nedan. <i>Obs! antiglid under de grå kuddarna</i> Alt Sidoläge i kulmadrass. Kontrollera i Orbit!! Stödstrumpor Kad (timdiures behövs inte)
Op drapering:	Drapering fyrfält
Salsplanering och dockning:	Operationsbordet måste stå rakt för att bockningen ska fungera med roboten Slida bordet maximalt mot fotändan Sänk bordet i botten Kör in roboten 90gr mot patientens högra sida. Ganska högt upp mot huvudändan Robotvagnen vid fotändan <i>Alltid inkopplad i pendel C</i> Kirtorn bredvid robotvagnen

	<p>Hö-sidig adrenalektomi: kirurg+op-ssk på pats högra sida. Takhängd skärm mot pats vänstra axel, den andra mot pats högra axel</p> <p>Vä-sidig adrenalektomi: kirurg på pats vänstra sida, op-ssk på pats högra sida. Takhängd skärm mot pats vänstra axel, den andra mot pats högra axel</p> <p>OBS! Det måste alltid finnas ett vändbord för ev konvertering</p>
Vid konvertering:	<p>OBS! Ha alltid konverteringsvagnen utanför salen!</p> <ul style="list-style-type: none">○ Roboten dockas av och avlägsnas därefter från pat○ Kör in vändbordet på operationsbordets högra sida○ Vänd över pat till ryggläge på vändbordet○ Nolla operationsbordet○ Ta bort alla lösa kuddar från operationsbordet○ Flytta över pat till operationsbordet (ryggläge)○ Tvätta, klä och laparotomera <p>Vid timeouten bestäms vem som dockar av samt vem som backar roboten vid en konvertering eller annat akutläge.</p> <p>Lap.tomigaller Kärlgaller Dubbelstagad Omnitract-hake 2 pkt bruna dukar Risslersug Kärlsug</p>
Startkostnad:	Lägg in startkostnad: Singelrobot SP
Rengöring:	<p>Robotinstrument och kameraoptik: Spolport 1 spolat igenom med 20ml sterilt vatten, låt instrumentet ligga ner när du spolat genom det. Sätt en fuktad (sterilt vatten) tvätt-tork om skänklarna på robot-instrumentet. Optiken läggs i sin låda.</p>

Bukläge Trumpf-bord sal 87

Hämta låga H-kuddar (lägg antiglid under kuddarna), 2 gula knä-ringar, runda huvudkudden, halvmånekudden till fötterna och 2 rosa kilkuddar att bygga upp huvudkudden med. Vid behov lägg små kuddar under överarm/armhåla för att stötta upp



Placera patienten så knicken på operationsbordet är precis i njurhöjd

