

Senast reviderat: 2026-03-24

Dokumentet gäller för: Hybrid och intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, sektionsledare (monak1)

Singelport Salpingo-ooforektomi, SOE (Gyn)

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation

Från sterilcentralen:	Robotgaller SP Robot set
Op bord:	Standardbord Pinkpad; pat tippas ca 30grader i trendelenburgläge <i>Pinkpad läggs ovanpå den vanliga madrassen. Inget drag mellan madrasserna. Endast pinkpads medföljande drag mellan pat och pinkpad. Använd tillhörande armvaddering vid inbäddning av vänster arm</i>
Optik:	Robotoptik Sp
Extra instrument:	Ev Skopi kärklämmare Glover Ev Skopi Nålförare
Övrigt:	Lamphandtag Instrumentbordslakan x1 Antifog G.O.L.F.F Kardborreband x1 Suction & Irrigation set- Dual spike 5mm/33cm 899107 Ev CatchBag 200 501200 Ev CatchBag400 501400 Ev CatchBag 800 501800 ConMed air Seal gasslang ASM-EVAC1 Silikonkateter 12ch <i>sätts av pass på sal</i> Ev Sårspruta 60ml <i>Om cytologi ska tas</i>

Postadress:

Hybrid och intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

	<p>Ev Sugkateter orange <i>Om cytologi ska tas</i> <u>Monopolar curved scissors tip SP x1 430035</u> <u>Instrument sheath SP x2 430012</u> <u>SP Endoscop sheath SP x1 430020</u> <u>Instrument arm drape SP x1 430013</u> <u>SP Access port kit, small incision (2,7-4,0cm) 430073</u> <u>ConMed AirSeal 8/100 mm port iAS8-100LP</u> <u>Surgical skin marker med linjal 100L-00-PDG</u></p>
Robotinstrument:	<p>Arm Monopolar curved scissors da Vinci SP 430004 Arm Fenestrerad bipolar forceps da Vinci SP 430011 Arm Cadiere Forceps da Vinci SP 430009 Ev Arm Needle driver da Vinci SP 430006</p>
Läkemedel och vätskor:	<p>Plasmalyte <i>fråga kirurgen</i> Sterilt vatten <i>används till avtorkning/genomspol av instrument/optik</i> Marcain-adrenalin 5mg/ml</p>
Suturer:	<p>2-0 PDS UR6 Monocryl 4-0 PS-2</p>
Uppläggning:	<p>Standardbord Vänster arm inbäddad utefter sidan Höger arm ut på armbord Pat tippas i 30grader trendelenburg (Obs! Inga stödstrumpor)</p>
Preoperativa hudförberedelser:	<p>Tvätta hela buken och så långt ut på sidorna som det går</p>
Op drapering:	<p>KAD sätts av pass på sal Drapera fyrfält från strax nedom xiphoideus och så långt ner på sidorna det går</p>

Salsplanering och dockning:	<p>Slida bordet maximalt mot fotändan Sänk bordet i botten Kör in roboten 90gr mot patientens högra sida. Ungefär mitt på operationsbordet Robotvagnen vid fotändan <i>Alltid inkopplad i pendel C</i> Kirtorn bredvid robotvagnen</p> <p>Kirurg och op-ssk sitter på pats vänstra sida Takhängd skärm vid patientens högra axel Takhängd skärm framför diatornet</p>
Preparathantering:	<p>Preparatet läggs i burk med formalin</p> <p>Fråga kirurgen om vi ska skriva G5 på PAD-remissen = prioriterat hos patologen</p> <p>Ev cytologi <i>Se metodkort: Odlingar, Cytologier, Prover i SharePoint</i></p>
Rengöring:	<p>Robotinstrument och kameraoptik: Spolport 1 spolras igenom med 20ml sterilt vatten, låt instrumentet ligga ner när du spolras genom det. Sätt en fuktad (sterilt vatten) tvätt-tork om skänklarna på robotinstrumentet. Optiken läggs i sin låda.</p>
Vid konvertering:	<p>OBS! Ha alltid konverteringsvagnen utanför salen!</p> <p>Roboten dockas av och kan därefter avlägsnas från patienten.</p> <p>Patienten ligger kvar i upplagt läge.</p> <p>Vid timeouten bestäms vem som dockar av samt vem som backar roboten vid en konvertering eller annat akutläge.</p> <p>Lap.tomigaller Kärlgaller 2 pkt bruna dukar Risslersug</p>

Startkostnad:	Lägg in startkostnad: Singelrobot SP
---------------	--------------------------------------