

Senast reviderat: 2026-03-31

Dokumentet gäller för: Hybrid och intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, sektionsledare (monak1)

Funduplicatio robotassisterad (Övre gastro)

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation

Från sterilcentralen:	Robotgaller XI Robot set
Op bord:	Standardbord med benplattor special och fotplattor Ställ in roboten på övre abdomen + hö sida
Optik:	Robotoptik XI 30°
Extra instrument:	Ev Skopi kärklämmare Glover Skopi Tång Babcock 36cm, ej låsbart handtag, 3 delar Ev Retraktor lever stel Ev Reveel leverretraktor RTO 83001 <i>Sterilförråd 1 C 1:5</i> Retraktor lever stel Skopiarm (<i>sätts på pats hö sida mot armhålan</i>) Ev Hake Langenbeck 40x11mm 2st
Övrigt:	Lamphandtag Monopolär diatermi Märkpenna Instrumentbordet x1 Klisterlakan x1 75:a x1 Genitalduk:1 TipCover Accessory 400180 x 1 Spol/sug elefant ASP185 x 1 Cannula seal 5-8 mm 470361 x 4 Instrument arm drape 470015 x 4 Column drape 470341 x 1 ConMed air Seal gasslang ASM-EVAC1 ConMed AirSeal 12/100 mm port iAS12-100LPi 113242101 Troakar 12mm Applied medical Kii Fios CTF7 Troakar 5mm Applied medical Kii Fios CTF03

Postadress:

Hybrid och intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

	Clearify Visualization system (<i>antifog</i>) 21-345 Detachable Endoretrieval pouch 250-300 ml/10mm 899102-02
Robotinstrument:	Vessel Sealer Extend XI 480422 Arm Large Needle driver daVinvi XI 8mm Arm Cadiere Forceps da Vinci XI 8mm Fenestrated Bipolar Forceps DaVinci Xi 8mm
Läkemedel och vätskor:	Ringer-Acetat 1000 ml Sterilt vatten (<i>används till avtorkning/genomspol av instrument/optik</i>) Carbocain/Adrenalin 5 mg/ml Marcain 5 mg/ml
Suturer:	Ethibond 2-0 SH 75cm <i>klipps mellan 20-25cm, hör med kirurg</i> Hudagraffer
Salsplanering och dockning:	Huvud mot sal 85 Slida bordet mot sal 85 Bordet snedställt cirka 45° med huvudet mot fönstret Ryggläge med fotplattor Bägge armarna ut på armbord En takhängd skärm mot pats vänstra axel En takhängd skärm till höger om robotornet Assistent mellan pats ben Op-ssk på pats vänstra sida Ass-bord och instrumentbord på pats vänstra sida
Op drapering:	75:or långt ned på sidorna Genitalduk Fotlakanet runt ena benet Klisterlakanet runt andra benet 75:a över symfysen och genitalia Huvudlakanet ovanför xifoideus
Vid konvertering:	Roboten dockas av och kan därefter avlägsnas från patienten

	<p>Patienten ligger kvar i upplagt läge. Vid timeouten bestäms vem som dockar av samt vem som backar roboten vid en konvertering eller annat akutläge.</p> <p>Lap.tomigaller Kärlgaller Enkelstagad Omnitract-hake 2 pkt bruna dukar Risslersug Kärlsug</p>
Rengöring:	<p>Robotinstrument: Spolport 1 spolras igenom med 15ml sterilt vatten, låt instrumentet ligga ner när du spolras genom det. Sätt en fuktad (sterilt vatten) tvätt-tork om skänklarna på robot-instrumentet.</p> <p>Kameraoptik: Spolras igenom i alla 3 portar, samtidigt som du håller ner knappen i den porten du spolras. Lägg därefter i sin låda.</p>
Startkostnad:	Lägg in startkostnad: Robotkirurgi