

Senast reviderat: 2026-03-24

Dokumentet gäller för: Hybrid och intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, sektionsledare (monak1)

## Singelport Eukleation av ovarialcysta (Gyn)

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Från sterilcentralen: | Robotgaller SP<br>Robot set  |
| Op bord:              | Standardbord<br>Pinkpad; Pat tippas ca 30grader i trendelenburgläge.<br><i>Pinkpad läggs ovanpå den vanliga madrassen. Inget drag mellan madrasserna. Endast pink pads medföljande drag mellan pat och pink pad. Använd tillhörande armvaddering vid inbäddning av vänster arm</i> |
| Optik:                | Robotoptik Sp  |
| Extra instrument:     | Ev. Skopi kärklämmare Glover   |
| Övrigt:               | Lamphandtag<br>Instrumentbordslakan x1<br>Antifog G.O.L.F.F<br>Kardborreband x1<br>Suction & Irrigation set- Dual spike 5mm/33cm 899107<br>Ev CatchBag200 501200<br>Ev CatchBag400 501400<br>Ev CatchBag800 501800<br>Silikonkateter 12ch  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
|                                | ConMed air Seal gasslang ASM-EVAC1  |
| Övrigt:                        | Monopolar curved scissors tip SP x1 430035<br>Instrument sheath SP x2 430012<br>SP Endoscop sheath SP x1 430020<br>Instrument arm drape SP x1 430013<br>SP Access port kit, small incision (2,7-4,0cm) 430073<br>ConMed AirSeal 8/100 mm port iAS8-100LP<br>Surgical skin marker med linjal 100L-00-PDG |
| Robotinstrument:               | Arm Monopolar curved scissors da Vinci SP 430004<br>Arm Fenestrerad bipolar forceps da Vinci SP 430011<br>Arm Cadiere Forceps da Vinci SP 430009<br>Ev Arm Needle driver da Vinci SP 430006   |
| Läkemedel och vätskor:         | Sterilt vatten ( <i>används till avtorkning/genomspol av instrument/optik</i> )<br>Marcain-adrenalin 5mg/ml   |
| Suturer:                       | 2-0 PDS UR6<br>Monocryl 4-0 PS-2  |
| Uppläggning:                   | Standardbord, stövlar<br>Pinkpad<br>Vänster arm inbäddad utefter sidan<br>Höger arm ut på armbord<br><br>Pat tippas i ca 30grader trendelenburg (Obs! Inga stödstrumpor)  |
| Preoperativa hudförberedelser: | Tvätta hela buken och så långt ut på sidorna som det går  |
| Op drapering:                  | Drapera därefter med fyrfält från strax nedom xiphoideus och så långt ner på sidorna det går  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Salsplanering och dockning: | Slida bordet maximalt mot fotändan<br>Sänk bordet i botten<br>Kör in roboten 90gr mot patientens högra sida<br>Robotvagnen vid fotändan <i>Alltid inkopplad i pendel C</i><br>Kirtorn bredvid robotvagnen<br><br>Kirurg och op-ssk sitter på pats vänstra sida<br>Takhängd skärm vid patientens högra axel<br>Takhängd skärm framför diatornet                                   |
| Preparathantering:          | Fråga kirurgen om vi ska skriva G5 på PAD-remissen = prioriterat hos patologen   |
| Rengöring:                  | <b>Robotinstrument och kameraoptik:</b><br>Spolport 1 spolras igenom med 20ml sterilt vatten, låt instrumentet ligga ner när du spolras genom det. Sätt en fuktad (sterilt vatten) tvätt-tork om skänklarna på robotinstrumentet. Optiken läggs i sin låda.  |
| Vid konvertering:           | <b>OBS! Ha alltid konverteringsvagnen utanför salen!</b><br><br>Roboten dockas av och kan därefter avlägsnas från patienten.<br><br>Patienten ligger kvar i upplagt läge.<br><br>Vid timeouten bestäms vem som dockar av samt vem som backar roboten vid en konvertering eller annat akutläge.<br><br>Lap.tomigaller<br>Kärlgaller<br>2 pkt bruna dukar<br>Risslersug<br>Kärlsug |
| Startkostnad:               | Lägg in startkostnad: Singelrobot SP   |