

Senast reviderat: 2026-06-13

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs Op.ssk (annja28)

Metodkort Solera 5,5 mm

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Dekompression + Fixation + Navigation

| | |
|--|--|
| Dekompression + Fixation + Navigation | Rygg Benfusion Rygg avbitare Colibri Solera A Grund Solera B Grund Solera C Grund Solera D Klädnyppa/Torn Navigering Grund Navigering Mall Solera Navigation |
| Fraktur | Solera H Tvärstag |
| Scolios | Rygg Benfusion Rygg avbitare Colibri Solera A Grund Solera B Grund Solera C Grund Solera D Klädnyppa/Torn Solera E Derotationsinstrument Navigering Grund Navigering Mall Solera Navigation |
| Ev | Solera F Instrument för tabbskruvar (Sterilcentralen) Solera G Hook instrument (Sterilcentralen) |
| TLIF | Rygg Benfusion Rygg avbitare Colibri Solera A Grund |

Postadress:

Ange verksamhet

Ange avdelning/enhet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgrenska.se

| | |
|--------------------------|--|
| | Solera B Grund Solera C Grund Solera D Klädnyppa/Torn Navigering Grund Navigering Mall Solera Navigation |
| TLIF Caliber | Caliber/ Sustain grundinstrument Caliber Benkvarn |
| Ev | Navigering Tillägg |
| TLIF Sustain | Caliber/ Sustain grundinstrument Sustain Benkvarn |
| Ev | Navigering Tillägg |
| Extra instrument: | Tag med Implantatskåp Ev Codmanslevar Vattenpistol Ev Väteperoxid Vid Navigering 7fp med reflexkolor = 21st |
| Suturer | 0 Polysorb GS-21 eller 0 PDB loop 2-0 Polysorb GS-21 eller 2-0 PDS 3-0 Stratafix eller Agrafer Dränage: Bellovac 14ch |
| Uppläggning | Interventionsbord eller Standardbord med långkolfibertillsats + huvudplatta, släde till armborden. (sal 85, huvudet mot sal 86) Grå låga H-kuddar, om pat väger mer än 80kg även blå platta kuddar Armarna framåt i skumgummi Ansiktet i proneview/proneSafe. Obs finns även barnmasker! Gula runda kuddar under knäna Fötterna vilar på fotkudde med blå platt kudde under så att inte tårna får tryck. Operatören ofta med vid vändning. ALLTID vid fraktur |
| Sterildrapering | Ryggset + blå korg Tvätta enligt ortopedens anvisning. Klä alltid för spinn av Pheno ! |
| Förband | Enl rutin |

Hybrid och Intervention

Operation 1 och 8

| | |
|--------------------|------------------------|
| | |
| Cementering | Oklart om det går |
| Osteotomi | VSP galler Solera i |

Postadress:

Ange verksamhet
Ange avdelning/enhet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgrenska.se