

Senast reviderat: 2026-04-30

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Birthe Sigvaldsen Holmström, Operationssjuksköterska (birho25)

METODKORT LJUMSKBRÅCK

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Planeringskort:	JAB30
Op galler/hakar:	Universal
Op bord:	LITET GALLER
Extra instrument:	Ev djupa Langenbeck
Övrigt:	Blå vesselloops Gula tork Nät (fråga operatör) Observera att Ultrapro och prolene måste läggas utanför fascian; får aldrig läggas mot tarm. 3D Max-nät el Dextile-nät är nät som är gjord för hö el vänster sida och läggs också utanför fascian. Kan även göras laparoskopiskt.
Suturer:	2.0 polysorb ligatur Suturer och fixation (fråga operatör)
Uppläggning:	Ryggläge OBS! Fråga operatör om scrotum skall vara steriltvättat o tillgänglig.

Postadress:

Ange verksamhet
Ange avdelning/enhet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgrenska.se