

Senast reviderat: 2022-02-20

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Stenberg, Avdelningslärare (annst86)

Metodkort Gastroskopi ERCP

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Opkort:	UJK02
Utrustning:	Duodenoskop, finns på op 1. På gastvagnen finns en låda med alla tillbehör för ERCP. Se innehållsförteckning nedan Sedvanlig uppkoppling.

Metod:

Operatör försöker med papillotomet att ”docka” på guidewire som sticker ut från papillen. Fungerar inte detta kan guidewiren fångas upp med en slynga istället. För in guidewiren ända fram på papillotomen. Fyll 2st 10ml luerlock sprutor med kontrast, kopplas till papillotomen.

När gallgången är kanylerad med papillotomen sprutas kontrast för att identifiera gallstenar. Koppla diatermi till papillotomen för att kunna bränna papillen.

Flytta över sladden för returelektroden till gasttornet. Sladden för diatermi kopplas i triaden uttag nr 2. Fottrampan används. Ställ in diatermi på 30/30 blend. Papillotomen backas ut samtidigt som guidewiren ligger kvar.

Guidewiren fuktas sedan med koksaltkompresser. Ballongen träs över guidewiren. Blås upp ballongen med någon av de tre sprutorna, när operatören säger till, för att ”sota” ut stenarna. Ballongen blåses upp med luft, se till att kranen är stängd annars läcker luft ut. Kontrast sprutas samtidigt som operatör backar ballongen.

Personal på sal har ansvar för att fylla på gastvagnen efter användning.

Postadress:

Ange verksamhet
Ange avdelning/enhet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgrenska.se

”Innehållsförteckning ERCP- låda”

- 1 Papillotom ”Clevercut”, Olympus KD-V411M-0330
- 1 Extraktionsballong, Olympus ”Multi- 3V Plus” B-V232P-A
- 1 Jagwire Straight tip, 0.035in x 260cm, Boston Scientific M005567640
- 1 Jagwire Straight tip, 0.035 in x 450cm, Boston Scientific M00556580
- 1 Rotatable snare, 20mm, Boston Scientific M00561830
- 1 Hydra Jagwire, straight tip, Boston Scientific M0055604
- 1 Gallvägsstent, QuickPlace V, Biliary Stent 10F, 70mm, Preloaded Stent, Olympus PBD V630P-1007
- 2 Luerlocksprutor 20ml
- 1 Uppdragningskanyl, rosa

Postadress:

Ange verksamhet
Ange avdelning/enhet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgrenska.se