

Senast reviderat: 2022-02-20

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Stenberg, Avdelningslärare (annst86)

## Metodkort Gastroskopi Esosponge

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

### Arbetsbeskrivning

Opkort:	JCA98
Gastroskopi basutrustning:	Gasttorn Gastvagn Gastroskopmodell enligt kirurgens önskemål
Utrustning:	Gastroskop med max 13mm diameter.  <b>Operation 1:</b> GIF H 190, GIF 1TQ 160, GIF 2TH 180  <b>Operation 8:</b> GIF Q 165, GIF XTQ 160, GIF 1TH 190 Ev C- båge, vac- pump (ej vid byte), esosponge.

### Sedvanlig uppkoppling

Overtuben förs på gastroskopet och patienten gastroskoperas. Ev gem läggs på patientens bröst som markör. Overtuben läggs på plats och gastroskopet dras tillbaka med overtube på plats, ev under genomlysning. Vacsvampen förs ner i overtuben med hjälp av framfösaren..

framfösaren och overtuben dras sedan tillbaka och läget kontrolleras med gastroskop eller c-bågen.

Slangen från vacsvampen förs genom näsan och kopplas till pumpen med 100mmHg.

*Personal på sal ansvarar för att fylla på gastvagnen efter användning.*

**Postadress:**

Ange verksamhet  
Ange avdelning/enhet  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
413 45 Göteborg

**Telefon:**

031-342 10 00

**Webbplats:**

sahlgrenska.se