

Senast reviderat: 2026-01-27

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, Sektionsledare (monak1)

Whipple Op 8 robotassisterad

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Op kort:	ZXC96, JLC31, JLC30
Från Sterilcentralen:	Robotgaller Robot set
Op bord:	Standardbord, snedställt cirka 45° med huvudet mot fönstret Fotplattor Ställ in roboten på övre abdomen + hö sida
Optik:	Robotoptik XI 30°
Extra instrument:	Skopi arm Skopi Retraktor lever flexibel <i>hålls fast med skopiarmen</i> Skopitång Babcock 3 delar 36cm Skopitång Tarm fin 3 delar 36cm Skopitång Prestige 3 delar 36cm Skopi Nålförare Ev skopi kärklämmare Glover Ev skopi kärklämmare Satinsky Ev kärklämmare Bulldog 25mm 2 raka + 1 böjd Ev Hemolock XL + magasin Ev Hemolock L + magasin Hake langenbeck 60x20mm 2st

Postadress:

Ange verksamhet
Ange avdelning/enhet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgrenska.se

Extra instrument forts:	Endo Gia Ultra Universal stapler 12mm EGIAUSTND Endo Gia magasin lila 45mm EGIA45AMT Endo Gia magasin beige 30mm SIG30AVM Ev Endo Gia magasin lila 60mm EGIA60AVM Ev Ligaclip L ER420
Övrigt:	Lamphandtag Monopolär diatermi Instrumentbordslakan x1 Bruna dukar M.O.R.A. laparoskopi tork 97110440-00 <i>används som "nåldyna"</i> TipCover Accessory 400180 x1 Spol/sug elefant ASP185 x1 Cannula seal 5-8 mm 470361 x4 Instrument arm drape 470015 x4 Column drape 470341 x1 ConMed Airseal gasslang ASM-EVAC1 ConMed AirSeal 12/100 mm port iAS12-100LPi 113242101 Troakar 12mm Applied medical Kii Fios CTF73 x1 Troakar 5mm Applied medical Kii Fios CTF03 x1 Ligasure Maryland 5mm-37cm LF1937 Clarify Visualization System (antifog) 21-345 Kardborreband x1 Ev Detachable Endoretrieval pouch 1150ml/12mm 899112 Ev Detachable Endoretrieval pouch 600ml/10mm 899103 Alexis Laparoscopic system (med lock) 2,5-6cm Small C8501 <i>sterilförråd 1, sekt F 3:6</i> <i>Pancreasstentar sterilförråd 1, sekt A 2:6</i>
Robotinstrument:	Cadiere Forceps DaVinci Xi 8mm Hook Permanent Cautery DaVinci Xi 8mm Fenestrated bipolar Forceps DaVinci Xi 8mm Large Needle Driver DaVinci Xi 8mm x2
Läkemedel & Vätskor:	Ringer-Acetat 1000 ml Sterilt vatten <i>till avtorkning/genomspol av instrument/optik</i>

	Carbocain/Adrenalin 5 mg/ml Marcain 5 mg/ml
Suturer:	2-0 CV-305 Ticron 14cm x2 <i>hållsutur innan dockning</i> 4-0 CV-25 Polysorb 5-0 CV-11 Surgipro 4-0 SH-1PLUS PDS <i>gallanastomos</i> 5-0 C-1 PDS <i>pancreasanastomos</i> 3-0 V-20 V-LOC 30cm VLOCM0614 <i>Gastric anastomos alt</i> 3-0 V-20 V-LOC 15cm VLOCM0604 <i>vid stapling av anastomosen</i>
Vid konvertering:	OBS! Ha alltid konverteringsvagnen utanför salen! Roboten dockas av och kan därefter avlägsnas från patienten. Patienten ligger kvar i upplagt läge. Vid timeouten bestäms vem som dockar av samt vem som backar roboten vid en konvertering eller annat akutläge. Lap.tomigaller Enkelstagad Omnitract-hake 2 pkt bruna dukar Risslersug Kärlsug
Uppläggnig:	Fotplatta Vänster arm ut på armbord. Sätt fast kloven till skopiarmen högt upp mot vänster armhåla Höger arm längs med kroppen på armbord. Dubbla benremmar
Op drapering:	Drapering fyrfält, klä stort Sätt vänster 75a långt ner mot op-bordet
Rengöring:	Robotinstrument: Spolport 1 spolas igenom med 15ml sterilt vatten, låt instrumentet ligga ner när du spolat genom det. Sätt en fuktad (sterilt vatten) tvätt-tork om skänklarna på robot-instrumentet. Kameraoptik:

	Spolas igenom i alla 3 portar, samtidigt som du håller ner knappen i den porten du spolar. Lägg därefter i sin låda.
Startkostnad:	Lägg in startkostnad: Robotkirurgi