

Senast reviderat: 2024-04-19 Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs Op.ssk (annja28)

Metodkort EXPEDIUM 3,5 mm

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Op galler, hakar:	Rygggaller Benfusion galler Expedium 3,5 mm Låda A+B+C Codman slevar galler Micromax galler + pedal + fräsar Vi har inte Expedium 3,5mm längre utan Symphony 3,5 ersätter detta
Op bord:	Kort kolfibertillsats eller långt kolfiber topp
Extra instrument:	Ev små Gelpie hakar
Övrigt:	Diatermitorn ställs vid fotändan Sal 83 huvudet mot stora ingången och narkosen vid pat hö sida Med långa slangar. Ev mikroskåp på vä sida. Sal 85: Huvudet mot sal 86 och narkosen vid pat hö sida med långa slangar. Ev mikroskåp på vä sida. C-bågen på vä sida, kläs med 2 st duschmössa.
Suturer:	0-0 PDS eller Polysorb 2-0 PDS eller Polysorb / Agrafer

Uppläggning:	1. Sövs i ryggläge, ev sätts skallsträck, tång. Patienten vänds 2. Op-bord med skallsträckstillsats (blå). Bukläge, fråga operatören om rullar (höga el låga). Patientens armar utefter sidorna med sidskydd. Patientens huvud mot Pheno. Tensoplast till axlarna. Rullar vid fraktur, operatören alltid med och vänder
Op drapering:	Ryggset, halstejpar x 2, snabel x 1
Förband:	Foam adhesiv + dränage förband. Krage får patienten på vårdavdelningen om det behövs efter op
Speciella önskemål:	Pheno sal 83 C-båge i sidoprojektion, sterilklädd under operationen. Fylla på implantat innan gallren skickas ner till sterilcentralen. Finns i Verkstaden op 8
Rengöring/Sterilisering:	Ta isär alla instrument

Detta instrumentarie har vi inte längre. Är ersatt av Symphony 3,5mm. Däremot EXTRAKTION EXP 3,5 MOUNTAINEER hos sterilcentralen.