

Senast reviderat: 2025-02-13

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs Op.ssk (annja28)

Metodkort Externfixation Hoffman radius

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Op galler, hakar:	Hoffman radius kompakt Borr Collibri 2+ batteri
Op bord:	Vanligt op.bord med armen på ett armbord som går att genomlysa.
Övrigt:	C-båge
Suturer:	Ev hudsutur
Uppläggning:	Ryggläge
Op drapering:	Universalset, c-båge skydd
Förband:	Ändrat 240126: Nytt förband Sorbact Foam Gentle Border (sterilförrådet op8 H 1:5) sätts runt pinnarna, inget annat. Armen lindas, lite trångt men det går. Pin cover (finns i ort.förråd 8:2) (Vita till 3mm radius) Grön till ev stift 1,25 – 1,6mm) eller sugslang som du klipper.

Postadress:

Ange verksamhet
Ange avdelning/enhet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgrenska.se

