

Senast reviderat: 2025-02-136

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs Op.ssk (annja28)

Metodkort Externfixation Hoffman tibia/femur

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Op galler, hakar:	Hoffman tibia/femur galler. MR. Collibri2 borr galler + batteri Alternativ borr från SterilCentralen: Stryker borr CD 8 + batteri
Op bord:	Traumatopp/kolfibertopp eller vanligt bord men då skall fötterna ligga i kant med bordsänden!! Titta var pelaren är i förhållande till patienten så att det går att svänga c-bågen i sidled och runt.
Övrigt:	C-båge, står på motsatt sida om skadan
Suturer:	Ev hudsutur
Uppläggning:	Ryggläge, se till att det går att svänga c-bågen!
Op drapering:	Ryggset, c-bågeskydd, c-arm drape. Det behövs ofta två personer som håller benet när du skall tvätta och klä. Be operatören hjälpa till. Klä med god marginal!

Postadress:

Ange verksamhet
Ange avdelning/enhet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgrenska.se

Förband:	<p>Ändrat 240126: Nytt förband Sorbact Foam Gentle Border (Sterilförrådet op8 H 1:5) sätts runt pinnarna, inget annat. Benet lindas, lite trångt men det går.</p> <p>Pin cover (finns i Ort.förråd 8:2) Orange till 5mm och Blå till 4mm (Vita till 3mm radius)) eller sugslang som du klipper.</p> <p>Ev stagavbitare (F78) finns bland löspackade ort instrument.</p>
Orbit	<p>Fixationspinnarna skall registreras i Orbit</p> <p>Gallret skall fyllas på innan det skickas ner till steril teknik, om det är något som saknas skall det stå gallret som vanligt.</p>

Såren skall göras rent så det spolas rikligt, 2 st sårsputor är bra, sällan vattenpistolen.