

Senast reviderat: 2024-04-19

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs Op.ssk (annja28)

Metodkort T2 humerus märgspik kort_lång

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Op galler/hakar:	Märgspiksgaller Colibri2 borrh + batteri Ev märgborr Stryker
Extra instrument:	Weitländer böjd eller Cone
Övrigt:	Vid lång behövs: Spiklängdslinjal 2-delar 1806-0360 Galler och implantat lånas/beställs från Mölndal Op1. Det är Operatören själv som ringer och beställer! När operationen är klar skickas gallret + container ner för disk och kommer upp osterilt. Ta en kopia på dokumentationen som skickas ner till sterilteknik så att du kan skicka med den och lapparna på de implantat som är använda. Galler och implantat skickas tillbaka snarast till Mölndal.

Implantat:	Lånas från Mölndal
Suturer:	0-0 Polysorb GS-13, Hållsutur 2 st.
Uppläggning:	Vid antegrad teknik: Halvsittande på axelbordstillsats. Vid retrograd teknik: Kolla med operatör.
Op drapering:	Ryggset, Slitslakan. Fri arm. Tvätta från halsen ner till halva underarmen.

Förband:	Valfritt
Speciella önskemål:	C-båge, från huvudet. <i>Calle Ekholm</i> : Fraktur-galler, Kocherspatel, R-d Guide wire. Kontrollera med operatören innan patienten tas hit vilken typ av märgspik som skall användas. T2 finns i flera modeller!
Rengöring/Sterilisering:	Spola igenom och ta isär alla instrument
Op teknik:	Se manual

Gallren skickas ner till sterilteknik som vanligt och kommer upp OSTERILT. Vi beställer transport och skickar tillbaka galler, implantat och allt som kom med till operationen tillbaka till Mölndal.