

Senast reviderat: 2024-07-02

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs Op.ssk (annja28)

## Metodkort Diskprotes\_Bur lumbalt sidoläge

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

### Arbetsbeskrivning

Op galler/hakar:	Rygggaller . Främre fusionsgaller Kärlgaller Ev TLIF galler om inte disk prep galler kommer med från Globus.  Galler till diskprotes eller bur – <b>kolla med operatör</b>  MARS hake 3VL + ljuskälla ex från pannlampa ( ej batteri)	
Op bord:		<b>Op 8:</b> Se metodkort opbord sidoläge ortopedi med sidolägesmadrass.  Ombyggt standard bord
Extra instrument:	Signity 2 cc eller 5 cc Benersättningsmedel (8;3)	

Övrigt:	Ev Gula tork  Ev Medium clips Ev Cellsaver Ev Lyostypt, Benvax, Spongostan Ev Neurofys mätning!!!
Läkemedel & Vätskor:	Narop
Uppläggnings:	Sidoläge, njurläge vä sida upp. Operatören med och vänder, bordet skall bockas om det går! Se pärm op8 hur motorerna skall flyttas när standardbord skall användas. Inga sidostöd, Tensoplast istället. Undre armen skyddas med plexiglas och övre armen ligger på kudde. Kuddar mellan benen. Gelkudde i midjan. KAD sätts.  Ev behövs en x-tra skena för att fästa Marshaken på.
Op drapering:	Rygg-set, c-arm drape, c-båge skydd
Speciella önskemål:	C-båge
Pheno	Om Pheno skall användas skall patientens fötter vara vända mot Pheno och interventionsbord men vanligast med ombyggd standardbord och c-båge.
ELSA	ELSA är en bur från Globus. Var noggrann när implantaten läggs in i Orbit att det är ett S på slutet av art.nr ( fabrikssterila). Det finns även utan s i Orbit och då är implantaten steriliserade här!