

Senast reviderat: 2023-09-02

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs Op.ssk (annja28)

## Metodkort Fitbone "växa" mörkspik

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

### Arbetsbeskrivning

Denna operation görs på annan op.avd 250213

Op kort:	NFK69 eller NFK79
Op galler/hakar:	Fraktur galler Fitbone galler x 6 Colibriborr 2 + batteri Knästöd mellan
Op bord:	Långt kolfiberbord Lång svart riktningsskiva (står i verkstan op8) - läggs under madrassen Fötterna vid kanten  I enstaka fall ligger patienten i sträckbordet!

**Postadress:**

Hybrid och Intervention  
Operation 1 och 8  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
413 45 Göteborg

**Telefon:**

031-342 81 11

**Webbplats:**

sahlgrenska.se

Extra instrument:	Trådavbitare Hercules Pin cover blå x 1 eller vad det nu kan vara för färg på dem... Stryker märgborrledare (rensa märgborr) (8:2) Fitbone engångs borr 2,5, 3,2 och 4,5mm Cerklage, ligger på ett av fitbone gallren Stort handfat (skölja instr.)  <b>Låda 73:</b> Osteotom Hibbs 18mm Osteotom Hibbs 12mm Osteotom Hibbs 10mm
Övrigt:	C-båge på ”friska sidan”
Suturer:	TiCrone 2 0 ligatur (knytsutur) Polysorb 3-0 GS-21 Monocryl 4-0 PS-2
Uppläggning:	Rygggläge, fötterna vid kanten på op.bordet!. Operatören är med och lägger dit den svarta skivan och genomlyser direkt. Mycket genomlysning, anv rtförkläde!!!
Op drapering:	Tvätta från foten upp till crista Ryggset, slitslakan, fotpåse, C-arm drape C-båge skydd. Slangstrumpa x 2 (till stetoskop och motorsladden) kommer med från företaget. Ligger i Fitbone korgen

Förband:	Foam adhesiv, omärkta kompresser, benet lindas.
Speciella önskemål:	Staplers + agraffborttagare till markering. Steril penna
Rengöring/Sterilisering:	Omfattande, många instrument att spola igenom
Op teknik:	Svart skiva under madrassen. Markerar med steril penna och agraffer. Borrar in stift som finns på gallret. Separat snitt till osteotomin (3,2 mm borr +Osteotom Hibb). Vid märgborring, spara ALLT ben. Mycket genomlysning.  Bra med 2 pass på golvet! 1 person behöver sköta C-bågen nästan hela tiden. Ofta med representant från företaget!
Mycket enkel opmanual:	<a href="http://www.wittenstein-intens.de/fitbone/en/">http://www.wittenstein-intens.de/fitbone/en/</a>
Orbit	Alla ”paket” från kundkorgen med Fitbone som öppnas skall registreras i Orbit. Förut fick vi en klumpsumma nu är det styckpris. Ex skydd till stetoskop x 2, stetoskop, motor....

Obs Fitbone Extraktionsgaller finns inte här utan på Mölndal!!!!!!!