

Senast reviderat: 2021-09-23

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Lena Fransson, Sektionsledare (lenfr10)

Metodkort Fitbone "växa" mörkspik

Sträckbord

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Denna operation görs på annan op.avd 250213

Op kort:	NFK69 eller NFK79
Op galler/hakar:	Frakturgaller Fitbone Colibriborr 2 + stort batteri
Op bord:	Sträckbord Op 8
Extra instrument:	Ev Trådavbitare stor Ev Pin cover blå x 2 Ev T2 ledare (rensa mörkborr) finns rensborste på gallret!!! Ev Stor metallklubba Borr kort 4,5mm (ort.förrådet) Ev Stort handfat (skölja instr.)
Övrigt:	Biplan genomlysning
Suturer:	Ev TiCrone 2 0 ligatur (knytsutur)
Upplägning:	Ryggläge, som till en mörkspik

Op drapering:	Tvätta från foten upp till crista (det du kommer åt) Ryggkit, Stort Märkspikslakan C-båge skydd x 2. Slangstrumpa x 2 (till stetoskop och motorsladden)
Förband:	Opsite, omärkta kompresser, elastisk binda.
Speciella önskemål:	Staplers + agraffborttagare till markering. Steril penna. Låda 73: Osteotom Hibbs 18mm Osteotom Hibbs 12mm Osteotom Hibbs 10mm.
Rengöring/Sterilisering:	Omfattande, många instrument att spola igenom
Op teknik:	Markerar med steril penna och agraffer. Borrar in stift som finns på gallret. Separat snitt till osteotomin (3,2 mm borr + Osteotom Hibb). Vid märgborring, spara ALLT ben. Mycket genomlysning. Bra med 2 pass på golvet! 1 person behöver sköta Biplan. Genomlyser nästan hela tiden.
Mycket enkel opmanual:	http://www.wittenstein-intens.de/fitbone/en/ Sal 85: Hö ben Huvudet mot korridoren, bordet står ”snett”. Diagonalt. Tornet uppe vid huvudet