

Senast reviderat: 2024-04-19

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs Operationssjuksköterska (annja28)

Metodkort Höftfraktur LIH

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Op galler/hakar:	Colibri2 borr + batteri
Op bord:	Sträckbord
Extra instrument:	
Övrigt:	Galler och implantat lånas/beställs från Mölndal Op1. Det är Operatören själv som ringer och beställer! När operationen är klar skickas gallret + container ner för disk och kommer upp osterilt. Ta en kopia på dokumentationen på galler som skickas ner till sterilteknik så att du kan skicka med den och lapparna på de implantat som är använda. Galler och implantat skickas tillbaka snarast till Mölndal.
Suturer:	
Uppläggnig:	Sträckbord. Ortopeden är med.
Op drapering:	Vertikallakan som kan tejpas fast på biplan tv.
Förband:	Valfritt

Speciella önskemål:	Bi-plan TV.
Rengöring/Sterilisering:	Spola igenom alla instrument!
Op teknik:	orto.nu: LIH-spikning (Hansson Pin)