

Senast reviderat: 2025-02-13

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs op.ssk (annja28)

## Metodkort Lubinus Höftprotes

Op galler/hakar:	Lubinus Acetabulum Lubinus Femur Totalhöftgaller,  PCA hakar,  Cementering,  Precisions såg 6,  Colibri 2  Puls lavage. Här anv både långt och kort munstycke
Op bord:	Vanligt bord med sidolägesmadrass och sidostöd
Övrigt:	Optipac 80 (Cementblandningsset) + Rev.cement 40g (blandas pulver,pulver,vätska,vätska)  Cementtrampa och klocka finns på Op2 Ev Cerament V eller G – fråga operatören  Sågblad till precisionssåg.  Lasse slev F71

	<p><b>Om Linkring skall sättas:</b> MM reamar (acetabulum reamar) Bockningsjärn F78 Ao Skruvlåda 4,5/6,5mm skruvar.</p> <p>Stor stagavbitare F78</p> <p>Steinmann pinnar helgängade</p>
Suturer:	<p><b>Vänta</b> med att ta upp men ha med på sal:</p> <p>2:ans Ti-Cron på nål.</p> <p>1:ans Stratafix (fack 87)</p> <p>2:ans Polysorb GS-2</p> <p>2-0 Polysorb hjul (Sigge vill ha ligaturer ej hjul)</p>
Uppläggning:	Sidoläge, sidolägesmadrass och sidostöd
Op drapering:	Ryggset, Slitslakan, ass. påse x 1, elastisk linda x 2.
Speciella önskemål:	<p>Proteser finns i Lubinusvagnen i sterilförråd 2. I vagnen finns även Linkring höger och vänster, cementplugg till femur, Acetabulum cementpress. Smal "cementpip" till femur</p> <p>Steinmann pinnar (8:2) Lubinusvagnen</p>
Implantatlappar	<p>1 omgång klistras upp på papper och lämnas till sekt.ledaren</p> <p>1 omgång av alla lappar sätts ihop till Marianne Flinck</p>