

Senast reviderat: 220530

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs (annja28) Op.ssk

Metodkort Skallsträck (peroperativt)

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Tillbehör:	Tång
Tång	2 st skullskruvar med och utan fjäder gammal (sterila, flergångs!) Snöre Vikter 2 – 3 kg Finns på op8 vid op.borden. Ev tvättork
Haloring	Pat kan nu ha ansiktet i Prone face plus och det svarta skalet med spegel. Haloring finns i S M och L Halo Skull Pins artnr: 1201-22 Registreras i Orbit Halo Breakaway torque drivers artnr 1201-85 Reg i Orbit Finns på op2! Snöre och vikter. Huvudet kan vila i Prone Face masken men inte använda svarta skalet och spegeln.
1/3 dels haloring	1/3 dels haloring om tången är upptagen! 2 st skullskruvar med och utan fjäder NYA (sterila, flergångs!) Snöre Vikter 2 – 3 kg Finns på op8 vid op.borden. Ev tvättork

Postadress:

Hybrid och Intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

Övrigt:	Ev rakning
Uppläggning:	Ryggläge. Sätts oftast på innan pat ev vänds.