

Senast reviderat: 2024-04-19
Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention
Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs Op.ssk (annja28)

Märgspik Trigen femur antegrad

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Op kort:	NFJ59
Galler, hakar:	Trigen Grund - beställs från Mölndal Op 1 Trigen Femur Antegrad - beställs från Mölndal Op 1 Märgspiksgaller Colibri II borrar + batteri Ledare (speciell till Trigen) – måste vara 1m pga. Mätningen - beställs från Mölndal Op 1 Borr 4.0 mm långt + kort - beställs från Mölndal Op 1 Börja med att ta upp det långa borret. 3,2 mm Guide wire - beställs från Mölndal Op 1
Op bord:	Sträckbord
Extra instrument:	Implantat- beställs från Mölndal Op 1 Femur antegrad Höger eller Vänster Skruvar: guld ev. blå spongiosa skruv till collum.

Övrigt:	<p>Det finns manual i konferansrummet</p> <p>Galler och implantat lånas/beställs från Mölndal Op1. Det är Operatören själv som ringer och beställer!</p> <p>När operationen är klar skickas gallret + container ner för disk och kommer upp osterilt. Ta en kopia på dokumentationen som skickas ner till sterilteknik så att du kan skicka med den och lapparna på de implantat som är använda. Galler och implantat skickas tillbaka snarast till Mölndal. Vi beställer inte nya implantat.</p>
Uppläggnig:	Sträckbord, med sjuka sidan i kängan och friska benet i blå stövel.
Op drapering:	Märgspikningslakan 3M. Tvätta från crista ner till nedanför knät. Biplan-tv:n kläs med 2 c-båge skydd. Fäst inte lakanet i TV:n för den flyttas hela tiden.
Förband:	
Speciella önskemål:	Biplan TV
Rengöring/Sterilisering:	
Op teknik:	Se till att spola igenom alla ihåliga instrument! Ta isär alla instrument.