

Senast reviderat: 2024-04-19

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs Op.ssk (annja28)

Märgspik Trigen femur retrograd

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Galler, hakar:	Trigen grund - beställs från Mölndal Op 1 Trigen Tibia/Femur retrograd - beställs från Mölndal Op 1 Märgspiksgaller Colibri II borr + batteri Ledare (speciell till Trigen) – måste vara 1m pga. Mätningen. beställs från Mölndal Op 1 Borr 4,0 mm långt + kort - beställs från Mölndal Op 1 Börja med att ta upp det långa borret. 3,2 mm Guide wire - beställs från Mölndal Op 1
Op bord:	Vanligt op. Bord
Extra instrument:	Implantat: - beställs från Mölndal Op 1 Femur retrograd meta spik Skruvar: guld
Övrigt:	Det finns manual i konferansrummet Galler och implantat lånas/beställs från Mölndal Op1. Det är Operatören själv som ringer och beställer! När operationen är klar skickas gallret + container ner för disk och kommer upp osterilt. Ta en kopia på dokumentationen som

	<p>skickas ner till sterilteknik så att du kan skicka med den och lapparna på de implantat som är använda. Galler och implantat skickas tillbaka snarast till Mölndal. Vi beställer inga implantat</p>
--	---

Uppläggnings:	Vanligt bord med svart kudde Abbas kudde (kudden kläs in i en ass. påse) eller knästöd 3st. Kolla att patientens fötter ligger i kant med op. bordet. Kan bli svårt att genomlysa annars.
Op drapering:	Ryggset och slitslakan. Tvätta från crista till nedanför knät, friklätt ben. Biplan-TV:n kläs med 2 st. C-båge skydd
Förband:	
Speciella önskemål:	Biplan-TV
Rengöring/Sterilisering:	
Op teknik:	Se till att spola igenom alla ihåliga instrument! Ta isär alla instrument.