

Senast reviderat: 2024-02-01

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs Operationssjuksköterska (annja28)

Metodkort Diskprotes/Bur lumbalt ryggläge

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Op galler/hakar:	<p>Rygg Främre fusionsgaller Kärlgaller AEIT eller disk prep galler x flera från företaget som har buren Omnitrac enkel eller annan självhållande hake som fästs på op.bordet. Hake njurven 2,5 x 15,2 cm om Omnitrac används. Ev. Laparotomigaller</p> <p>Galler till diskprotes eller bur – kolla med operatör. Ofta från Globus och då är representant med.</p> <p>2st Dubbelbord, ett till dina vanliga galler och ett till Globus galler Bur på ena hyllan och diskprotes på den andra.</p>
Op bord:	<p>Sal 85: Standard operationsbord + lång kolfibertillsats skenor för armbord och grön kilkudde under knäna. C-båge</p> <p>Phenosal: Pheno används Vanligt långt Interventionsbord</p>

Postadress:

Hybrid och Intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

	<p>Kolla med operatören innan pat tas in på op.salen Benen mot Pheno. Pat ligger långt ner på bordet kant i kant med fötterna. Benen på grön kilkudde. Vänster arm ut och ev. Höger arm vinklad bakåt med handflatan upp. OBS kolla noga så att inte Pheno krochar med skenor eller armbord Omnitrac-haken fästs på patientens vänstra sida ev behövs förlängnings skena Narkosen alltid nere vid pendel C (pat huvud) Kolla så att draglakanet ligger under patienten så att det kan användas för att flytta ner patienten efter sövning!</p>
Extra instrument:	<p>Ev Alexis port M Signity benersättningsmedel (8.2) Ev Peang Halstedt Mosquito böjd Ev. De Bakeypincett 25cm till kärlkirurgen Ev. Kärlklämmare Glover 26cm</p>
Övrigt:	<p>Gula tork x flera Snabel Ev Orange dukar (Adad Baranto) Ev Medium clips Ev. Cellsaver Ev. Lyostypt, Benvax, Spongostan Ev. Neurofysmätning Surgiflo Ev Sutur Boots</p>
Läkemedel & Vätskor:	<p>Ropovacain 10mg / ml</p>
Uppläggning:	<p>Ryggläge. Operatören kontrollerar läget så att Pheno får plats innan sterilklädsel. Kärlkirurg vidtalad för att hjälpa till.</p>
Op drapering:	<p>Rygg-set + sedvanlig klädsel när Pheno skall anv. Om C-båge används: C-arm drape. C-båge skydd</p>

Speciella önskemål:	C-båge eller Pheno
Rengöring/Sterilisering:	Be representanten om hjälp att plocka isär ”sina” instrument.