

Senast reviderat: 2024-05-10
Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8
Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs (annja28)

Metodkort Expedium Anterior eller Främre release (inga implantat sätts i denna seansen)

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

| | |
|-------------------|---|
| Op galler/hakar: | Anterior eller Främre Release Ryggaller Främre fusionsgaller Kärlgaller Thoraxgaller AIET Om implantat skall sättas behövs dessa också: Expedium stagavbitare Ev Lilla Martinhake ej vid Pheno! Benkvarn mini mill Expedium anterior galler instrument och implantat (lånegaller) Expedium 5,5 låda A Expedium 5,5 låda B Ev Bur Synmesh (Harmsbur) galler + implantat |
| Extra instrument: | Revbensraspar 3 st F72 Distraktor tandad 17cm F80 Nålförare Hegar 16cm F34 Peang Halstedt 12cm x 5st till hållsuturer F18 Codmanslevar x2 st F71 Ev Hake Doyen grund 110x35mm F6 Ev Hahe Doyen 120x30mm F6 Ev Hake Adson Ev Key benavbitare |

| | |
|------------|--|
| | <p>EV:Skopi Kolla med operatören!!! Dia spatel F42 Sladd Diatermi monopolär F42 Skopi Tång bipolär rak + sladd F42 Skopi port CTF73 12mm Skopi Retraktor lever (solfjäder) Optik</p> <p>Från Op. 3 Thorax Lånas men du behöver inte ta upp dem. Hake Thachray 35 x 30mm 10cm Hake Thachray baby 20 x 20mm 6,5cm</p> |
| Övrigt: | <p>Gula tork x flera Bülow-dränage, 28 eller 32 Ch eller 20 ch (20ch finns i förråd 8:2 + koppling)</p> <p>Koppling 3/8 – 1/4 artnr 05228 (8:2) Ev Förlängare till diatermi 125 eller 165mm Ev Clipstång, medium Ev Vesselloop blå Knivblad nr 15</p> <p>Ev Om bara Främre Release görs kanske patienten skall få en halo ring som avslutning på operationen. Barn får ofta fler skullskruvar än vuxna så ta med 2 paket! Förbered för detta och kontrollera att pat har rätt säng för skallsträck!</p> |
| Läkemedel: | Morfin special enl PM + tillbehör |
| Suturer: | Ev 0-0 Polysorb GS-25 hållsutur, 4 st |

| | |
|---------------|---|
| Uppläggnings: | <p>Bord: Lång kolfibertopp, platta under madrassen för att ev kunna fästa skenor i. Vanlig madrass. Pat ligger på en uppblåst övertrycksmanchett i midjan. Sideläge, Vänster sida upp. Undre armen ligger på vit skumgummi för arm, sedan en stor eller lite kudde som den övre armen vilar på. Plexiglasskiva som skyddar armarna så de inte faller av bordet under operationen. Patienten fixeras med tensoplast, kuddar mellan benen.</p> <p>Sal 83: Op.bordet står som vanligt (blå prick mot Pheno). Tornet vid fötterna och Neuro fys vid fötterna.</p> |
|---------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Op drapering: | Ryggset, (C-arm drape, c-båge skydd, behövs bara till 3d c-bågen). Tvätta från axillen ner till crista, nedanför medellinjen. Klä som du brukar när Pheno skall användas, dvs en grön 75:a som håller ihop klädsel under patienten och platen samlas ihop och(2 duschmössor till pheno). |
| Speciella önskemål: | Pheno eller 3D C-båge, sterilklädd under operationen. Börjar med frontal och sedan genomlysning sida. Under operationen görs en spin, då får du ta bort C-arm drape och c-båge skyddet. När operationen är klar läggs blockad av narkosläkaren så låt sterildraperingen vara kvar! |
| Rengöring/Sterilisering: | Ta isär alla instrument. |
| Op teknik: | Spara revbenet! Se manual: http://www.depuy.com/sites/default/files/products/files/Expedium%20Anterior%20Surgical%20Technique.pdf |
| Navigering: | Grund , Skruvmejsel, Mall Tillägg Collibri |

Om både optik och Pheno skall användas krävs att man tänker till och just nu har jag inget förslag hur alla apparater skall vara placerade....

