

Senast reviderat: 2024-12-20

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs, Operationssjuksköterska (annja28)

## Metodkort Viper Prime 5,5mm

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

### Arbetsbeskrivning

Op galler/hakar:	<p>RYGG Viper Prime låda A, B, C</p> <p>Om det skall navigeras:</p> <p>Viper Prime navigering. Navigering Grund Navigering Mall</p>
Extra instrument:	<p>Ev Expedium stagavbitare</p> <p>Disposable Troacar Insert For Pedicle Access Needle Artnr 55846-1. Finns på sal 83 bland navigeringssakerna. Det räcker att ta upp 1st. Confidence spinalnål behövs inte till navigation.</p> <p>Reflexkulator</p>

**Postadress:**

Hybrid och Intervention  
Operation 1 och 8  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
413 45 Göteborg

**Telefon:**

031-342 81 11

**Webbplats:**

sahlgrenska.se

	Navigationmandräng 286750210S (finns bland implantaten)!  Om det inte skall navigeras:  Confidence spinalnål Artnr 283903613 (sterilförråd 8:2). Du behöver ta upp flera stycken (4st)
Övrigt:	Ev Surgiflo
Upplägning:	Bukläge, rullar Operatören med och vänder pga fraktur!
Op drapering:	Ryggset+ blå korg När Pheno används behöver du klä patienten för spinn Klä patienten som du alltid gör när Pheno skall användas

Navigering: Sal 85	Vi har inte 3D c-bågen längre
Implantat	Fabriks sterila
Rengörning	Plocka isär/ öppna alla instrument
Navigering Pheno sal	Som vanligt. Kamera + skärm i fotändan. Klä för spinn

I implantat vagnen finns bra bild på hur du sätter ihop Navigerad skruvmejsel.

Implantaten finns i Viper Prime vagnen

