

Senast reviderat: 2024-12-12

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs Op.ssk (annja28)

Metodkort Fortify främre halsrygg

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Op galler/hakar:	Cervikalt diskbräck galler Fortify instrument A Fortify implantat B Här finns alla typer av implantat ex Peek burar Codman slevor Anspach eG1 + pedal och motor (apparatförrådet op2) + fräsar Sterilförråd op8 :2 (L-8N-G1) Trimline hake eller Ossanohake (Brisby)
Övrigt:	Öronsug kanyl x 2 st Gula tork Diatermikniv hals, isolerad Kanyl grå eller blå, Benvax. Distraktor pinnar 12,14 el 16mm sterilförråd op 8:2 Bellovac 10, sutureras.
Suturer:	2-0 Polysorb GS-21 eller PDS Hudsutur Steristrip
Uppläggning:	Ryggläge, armarna utefter sidan, vakuumkudde el skallsträck (tång) till huvudet. Diatermitorn vid fotändan. Mikroskop på patientens hö sida. Tensoplast till axlarna. Inga förlängnings skenor vid huvudet! Narkosen på pat:s vä sida, byter pendel sal 83. Sal 85 huvudet mot sal 86.

Op drapering:	Ryggset., vertikallakan som fästs på c-bågen om den används. Pheno får mössa x 2 och anv i sidoläge.
Förband:	Foam adhesive eller Tegaderm pad + dränageförband. Ingen krage.
Speciella önskemål:	<p>Pheno. C-båge i sidoprojektion, sterilkädd under operationen.</p> <p><i>Helena Brisby:</i> Mikroskop, vakumkudde, Ossanohake. Adad <i>Baranto:</i> Timeline hake.</p> <p>Mikroskop: Prata med operatören var mikroskopet skall stå, vid huvudet eller vid knäna på patientens högra sida.</p> <p>Implantat skall fyllas på innan gallret skickas ner till Sterilcentralen!! Implantat finns i verkstad op 8</p>
Rengöring/Sterilisering:	Ta isär alla instrument.
Op teknik:	Främre snitt, hals, vänster sida.