

Senast reviderat: 2022-08-23
Dokumentet gäller för: Verksamhet Läkemedel/ATMP
Innehållsansvarig: Milad Kouchek, Apotekare

Arbetsinstruktion - Spillbox för GMO

Spillboxens innehåll

Andningsmask	2 x munskydd PPE kategori III 3M
Handskar	4 par sterila strl 8 & 9 Ansell. 2 par tjocka strl 8 MAPA
Skyddsrock	2 x skyddsrock CODAN
Skyddsglasögon	2 x skyddsglasögon UNIVET
Skoskydd	2 par skoskydd tjock modell CODAN
Spade	1 x plastspade
Skrapa	1 x plastskrapa
Varningsskyltar	1 x "GMO Spillage..." 1 x "Sanitation work..." 1 x "Ongoing work..."
Avspärningstejp	1 x 25 m X 80 mm Conacord
Avfallspåsar	2 x avfallssäck CODAN
Engångspincetter	1 x engångspincett i plast
Buntband	4 x svarta buntband i plast
Torkdukar icke-sterila	8 x superabsorberande dukar
Torkdukar sterila	Finns i renrummet
Bomull	1 x 50 g bomull Holthans Medical
Desinfektionsmedel	Finns i renrummet
Absorberande pulver	1 x 142 g Green Z Safetec
Sterilt vatten	Finns i renrummet
Klercide sporicidal active chlorine sterile	1 x 946 mL Ecolab
Klercide 70/30 IPA sterile	1 x 1 L Ecolab
Klercide neutral detergent	1 x 1 L Ecolab

Spillrutin

Förberedelse

- Meddela kollega att spill skett.
- Ta fram spillbox.
- Märk synligt med lapp ”GMO Spillage DO NOT ENTER” (lokalt stödande dokument) för att förhindra att fler personer kommer in i rummet där saneringen ska påbörjas.
- Var om möjligt två personer vid saneringen: en som sanerar och en som bistår. Eventuella övriga personer lämnar rummet.

Spill i säkerhetsbänk

- Ta på skyddskläder som finns i spillkitet.
- Ta upp eventuell glaskross med skrapa och pincett. Kassera i lådan för smittförande avfall.
- Vid sanering av vätska: Lägg absorberande material från spillkitet på spillet och låt verka i 20-30 minuter.
- Vid sanering av pulver: Lägg absorberande material på pulvret och fukta materialet med vatten så att pulvret binds och låt verka i 20-30 minuter.
- Försäkra dig om att det inte droppar från det absorberande materialet innan det kasseras i smittförande avfall. Upprepa momentet tills ytan verkar ren.
- Bänken rengörs i tur och ordning med vatten, neutral detergent, sporocid och desinfektionsmedel (70% etanol). Spill och städning dokumenteras i loggbok.
- Låt säkerhetsbänken stå på i 60 minuter och märk med lapp, ”ongoing sanitization of work surfaces do not use the msc-3 until” (lokalt stödande dokument).
- Allt använt material inklusive skyddskläder kasseras i smittförande avfall.

Spill utanför säkerhetsbänken

- Ta på skyddskläder som finns i spillkitet.
- Lägg absorberande torkdukar från spillkitet på spillet och låt verka i 20-30 minuter.
- Rengör i tur och ordning med vatten, neutral detergent, sporocid och desinfektionsmedel (70% etanol). Arbeta utifrån och in för att minimera spridning.
- Kassera allt använt material inklusive skyddskläder i smittförande avfall.

Postadress:

Verksamhet Läkemedel
ATMP
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgrenska.se

- Lämna rummet 1 timme så att det ventileras ut. Arbetet kan sedan återupptas.

Avslutning

- Kassera lådan för smittförande avfall.
- Informera städpersonal om det kan finnas glasbitar kvar.
- Informera närmaste ansvarig chef.
- Skapa en avvikelse i MedControl.
- Innehållet i spillboxen fylls på så innehållet stämmer med innehållsförteckningen.

Spill på personal

- Gå genast till sluss och ta av kontaminerade kläder. Tillkalla eventuellt kollega som kan hjälpa till med avtagning av kläder.
- Kontaminerade kläder läggs i egen plastsäck och slängs sedan i smittförande avfall.

Spill på oskyddad hud

- Skölj genast med rikliga mängder vatten i minst 5 minuter och tvätta noggrant med tvål och vatten. Använd nöddusch eller personaldusch om möjligt.
- Använda material som kontaminerats vid rengöring av hud ska kasseras i smittförande avfall.
- Ytterligare skyddsinformation kan finnas på fass.se (se rubriken ”Skyddsinfo” i produktresumén) eller bipacksedel.
- Vid skada eller kvarstående besvär kontaktas läkare.

Stänk i ögonen

- Skölj ögonen med ögonsköljflaska (isoton koksaltlösning) eller vatten i minst 15 minuter.
- Kontakta ögonläkare.