

Hjälpmedelsförråd Kraftig Övervikt

Bildkatalog, med utförlig faktaruta



KLÄDER:

Vi lämnar ut max 5 plagg/sort vid ett tillfälle



- Dagbäddskjorta
120-150,150-200,200-250kg
- Underbyxa 120-150,150-200kg
- Tshirt 120-150,150-200kg
- Byxor 120-150,150-200kg
- Kofta 120-150,150-200kg
- Halksockar M,L

Sängar

Det är just nu svårt att frakta sängar mellan sjukhustomterna.

Det står på chassit till normala sjukhussängar vad de tål - ofta mellan 175 – 250kg.

Samma gäller för normala skummadrasser – de är märkta med max vikt.

Däverten har egen max vikt, se märkning på den.

Ring 0722-063525/0707-412520 om rådgivning

Säng: Sahlgrenska: breddbar 90-120cm med madrass



Luftmadrasser

- 90 cm - tål 45-220kg.
Fungerar i normal
sjukhussäng med grindar
uppe.



Duschpall grå/vit

Maxvikt 200kg för båda.

Bredd 72, höjd 46-56, djup 39 cm bredd 55, höjd 55, djup 44



Toalettstol utan hjul

Robust 21182

Potta 21666

Maxvikt: 300kg

Sitthöjd: 55cm

Bredd: 67cm

Bredd mellan handtag: 60cm



Hygienstol med hjul

71968

Maxvikt: 300kg

Sitthöjd: 51cm

Sittbredd: 70cm

Bruksanvisning:

[Broschyr Tango XXL \(inera.se\)](https://www.inera.se)



Vit Hygienstol med hjul

Max 300kg

Chassi fungerar med gåbord

Sitthöjd 56, djup 42, bredd 55cm



Lyftsele

30580

- Universal polyester
- Maxvikt: 300kg



Lyft

69211

Maxvikt: 250kg

Bruksanvisning:

[Bruksanvisning Viking M/Viking L/Viking XL - www.liko.com \(inera.se\)](#)



Våg

På bild monterad på lyftbåge från okänt företag. Vår sitter på en golvlyft från Liko.

Maxvikt: 300kg

Noggrannhet: 100gr

Plattformsvåg

60x60cm platta

Maxvikt 300kg



Komfortrollstol

57759

Maxvikt: 180kg

Bruksanvisning:

[BruksanvisningAzalea1488724-P.pdf \(inera.se\)](#)



Allroundrullstol

74471

Maxvikt: 295kg

Bruksanvisning:

[QUICKIE M6 Information till brukare - PDF Free Download \(docplayer.se\)](#)



Gåbord el

36490

Maxvikt: 240kg

Höjd: 91 – 131 cm

Bredd: 88cm

Bruksanvisning:

[Bure20Double202.pdf \(inera.se\)](#)



Rollator

29129

Maxvikt: 275kg

Höjd: 77-95cm

Sitthöjd: 64cm

Bredd: 72cm

Bredd mellan handtag: 52cm



Betastöd

39405

Maxvikt: 270kg

Höjd: 76- 101cm

Bredd: 71cm

Bredd mellan handtag: 52cm



Duschvagn – kan beställas via HMC, oklar leveranstid.

64981

Maxvikt: 450kg

Höjd: 53-83cm

Bredd arbetsyta: 78cm

Längd arbetsyta: 198cm

Bruksanvisning:

[Microsoft Word - TR 4000 4200
- Operating manual SE 2021
\(directhealthcaregroup.com\)](#)



Överflyttningsplattform, kan beställas via HMC, oklar leveranstid.

58572

Maxvikt 200kg

