

Nyhetsbrev TIK Neurosjukvård

Här kommer Neurosjukvårdens andra nyhetsbrev för Taligenkänning. I detta nyhetsbrev vill vi dela med oss av olika tips och tricks, nya kommandon och funktioner, eller olika saker som kan vara bra att tänka på.

Taligenkänning på Neurosjukvårdens sida på intranätet

På intranätet hittar du manualen för Melior och TIK och alla nyhetsbrev publiceras också där. Scrolla neråt så finns det en knapp för Taligenkänning.


[Neurosjukvård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset \(vgregion.se\)](https://vgregion.se)

TIK administrativt

Kom ihåg att göra ett TIK administrativt-diktat i Medspeech när du TIK:at. Det finns risk för att patienterna inte blir planerade för återbesök om diktat med planering och åtgärder inte inkommer i Medspeech.

Datum och klockslag i Melior

Tidigare var det sagt att datum och klockslag i Melior skulle stämma överens med registrering i ELVIS. Enligt journaldatalagen så är det väldigt viktigt att datumet stämmer men det är upp till verksamheten att bestämma när klockslaget är viktigt att dokumentera. Beslut är taget i verksamheten att det är upp till den som är ansvarig för journaldokumentationen om exakt klockslag är viktigt eller inte.



Åtgärda sarskrivning med röstkommando

Eftersom programmet är engelskt i grund och botten tenderar det tyvärr att sarskriva en hel del när man taligenkänner på svenska (endast svensk licens är köpt, endast enstaka engelska ord går att taligenkänna). Sarskrivningarna går att åtgärda med tangentbordet och datormusen, precis som vanligt, men går också att skriva ihop med ett röstkommando. För att åtgärda en sarskrivning med röstkommando, säg "Markera" och de delar i ett ord som blivit sarskrivet, och säg sedan "Sätt ihop det".

Kommandot "OK" tas bort

Kommandot "OK" tas bort och ersätts med "Okej". Kommandot "Okej" kan du använda i Melior i stället för att trycka på knappen OK eller använda kortkommando Alt+O. Anledningen är att Dragon ibland inte känner igen kommandot och väljer att skriva "och" i texten, eller tvärtom att man säger "och" men Dragon tolkar det som "OK" och går vidare till nästa sökord.

Programmera diktafonen – undvik knapp 6

Om du använder diktafon med skjutreglage så har det nyligen visat sig att knapp 6 på diktafonen stänger av dikteringen. Om du programmerar knapparna på din diktafon rekommenderas du att inte programmera knapp 6 för att undvika att stänga av dikteringen i Dragon.

För att programmera diktafonen, tryck på flammen, Alternativ och välj Mikrofonens knappar. Tryck på pennan och gör det kortkommando du vill programmera.

1 Överför text

2 Dölj/visa dikteringsrutan

3 Tryck på kortkommando
Alt + O

4 Tryck och håll kvar

5 <Inga>

6 <Inga>

7 Föregående fält

8 Nästa fält

9 Rensa dikteringsrutan

10 Acceptera standardvärden

Kontakt

Har du frågor, förslag på nya steg-för-steg-kommandon eller autotexter kan du mejla till su.neurosjukvard.tik@vgregion.se, så hjälper vi gärna till!