

Lathund för biobanksprover

PROVTAGNING SKER MÅN-FRE MORGON INNAN KL 10

För alla transplanterade patienter för **njure, lever, lunga, hjärta** och **leverkirurgi** tas följande blodprover i följande ordning:

- 10/9 ml Serum rör (RÖTT)
- 7/6 ml EDTA rör (LILA)

För **multiviscerala** patienter tas följande prov:

- 10/9 ml Serum rör (RÖTT)
- 7/6 ml EDTA rör (LILA)
- Urin
- Feces

VID PROVTAGNING:

Var noggrann vid etikettering av rör så att rätt etikett hamnar på rätt rörtyp.

- Använd lämplig kateter för att motverka hemolys.
- Undvik kraftig och långvarig stas, muskelarbete (så kallad pumpning)
- Följ rekommendationer för slaskprov.
- Ta proverna i den ordning som rekommenderas av klinisk kemi, SU (ordning som ovan).
- Fyll rören **helt** till dess att vakuumverkan upphör.
- Rören ska **blandas direkt** enligt rörspecifik information.

(5-10 ggr. Serumröret ska stå och koagulera i 20-30 min uprätt).

Uppdaterad 2024-05-28

Hanna Jacobsson, Provsamlingen för Transplantation och Leverkirurgi (PTXL) tel: 0700-82 44 22

BESTÄLLNING I ROSP

Utskrift av etiketter till provtagningsrör (blodprover) för biobankning sker i **ROSP**.

1. ROSP nås via uthopp från Melior eller direkt via <https://rosp.vgregion.se/>
2. Gå till patientöversikten för aktuell deltagare:
 - Tryck på knappen **SKAPA REMISS**
 - Välj studiens beställarkod **PTXL** (ROSP)
3. Välj de analyser (profiler) som är aktuella **PTXL Vuxen Blodprov, PTXL Vuxen Feces eller PTXL Vuxen Multivisceral**
 - 3.1. Svara på eventuella frågeställningar och tryck på **Spara**
4. Tidpunkt för provtagning sätts automatiskt till tiden då registreringen i ROSP gjordes. Vid behov, ändra provtagningstid eller andra uppgifter genom att öppna remissen och korrigerar. Tryck på **Spara**
5. **Skriv ut** etiketter och märk rören.

Korkfärg och rörstorlek måste överensstämma på etiketten för hantering hos Biobank Väst.
6. När provtagningen är slutförd, tryck på **Skicka remiss.**

Skicka remiss görs endast när provtagningen är gjord! Viktigt att remissen skickas för att mottagning ska kunna ske hos Biobank Väst.

LÄMNA PROV

- När prover tagits, ställ de i en transportlåda märkt med Kliniska studier/studiesektionen. **Lådan står på samordnarexpeditionen vid provskåpsnyckeln.**
- Mellan 8.00-10.00 varje vardagsmorgon skall transportlådan ställas i skåpet för transport till klinisk kemi. Detta gör ekonomibiträdet.
- När man ställt en låda i skåpet tar man en ny med sig och ställer på samordnarexpeditionen uppmärkt kliniska studier/studiesektionen.
- Prover tagna efter kl 10.00 ställs i ställ tills dagen efter (rumstemperatur).

Uppdaterad 2024-05-28

Hanna Jacobsson, Provsamlingen för Transplantation och Leverkirurgi (PTXL) tel: 0700-82 44 22