

Patientinformation

Utlästning av sko (töjning av sko)

Ordernummer

Patientnamn

Hjälpmedel

Ansvarig förskrivare

Leveransdatum

Personanpassad information _____

Ortopedteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Falkenbergsgatan 3, Uppgång B, Plan 4, 412 85 Göteborg
Adress vid sjukresor och parkering: Ebbe Lieberathsgatan 10-12

Öppettider – se hemsida

Telefon: 031-343 81 44

1177- Ortopedteknik Göteborg

www.sahlgrenska.se sök på ortopedteknik

Ansvar och livslängd

Hjälpmedlet är till låns från VGR. Du ansvarar för att ta hand om den under lånetiden. Vid skador utöver normalt slitage, förlust eller om korsetten inte återlämnas efter uppmaning, kan du bli ersättningsskyldig.

- *Beräknad livslängd för skoändring är 2 år*

Syfte

Skoändring utförs för att bättre anpassa skon till användarens behov.

Skons egenskaper

Det är viktigt att skon som du vill ändra sitter så bra som möjligt på foten då de ändringar vi gör kan påverka skons funktion och hur foten känns i skon.

- Skon bör vara tillverkad av ett töjbart material till exempel skinn (textilskor går oftast inte att lästa ut så mycket och de går lättare sönder vid lästning).
- Skon bör också vara så fri som möjligt från sömmar över framfoten och tålederna.
- Skon bör ha snörning eller kardborre (eller annan typ av knäppning) som kan anpassas över ankeln.

Begränsningar och varningar

Skon inspekteras alltid visuellt för att bedöma om den lämpar sig för ändringen. Ortopedteknik ansvarar inte för misslyckade skoändringar som beror på dolda fel eller egenskaper som inte syns vid inspektion.

- Skor kan inte göras längre med hjälp av utlästning.
- Utlästning kan skada vattenskyddande membran i skon (till exempel Gore-tex, Sympatex).
- Sömmar kan spricka vid utlästning.

Skydds-/arbetskor

Vid ändringar på en skyddssko upphör skyddsklassningen. Kontakta därför arbetsgivaren innan åtgärd. Ortopedteknik ansvarar inte för tillbud eller olyckor efter sådan ändring. Åtgärden bekostas av dig eller arbetsgivaren.

Skötsel och underhåll

Följ leverantörens rekommendationer även efter skoändring. Vanligtvis innebär det rengöring med vatten samt användning av skokräm eller impregnering.

- Torka aldrig i torkskåp eller med värmepistol då det kan påverka skoändringen

Justera eller reparera ditt hjälpmedel

Skicka en beskrivning via 1177, gärna med bilder, för snabb bedömning. Därefter får du en tid hos ortopedteknik för inlämning eller vidare bedömning.

Tänk på:

- Du kan behöva klara dig utan hjälpmedlet i några arbetsdagar beroende på åtgärd och produktionsbelastning.
- Hjälpmedel som inte är rengjorda kan nekas av hygieniska skäl.

Om du inte kan använda 1177:

Lämna skon i inlämningsvagnen vid receptionen med en åtgärdsbeskrivning, eller kontakta oss per telefon - välj knappval för tidsbokning.