

Ankel-Fot-Ortos

AFO

Ordernummer

Patientnamn

Hjälpmedel

Ansvarig förskrivare

Leveransdatum

Personanpassad information _____

Ortopedteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Falkenbergsgatan 3, Uppgång B, Plan 4, 412 85 Göteborg
Adress vid sjukresor och parkering: Ebbe Lieberathsgatan 10-12

Öppettider mottagning: måndag-fredag 07:30-16:00

Bemannning reception: måndag-fredag 07:30-12:00

Telefon: 031-343 81 44

1177- Ortopedteknik Göteborg

www.sahlgrenska.se Sök på ortopedteknik

Ansvar och livslängd

Hjälpmedlet är till låns från VGR. Du ansvarar för att ta hand om det under lånetiden. Vid skador utöver normalt slitage, förlust eller om hjälpmedlet inte återlämnas efter uppmaning, kan du bli ersättningsskyldig.

- *Beräknad livslängd för AFO är 4 år*
- *Beräknad livslängd för kardborreband 1 år*

Syfte

En ankel-fot-ortos(AFO) är ett hjälpmedel som omsluter din fot och underben och kan ha många olika syften.

Syftet med din AFO är att:

Bibehålla rörlighet	<input type="checkbox"/>	Motverka rörlighet	<input type="checkbox"/>
Stabilisera	<input type="checkbox"/>	Korrigera	<input type="checkbox"/>
Minska spasticitet	<input type="checkbox"/>	Klara att stå/gå	<input type="checkbox"/>
Sårbehandling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Användning

- Använd alltid strumpor mellan ortos och hud för att minska hudirritation.
- Skall användas enligt läkares ordination
- Rodnad av ljusare karaktär som uppstår på huden ska försvinna inom 20-30min efter den tagits av
- Skall användas med skor enligt skoråd om inget annat anges

Begränsningar och varningar

- Kraftig rodnad eller rodnad som inte försvinner efter ca 30 minuter efter avtagning bör bedömas av vår avdelning.
- Vid risk för trycksår av hjälpmedlet bör hjälpmedlet inte användas.
- Torka aldrig i torkskåp eller med värmepistol då värme kan ändra formen på ortosen.
- Om du inte har full känsel i benet ska du inspektera både ben och ortos ofta för att tidigt upptäcka rodnad

Skötsel och underhåll

- Rengör AFO:n vid behov med fuktig trasa, torka av och låt lufttorka.
- Kuddar i skinn torkas med fuktig trasa
- Kardborreband rengörs regelbundet

Förnyelse av hjälpmedel

Använd 1177 – "Förnyelse av ortopedteknisk hjälpmedel".-Skriv om något behöver ändras eller om du behöver diskutera eventuella ändringar med vårdpersonal.

Justera eller reparera ditt hjälpmedel

Skicka in en beskrivning på 1177, gärna med bilder för att få en snabb bedömning av åtgärd. Du får sedan komma till mottagningen på överenskommen tid för att lämna in hjälpmedlet för åtgärd eller för ytterligare bedömning.

Beroende på åtgärd och produktionsbelastning kan du få klara dig utan hjälpmedlet i några arbetsdagar.

Vi kan neka hantering av hjälpmedel av hygieniska skäl. Tänk på att rengöra hjälpmedel innan inlämning.

Kan du inte använda 1177 kontakta oss per telefon. Använd knappval för att boka tid.