

Patientinformation

Denis-Browne-skor (Dennis-Brown-skor)

Ordernummer

Patientnamn

Hjälpmedel

Ansvarig förskrivare

Leveransdatum

Personanpassad information _____

Ortopedteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Falkenbergsgatan 3, Uppgång B, Plan 4, 412 85 Göteborg
Adress vid sjukresor och parkering: Ebbe Lieberathsgatan 10-12

Öppettider mottagning: måndag-fredag 07:30-16:00

Bemanning reception: måndag-fredag 07:30-12:00

Telefon: 031-343 81 44

1177- Ortopedteknik Göteborg

Hjälpmedlet är till låns från VGR. Du ansvarar för att ta hand om den under lånetiden. Vid skador utöver normalt slitage, förlust eller om hjälpmedlet inte återlämnas efter uppmaning, kan du bli ersättningsskyldig.

Syfte

Behandlingen med Denis-Browne-skor syftar till att få foten att växa rakt och få en så korrekt ställning som möjligt. De hindrar alltså återkomst av den ställning som foten hade innan behandlingen påbörjades. Det sker genom töjning av mjukdelsstrukturer under lång tid. Denis-Browne-skorna används till att börja med 23 timmar om dygnet. Användandet minskas därefter enligt läkarens ordination, för att efter en tid endast användas nattetid.

Behandlingen pågår vanligen tills barnet är fem år. Det är viktigt att behandlingen fortsätter så länge, annars är risken stor att felställningen kommer tillbaka.

Begränsningar och varningar

När barnet fått nya Denis-Browne-skor är det extra viktigt att vara observant på eventuella tryckmärken. Om en allergisk reaktion uppkommer eller om det blir tryckmärken som efter en tids användning inte försvinner strax efter det att skorna tagits av, kontakta Ortopedteknik. Ta av skorna flera gånger om dagen, till exempel i samband med blöjbyte, för att lufta fötterna och kontrollera att inga tryckmärken uppkommit.

Skötsel och underhåll

Skorna tvättas med tvål och vatten. Man kan använda en bomullsstrumpa i skorna. Använd då en strumpa utan sömmar, mönster eller halkskydd. OBS fötter och skor måste vara torra vid användning för att minska risken för hudirritation.

Förnyelse av hjälpmedel

Om Denis-Browne-skorna går sönder eller blir utslitna eller urvuxna kontakta Ortopedteknik direkt, så att det inte blir något uppehåll i behandlingen. Avnän gärna vår 1177-tjänst "förnyelse av hjälpmedel"

Justera eller reparera ditt hjälpmedel

Skicka in en beskrivning på 1177, gärna med bilder för att få en snabb bedömning av åtgärd. Du får sedan komma till ortopedteknik på överenskommen tid för att lämna in hjälpmedel för åtgärd eller för ytterligare bedömning.

Beroende på åtgärd och produktionsbelastning kan du få klara dig utan hjälpmedlet i några arbetsdagar.

Vi kan neka hantering av hjälpmedel av hygieniska skäl. Tänk på att rengöra hjälpmedel innan inlämning.

Kan du inte använda 1177 kontakta oss per telefon. Använd knappval för att boka tid.